

**Invacare® Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>**

Waga użytkownika max. : 125 kg


**Cena podstawowa brutto: 2 193,50,-zł**

Pieczętka firmy:





Adnotacje:

- Proszę o zaznaczenie krzyżykiem w ramce wybranych elementów
- ◆ Standardowe elementy wyposażenia
- Bezpłatne
- (NC 9999) nie kompatybilny z NC9999

Kod	Opis	zł
CEB0026	Invacare® Action 3 <sub>NG</sub> Model podstawowy	<input type="checkbox"/> 2193,50
CEBSPEC	Invacare® Action 3 <sub>NG</sub> Model specjalny	<input type="checkbox"/> na życzenie
<b>RODZAJ NAPĘDU</b>		
CEB0100	Napęd ręczny za pomocą ciągów (NC1120, 1130)	<input type="checkbox"/> ◆
CEB0110	Wersja transportowa z pomocą do przechylenia str. prawa (NC 0290, 0300, 0310, 0315, 0428, 0738, 1049, 1050, 1051, 1052, 1060, 1080, 1095, 1099, 1100, 1110, 1116, 1140, 1150, 1180, 1260, 1261, 1320, 1330, 1365, 1390)	<input type="checkbox"/> 612,00
CEB0140	Napęd jednostronny - podwójne ciągi, prawa ręka, oś szybkozłączka, kąt siedziska 0° (NC 0260, 0300, 0310, 0315, 0738, 1051, 1095, 1099, 1100, 1110, 1116, 1120, 1130, 1140, 1150, 1170, 1260, 1261, 1280, 1330, 1365)	<input type="checkbox"/> 2148,00
CEB0150	Napęd jednostronny - podwójne ciągi, lewa ręka, oś szybkozłączka, kąt siedziska 0° (NC 0260, 0300, 0310, 0315, 0738, 1051, 1095, 1099, 1100, 1110, 1116, 1120, 1130, 1140, 1150, 1170, 1260, 1261, 1280, 1320, 1365)	<input type="checkbox"/> 2148,00
CEB0160	Napęd jednostronny - jednoreczne kierowanie drążkiem RH (NC: 0290, 0300, 0310, 0315, 0640, 0650, 0738, 1051, 1052, 1095, 1099, 1100, 1110, 1116, 1120, 1130, 1140, 1150, 1180, 1190, 1201, 1260, 1261, 1280, 1320, 1330, 1365, 1390)	<input type="checkbox"/> 2920,00
CEB0170	Napęd jednostronny - jednoreczne kierowanie drążkiem LH (NC: 0290, 0300, 0310, 0315, 0640, 0650, 0738, 0740, 0750, 1051, 1052, 1095, 1099, 1100, 1110, 1116, 1120, 1130, 1140, 1150, 180, 1190, 1201, 1260, 1261, 1280, 1320, 1330, 1365, 1390)	<input type="checkbox"/> 2920,00
<b>SIEDZISKO</b>		
<b>Szerokość siedziska</b>		
CEB0180	Szerokość siedziska 38 cm (NC: 0936)	<input type="checkbox"/> ○
CEB0190	Szerokość siedziska 40,5 cm (NC: 0936)	<input type="checkbox"/> ○
CEB0200	Szerokość siedziska 43 cm	<input type="checkbox"/> ○
CEB0210	Szerokość siedziska 45,5 cm	<input type="checkbox"/> ○
CEB0220	Szerokość siedziska 48 cm	<input type="checkbox"/> ○
CEB0230	Szerokość siedziska 50,5 cm	<input type="checkbox"/> ○
<b>Głębokość siedziska</b>		
CEB0240	Głębokość siedziska 40 cm	<input type="checkbox"/> ○
CEB0250	Głębokość siedziska 45 cm	<input type="checkbox"/> ○
CEB0252	Głębokość siedziska regulowana 40-45 cm (NC 0330, 0350)	<input type="checkbox"/> ◆
<b>Wysokość siedziska</b>		
CEB0260	Wysokość siedziska 51cm (NC 0738, 1049, 1050, 1051, 1052, 1100, 1110)	<input type="checkbox"/> ◆
CEB0270	Wysokość siedziska 48,5 cm (NC 1051)	<input type="checkbox"/> ○
CEB0280	Wysokość siedziska 46 cm	<input type="checkbox"/> ○
CEB0290	Wysokość siedziska 43,5 cm (NC 1000, 1010, 1020, 1030, 1120, 1130)	<input type="checkbox"/> ○
CEB0300	Wysokość siedziska 41cm (NC: 0935, 1000, 1010, 1020, 1030, 1120, 1130, 1052, 1280, 1365, 1370, 1440, 1441)	<input type="checkbox"/> ○
CEB0310	Wysokość siedziska 38,5 cm (NC: 0660, 0670, 0738, 0760, 0770, 0838, 0935, 1000, 1010, 1020, 1030, 1049, 1050, 1052, 1060, 1080, 1095, 1099, 1120, 1130, 1280, 1365, 1370, 1440, 1441)	<input type="checkbox"/> ○
CEB0315	Wysokość siedziska 36 cm, kąt siedziska 0 stopni, Dostępna tylko z niskim widelcem, kołami 5" (1051) i 20" (1116) !!! (NC: 0600, 0611, 0620, 0660, 0670, 0738, 0760, 0770, 0838, 0935, 1000, 1010, 1020, 1030, 1049,	<input type="checkbox"/> ○
<b>Tapicerka siedziska</b>		
CEB0330	Nylonowa tapicerka siedziska bez pasów na rzepy	<input type="checkbox"/> ○
CEB0340	Nylonowa tapicerka siedziska z pasami na rzepy	<input type="checkbox"/> ◆
CEB0350	Tapicerka siedziska z wyściółką	<input type="checkbox"/> 116,00
<b>Rodzaj oparcia <b>Kółka antywywrotne wymagane przy odchylanym oparciu (0430, 0435, 0440, 0445, 0450)</b></b>		
CEB0380	Oparcie stałe 0°, 40 cm / 43 cm wysokość oparcia (dostarczane 43 cm), stałe rączki do pchania	<input type="checkbox"/> ○
CEB0390	Oparcie stałe 0°, 51 cm, stałe rączki do pchania	<input type="checkbox"/> 196,00
CEB0410	Oparcie stałe 7°, 40 cm / 43 cm wysokość oparcia (dostarczane 43 cm), stałe rączki do pchania	<input type="checkbox"/> ◆
CEB0420	Oparcie stałe 7°, 51cm wysokość oparcia, stałe rączki do pchania	<input type="checkbox"/> 196,00
CEB0425	Oparcie stałe 7°, 43 cm wysokość oparcia, rączki z regulowaną wysokością 15 cm (NC: 0461, 0462, 0463, 0464, 0908)	<input type="checkbox"/> 476,00
CEB0428	Oparcie stałe 7° aktywne, 35 cm wysokość oparcia (regulacja do 40 cm), stałe rączki do pchania (krótkie) (NC 0480, 0481, 0905, 0906, 0907, 1280, 1451)	<input type="checkbox"/> 236,00
CEB0430	Oparcie z regulacją kąta (-6° do +24°, w krokach co 6°) wysokość 40 cm; rączki z regulowaną wysokością (11 cm) (NC: 0680, 0690, 0738, 0780, 0790)	<input type="checkbox"/> 900,00
CEB0435	Oparcie z regulacją kąta 0°/30° (mechanizm zapadkowy) 3 wysokości oparcia 39/41/43 cm-dostarczane 43 cm (NC 0738, 0940, 1190)	<input type="checkbox"/> 1196,00
CEB0440	Oparcie z regulacją kąta 0°/30° (mechanizm zapadkowy) 3 wysokości oparcia 47/49/51cm- dostarczane 51 cm (NC 0738, 0940, 1190)	<input type="checkbox"/> 1276,00
CEB0445	Oparcie z regulacją kąta (dźwignia gazowa) 0°/30°, 3 wysokości oparcia 39/41/43 cm-dostarczane 43 cm (NC 0738, 0940, 1190)	<input type="checkbox"/> 1796,00



CEB0450	Oparcie z regulacją kąta (dźwignia gazowa) 0°/30° 3 wysokości oparcia 47/49/51 cm-dostarczane 51 cm (NC 0738, 0940, 1190)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1916,00
CEB0455	Oparcie składane - 2 wysokości 40/43 cm (dostarczane 43 cm), stałe rączki do pchania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	260,00
CEB0460	Oparcie składane - 2 wysokości 48/51cm (dost. 51 cm), stałe rączki do pchania (NC 0480, 0481)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	276,00
<b>Oparcia MatrX (zmniejszenie o ok. 20 mm głębokości siedziska z oparciem odchylanym za pomocą dźwigni gazowej)</b>				
CEA0461	Oparcie MatrX elite z mocowaniem, wys. oparcia 40,5 cm (NC: 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0940)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 704,00
CEA0462	Oparcie MatrX elite z mocowaniem, wys. oparcia 45,5 cm (NC: 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0940)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 704,00
CEA0463	Oparcie MatrX elite DEEP BACK z mocowaniem, wys. oparcia 40,5 cm (NC: 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0940)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 312,00
CEA0464	Oparcie MatrX elite DEEP BACK z mocowaniem, wys. oparcia 45,5 cm (NC: 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0940)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 312,00
<b>Tapicerka oparcia</b>				
CEB0474	Tapicerka - stabilizacja lędźwiowa (+1 pasek), Bi materiał pokrycia wyściełany z kieszenią tylną	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CEB0475	Tapicerka - stabilizacja lędźwiowa, pokrycie formowane, wyściełane	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CEB0478	Tapicerka Kontur regulowana (3+1 paski), Bi materiał wyściełany z kieszenią tylną, (NC: 0940)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	432,00
CEB0479	Tapicerka Kontur regulowana (3+1 paski), formowane, wyściełane pokrycie oparcia (NC 0940)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	356,00
CEB0480	Tapicerka Kontur regulowane naprężenie (7+1 paski), formowane, wyściełane pokrycie oparcia (NC 0940)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	596,00
CEB0481	Tapicerka Kontur regulowana (7+1 paski), Bi materiał wyściełany z kieszenią tylną, (NC: 0940)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	672,00
<b>PODNOŻKI / PŁYTA POD STOPY</b>				
<b>Podnóżek prawy</b>				
CEB0510	80° RH, odchylany do wewnątrz i na zewnątrz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CEB0520	Regulowany od 0° do 80° RH, odchylany do wewnątrz i na zewnątrz (włączając płytę pod łydkę) (NC 0611, 0930, 0936)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	440,00
CEB0545	Podnóżek dla amputanta RH (NC 0600, 0610, 0611, 0930, 0936)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	900,00
<b>Podnóżek lewy</b>				
CEB0560	80° LH, odchylany do wewnątrz i na zewnątrz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CEB0570	Regulowany od 0° do 80° LH, odchylany do wewnątrz i na zewnątrz (włączając płytę pod łydkę) (NC 0611, 0930, 0936)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	440,00
CEB0595	Podnóżek dla amputanta LH (NC 0611, 0620, 0630, 0930, 0936)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	900,00
<b>Płyta pod stopę, prawa</b>				
CEB0600	Płyta pod stopy podnoszona do góry RH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CEB0610	Płyta z regulacją kąta i głębokości RH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	236,00
CEB0611	Jednoczęściowa płyta podnóżka z regulacją kąta i głębokości (NC 0620, 0630, 0920, 0935, 0936)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	756,00
<b>Płyta pod stopę, lewa</b>				
CEB0620	Płyta pod stopy podnoszona do góry LH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CEB0630	Płyta z regulacją kąta i głębokości LH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	236,00
<b>PODŁOKIETNIK</b>				
<b>Podłokietnik, prawy</b>				
CEB0640	Krótki, zdejmowany (no. 1), regulacja wysokości 20-23-26 cm (NC: 0760, 0770, 0780, 0790, 0838, 1480)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CEB0650	Długi, zdejmowany (no. 1), regulacja wysokości 20-23-26 cm (NC: 0760, 0770, 0780, 0790, 0838)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CEB0660	Krótki, zdejmowany, odchylany (no. 2) wys. 24 cm, (NC: 0740, 0750, 0780, 0790, 0838, 0951, 1480)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CEB0670	Długi, zdejmowany, odchylany (no. 2) wys. 24 cm, (NC: 0740, 0750, 0780, 0790, 0838, 0951)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CEB0680	Krótki, z regulacją wysokości, zdejmowany, odchylany (no. 3) (NC: 0740, 0750, 0760, 0770, 0838, 0951, 1480)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	196,00
CEB0690	Długi, z regulacją wysokości i głębokości, zdejmowany, odchylany (no. 3) (NC: 0740, 0750, 0760, 0770, 0838, 0951)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	196,00
CEB0738	Zdejmowany błotnik z regulacją wysokości (15,5-22 cm) (no. 6) (zalecana jest poduszka do siedziska o wysokości 41 & 43,5 cm) (NC: 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0951, 1100, 1110, 1200, 1201, 1480)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	236,00
<b>Podłokietnik, lewy</b>				
CEB0740	Krótki, zdejmowany (no. 1), regulacja wysokości 20-23-26 cm (NC: 1480)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CEB0750	Długi, zdejmowany (no. 1), regulacja wysokości 20-23-26 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CEB0760	Krótki, zdejmowany, odchylany (no. 2) wys. 24 cm, (NC: 0951, 1480)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CEB0770	Długi, zdejmowany, odchylany (no. 2) wys. 24 cm, (NC: 0951)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CEB0780	Krótki, z regulacją wysokości, zdejmowany, odchylany (no. 3) (NC: 0951, 1480)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	196,00
CEB0790	Długi, z regulacją wysokości i głębokości, zdejmowany, odchylany (no. 3) (NC: 0951)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	196,00
CEB838	Zdejmowany błotnik z regulacją wysokości (15,5-22 cm) (no. 6) (zalecana jest poduszka do siedziska o wysokości 41 & 43,5 cm) (NC: 0951)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	236,00
<b>AKCESORIA SIEDZISKA</b>				
CEB0841	Poduszka piankowa 5 cm, pokrycie nylonowe, antypoślizgowe, (NC: 0869, 0871, 0873, 0874)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	116,00
CEA0869	Poduszka MatrX flo-tech lite (NC: 0871, 0873, 0874)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	436,00
CEA0871	Poduszka MatrX flo-tech contour visco (NC: 0873, 0874)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	748,00
CEA0873	Poduszka MatrX flo-tech image (NC: 0874)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 216,00
CEA0874	Poduszka MatrX flo-tech solution xtra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 672,00
CEB0842	Poduszka 5 cm, głębokość siedziska 45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	196,00
CEB0905	Zaglówek dartex (z drążkiem tylnym) (NC: 0906, 0907, 0908, 0940)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	756,00
CEB0906	Zaglówek dartex regulowany na boki (z drążkiem tylnym) (NC: 0907, 0908, 0940)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	620,00
CEB0907	Zaglówek dartex z podparciem policzków (z drążkiem tylnym); regulowany na boki (NC: 0908, 0940)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 180,00
CEA0908	Miękka poduszka zagłówka MatrX (250 mm) ze stałym mocowaniem. Tylko z oparciem MatrX! (NC:0940)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 500,00
CEB0920	Pasy mocujące pięty, regulowane	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CEB0930	Pasy mocujące łydki, regulowane	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	76,00
CEB0935	Dłuższa rurka podnóżka (UL= 45-53 cm) (NC: 0936)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	96,00
CEB0936	Adapater wysokości dla krótszych podudzi, para, UL= 23-43 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	276,00
CEB0940	Tylny drążek poprzeczny, stabilizujący	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	104,00
CEA0951	Automatyczna blokada podłokietnika	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>KOLOR RAMY</b>				
CEB0960	ciemno czerwony	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CEB0961	ciemno szary (RAL7024)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CEB0963	Ocean blue - morski (RAL5025, matowy)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CEB0964	Pearl white - perłowy biały	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CEB0980	Anthracite black - Czarny metalik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>KÓŁKA PRZEDNIE</b>				
CEB1000	200 x 32 mm, 8" x 1 1/4" pneumatyczne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CEB1010	200 x 32 mm, 8" x 1 1/4" pełne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CEB1020	200 x 50 mm, 8" X 2" pneumatyczne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CEB1030	200 x 50 mm, 8" X 2" pełne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CEB1049	150 x 32 mm, 6" X 1.1/4" pełne, średnio twarde (NC: 1120, 1130)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CEB1050	150 x 32 mm, 6" X 1.1/4" pełne (NC: 1120, 1130)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



CEB1051	125 x 125 mm, 5" x 1" pełne (NC: 1060, 1080, 1095, 1099, 1120, 1130)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
CEB1052	140 x 45 mm, 5" 1/2 X 1.3/4" pełne, średnio twarde (NC: 1120, 1130)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
<b>TYLNE KOŁA</b>				
CEB1060	610 x 35 mm, 24" x 1.3/8" pneumatyczne ze szprychami (NC: 1261)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
CEB1080	600 x 35 mm, 24" x 1.3/8" pełne, ze szprychami (NC: 1261, 1320, 1330)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	
CEB1095	595 x 25 mm, 24" x 1" pneumatyczne, opony profilowane, ze szprychami (NC: 1261, 1280, 1320, 1330)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	260,00
CEB1099	590 x 25 mm, 24" x 1" pneumatyczne bezśladowe, felga w kolorze "szampańskim" ze szprychami (NC: 1261, 1280, 1320, 1330)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	340,00
CEB1100	560 x 35 mm, 22" x 1.3/8" pneumatyczne, ze szprychami (NC 1260)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	240,00
CEB1110	555 x 35 mm, 22" x 1.3/8" pełne, ze szprychami (NC 1260, 1320, 1330)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
CEB1116	515 x 35 mm, 20" x 1.3/8" pełne, ze szprychami (NC: 1170, 1260, 1280, 1320, 1330), Tylko z wysokością siedziska 36 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	500,00
CEB1120	305 x 50 mm, 12" x 2" pneumatyczne, plastikowa felga, (NC: 1140, 1150, 1180, 1190, 1260, 1261, 1320, 1330, 1380, 1390)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
CEB1130	305 x 45 mm, 12" x 2" pełne, plastikowa felga, (NC: 1140, 1150, 1180, 1190, 1260, 1261, 1280, 1320, 1330, 1380, 1390)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
<b>CIĄGI</b>				
CEB1140	Aluminium anodyzowane	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	
CEB1150	Ciągi powlekane czarnym tworzywem antypoślizgowym	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	316,00
<b>OŚ TYLNEGO KOŁA</b>				
CEB1170	Oś stała (przykręcana) (NC 1365)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
CEB1180	Oś szybkozłączka	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	
<b>Pozycja koła tylnego</b>				
CEB1190	Standardowa pozycja kół tylnych (25 mm w przód / oś oparcia)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	
CEB1200	Pasywna pozycja kół tylnych (25 mm w tył / oś oparcia)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
CEB1201	Pozycja koła dla podwójnych amputantów (napęd ręczny= 60mm w tył / oś oparcia do 85 mm przez dystrybutora) (w. transportowa= 75mm w tył / oś oparcia do 50 mm przez dystrybutora) (NC 1280, 1320, 1330, 1365)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	300,00
<b>Pompka</b>				
CEB1230	Pompka i wspornik	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	40,00
<b>AKCESORIA TYLNEGO KOŁA</b>				
CEB1241	Wydłużenie przednich kół (+50 mm na zewnątrz)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	100,00
CEB1260	Oslony na szprychy 600 mm (24") para	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	468,00
CEB1261	Oslony na szprychy-kołpaki, para 560 & 515 mm (22" & 20") przezroczyste	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	468,00
<b>HAMULCE</b>				
CEB1270	Hamulec standardowy "Push to lock"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	
CEB1280	Hamulec bębnowy dla opiekuna (włączając hamulce "Push to lock")	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	836,00
CEB1320	Hamulec jednoręczny LH (NC 1390)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	324,00
CEB1330	Hamulec jednoręczny RH (NC 1390)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	324,00
<b>AKCESORIA BEZPIECZENSTWA</b>				
CEB1360	Pas z Auto-Lockiem (NC: 1345)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	236,00
CEB1345	Zestaw transportowy z włączeniem pasa z auto-lockiem (NC: 1360)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	296,00
CEB1365	Zestaw transferowy (koła 100 mm, 4"), anti-barrier	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	140,00
CEB1370	Wsporniki przeciw-wywrotne tylne, para (NC 1375, 1440, 1441)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	316,00
CEB1375	Wsporniki przeciw-wywrotne tylne razem z drążkiem do przechylania, typ REA (NC 1440, 1441)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	396,00
CEB1380	Zestaw świateł odblaskowych	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	
CEB1390	Drążek przedłużenia hamulca, para	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	104,00
<b>AKCESORIA DLA OSOBY PROWADZĄCEJ</b>				
CEB1430	Uchwyt na kulę	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	76,00
CEB1440	Drążek do przechylania wózka do tyłu RH	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	76,00
CEB1441	Drążek do przechylania wózka do tyłu LH	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	76,00
CEB1451	Uchwyt na kropiówkę z mocowaniem (tylko z drążkiem 0940)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	460,00
<b>AKCESORIA</b>				
CEB1480	Akrylowy stolik terapeutyczny	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	1072,00
	<b>Łącznie</b>			



1060 / 1080



1270



1365



1370



1390



1375



1440 / 1441



1480