


Invacare® Action³ Junior Evolutive <div style="text-align: right;">CE</div> Waga użytkownika max. : 80 kg Cena podstawowa brutto: 3 000,00,-zł
--





Pieczętka firmy: Adnotacje:
--

- Proszę o zaznaczenie krzyżykiem w ramce wybranych elementów
- ◆ Standardowe elementy wyposażenia
- Bezpłatne
- (NC 9999) nie kompatybilny z NC9999

Kod	Opis		zł
CNB0001	Invacare® Action 3 Junior Evolutive	<input type="checkbox"/>	3000,00
CNBSP01	Invacare® Action 3 Junior Evolutive - produkcja specjalna	<input type="checkbox"/>	na życzenie
RODZAJ NAPIĘDU			
CNB0100	Napęd ręczny za pomocą ciągów (NC1100, 1110, 1170)	<input type="checkbox"/>	◆
CNB0110	Wersja transportowa (tylko kąt siedziska 1,5° z pomocą przeciw przechyleniu RH) NC 0280, 1060, 1070, 1075, 1090, 1180, 1190, 1195, 1375, 1390, 1430, 1440)	<input type="checkbox"/>	○
SIEDZISKO			
Wersja siedziska Evolutive			
Teleskopowy krzyżak krótki dla szer. siedziska 20,5 - 28 cm i gł. siedziska 20-35 cm			
Szerokość siedziska			
CNB0140	Szerokość siedziska 20,5 cm, wraz z zestawem stabilizującym (0881), Dostępne tylko z opcją 0611 (NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0890, 0900, 1375)	<input type="checkbox"/>	○
CNB0141	Szerokość siedziska 23 cm, wraz z zestawem stabilizującym (0881), Dostępne tylko z opcją 0611 (NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0890, 0900, 1375)	<input type="checkbox"/>	○
CNB0142	Szerokość siedziska 25,5 cm, wraz z zestawem stabilizującym (0881) (NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0600, 0610, 0620, 0630, 0890, 0900, 1375)	<input type="checkbox"/>	○
CNB0143	Szerokość siedziska 28 cm, wraz z zestawem stabilizującym (0881) (NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0600, 0610, 0620, 0630, 0890, 0900, 1375)	<input type="checkbox"/>	○
Głębokość siedziska			
CNB0160	Regulowana głębokość siedziska 20-25 cm, dostarczana 23 cm (NC: 1060, 1070, 1075)	<input type="checkbox"/>	○
CNB0161	Regulowana głębokość siedziska 25-30 cm, dostarczana 28 cm	<input type="checkbox"/>	○
CNB0162	Regulowana głębokość siedziska 30-35 cm, dostarczana 33 cm	<input type="checkbox"/>	○
Teleskopowy krzyżak długi dla szer. siedziska 30,5 - 38 cm i gł. siedziska 27,5-37,5 cm			
Szerokość siedziska			
CNB0150	Szerokość siedziska 30,5 cm (NC: 0160, 0161, 0162, 0520, 0570, 0890)	<input type="checkbox"/>	○
CNB0151	Szerokość siedziska 33 cm (NC: 0160, 0161, 0162, 0530, 0580, 0900)	<input type="checkbox"/>	○
CNB0152	Szerokość siedziska 35,5 cm (NC: 0160, 0161, 0162, 0530, 0580, 0900)	<input type="checkbox"/>	○
CNB0153	Szerokość siedziska 38 cm (NC: 0160, 0161, 0162, 0530, 0580, 0900)	<input type="checkbox"/>	○
Głębokość siedziska			
CNB0170	Regulowana głębokość siedziska 27,5-32,5 cm, dostarczana 30 cm	<input type="checkbox"/>	○
CNB0171	Regulowana głębokość siedziska 32,5-37,5 cm, dostarczana 35 cm	<input type="checkbox"/>	○
Wysokość siedziska			
CNB0260	Wysokość siedziska 46 cm	<input type="checkbox"/>	○
CNB0270	Wysokość siedziska 43,5 cm	<input type="checkbox"/>	○
CNB0280	Wysokość siedziska 41 cm (NC: 1280, 1375, 1430, 1440)	<input type="checkbox"/>	○
Tapicerka siedziska			
CNB0335	Nylonowa tapicerka siedziska z pasami velcro, regulowana na szerokość i głębokość	<input type="checkbox"/>	◆
Rodzaj oparcia			
CNB0370	Oparcie stałe 0°, 3 wysokości: 37/40/43 cm - dostarczane 37 cm (ss 20,5-28cm), 40 cm(ss 30,5-38cm)	<input type="checkbox"/>	○
CNB0380	Oparcie stałe 7°, 3 wysokości: 37/40/43 cm - dostarczane 37 cm (ss 20,5-28cm), 40 cm(ss 30,5-38cm)	<input type="checkbox"/>	◆
CNB0381	Oparcie stałe 7°, 51 cm, 3 wysokości: 37/40/43 cm - dostarczane 37 cm (ss 20,5-28cm), 40 cm(ss 30,5-38cm)	<input type="checkbox"/>	○
CNB0390	Oparcie z regulacją kąta 0°/30° (mechanizm zapadkowy) 5 wysokości oparcia 35/37/39/41/43 cm-dostarczane 37 cm (ss 20,5-28 cm), 39 cm (ss 30,5-38 cm) bez tylnego poprzecznego drążka oparcia (NC 1190, 1195)	<input type="checkbox"/>	624,00
CNB0395	Oparcie z regulacją kąta (dźwignia gazowa) 0°/30° wysokość oparcia 40 cm - bez tylnego poprzecznego drążka oparcia (NC 1190, 1195)	<input type="checkbox"/>	1128,00
CNB0400	Oparcie składane - 3 wysokości 37/40/43 cm - dostarczane 37 cm (ss 20,5-28 cm), 40 cm (ss 30,5 - 38 cm)	<input type="checkbox"/>	464,00
CNB0401	Oparcie składane 51 cm - 2 wysokości 40/43 cm (dostarczane 40 cm)	<input type="checkbox"/>	476,00
CNB0402	Oparcie składane, 2 wysokości: 38/50 cm-dostarczane 50 cm, rączki do pchania z reg. wysokości (15 cm), włączając tylny poprzeczny drążek oparcia) (NC: 0480, 0855, 0902, 1426)	<input type="checkbox"/>	780,00
CNB0420	Oparcie składane 40 cm wys., rączki do pchania z reg. wysokości (43-53 cm) (NC: 0855)	<input type="checkbox"/>	664,00
CNB0425	Oparcie stałe 7°, wys. 40 cm (z 0475) 43 cm (z 0480) rączki do pchania z reg. wysokości (40-55cm) (NC: 0855)	<input type="checkbox"/>	636,00
Tapicerka oparcia			
CNB0475	Tapicerka pasowana, Nylon, z reg. szerokości i wysokości.	<input type="checkbox"/>	◆
CNB0480	Regulowane napięcie tapicerki typu Contour, Nylon (NC: 0855)	<input type="checkbox"/>	596,00



PODNOŻKI / PŁYTA POD STOPY		
Podnożek prawy, część górna (regulacja wysokości w krokach co 10 mm)		
CNB0505	90° RH prosty, zdejmowany dł. podudzi std. 12,5-26 cm (NC: 0600, 0610, 1005)	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
CNB0510	80° krótki, RH, odchylany, standardowa pozycja 0° dł. podudzi std. 22-32 cm (NC: 0561, 0562, 0563, 0610)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>
CNB0511	80° krótki, RH, odchylany, pozycja odwodząca 30° dł. podudzi std. 22-32 cm (NC: 0560, 0562, 0563, 0610, 0611, 0881)	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
CNB0512	80° długi, RH, odchylany, standardowa pozycja 0° dł. podudzi std. 30-45 cm (NC: 0560, 0561, 0563, 0610)	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
CNB0513	80° długi, RH, odchylany, pozycja odwodząca 30° dł. podudzi std. 30-45 cm (NC: 0560, 0561, 0562, 0610, 0611, 0881)	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
CNB0520	Regulowany od 0° do 80° RH, odchylany do wewnątrz i na zewnątrz (włączając płytę pod tydkę) dł. podudzi 27,5-37,5 cm (NC 0600, 0611, 0880, 0886)	<input type="checkbox"/> 500,00
CNB0530	Regulowany od 0° do 80° RH, odchylany do wewnątrz i na zewnątrz (bez płyty pod tydkę, z pasem za tydkę) dł. podudzi 23,5-29,5 cm (NC 0611, 0620, 0880, 0886)	<input type="checkbox"/> 460,00
Podnożek lewy, część górna (regulacja wysokości w krokach co 10 mm)		
CNB0555	90° LH prosty, zdejmowany dł. podudzi std. 12,5-26 cm (NC: 0620, 0630, 1005)	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
CNB0560	80° krótki, LH, odchylany, standardowa pozycja 0° dł. podudzi std. 22-32 cm (NC: 0630)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>
CNB0561	80° krótki, LH, odchylany, pozycja odwodząca 30° dł. podudzi std. 22-32 cm (NC: 0611, 0630, 0881)	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
CNB0562	80° długi, LH, odchylany, standardowa pozycja 0° dł. podudzi std. 30-45 cm (NC: 0630)	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
CNB0563	80° długi, LH, odchylany, pozycja odwodząca 30° dł. podudzi std. 30-45 cm (NC: 0611, 0630, 0881)	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
CNB0570	Regulowany od 0° do 80° LH, odchylany do wewnątrz i na zewnątrz (włączając płytę pod tydkę) dł. podudzi 27,5-37,5 cm (NC 0611, 0620, 0880, 0886)	<input type="checkbox"/> 500,00
CNB0580	Regulowany od 0° do 80° LH, odchylany do wewnątrz i na zewnątrz (bez płyty pod tydkę, z pasem za tydkę) dł. podudzi 23,5-29,5 cm (NC 0611, 0620, 0880, 0886)	<input type="checkbox"/> 460,00
Płyta pod stopę, prawa		
CNB0600	Płyta pod stopy podnoszona do góry RH, (NC 0883, 0884, 0885, 0886)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>
CNB0605	Płyta z regulacją kąta i głębokości, podnoszona RH	<input type="checkbox"/> 236,00
CNB0610	Płyta z regulacją kąta, podnoszona RH (NC 0883, 0884, 0885, 0886)	<input type="checkbox"/> 192,00
CNB0611	Jednoczęściowa płyta pod stopy (NC 0620, 0625, 0630, 0883, 0884, 0885)	<input type="checkbox"/> 756,00
Płyta pod stopę, lewa		
CNB0620	Płyta pod stopy podnoszona do góry LH, (NC 0883, 0884, 0885, 0886)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>
CNB0625	Płyta z regulacją kąta i głębokości, podnoszona LH	<input type="checkbox"/> 236,00
CNB0630	Płyta z regulacją kąta, podnoszona LH (NC 0883, 0884, 0885, 0886)	<input type="checkbox"/> 192,00
PODŁOKIETNIK		
Podłokietnik, prawy		
CNB0640	Zdejmowany RH, (n°1) krótka std płyta pod rękę (60mm) regulacja wysokości 18-28 cm (NC: 0745, 0746, 0755)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>
CNB0645	Zdejmowany RH, (n°1) płyta pod rękę std junior (60mm) regulacja wysokości 15-25 cm (NC: 0740, 0750, 0755)	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
CNB0646	Zdejmowany RH, (n°1) płyta pod rękę junior wąska (50mm) regulacja wysokości 15-25 cm (NC: 0740, 0745, 0750, 0755, 1470)	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
CNB0650	Blotnik RH z regulacją wysokości (15,5 - 22 cm) (NC: 0740, 0745, 0755, 1201, 1471, 1472)	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
CNB0655	Oslona ubrań (boczek) RH, junior (NC: 0740, 0745, 0750, 1471, 1472)	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
Podłokietnik, lewy		
CNB0740	Zdejmowany LH, (n°1) krótka std płyta pod rękę (60mm) regulacja wysokości 18-28 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>
CNB0745	Zdejmowany LH, (n°1) płyta pod rękę std junior (60mm) regulacja wysokości 15-25 cm	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
CNB0746	Zdejmowany LH, (n°1) płyta pod rękę junior wąska (50mm) regulacja wysokości 15-25 cm (NC: 1470)	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
CNB0750	Blotnik LH z regulacją wysokości (15,5 - 22 cm) (NC: 1201, 1471, 1472)	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
CNB0755	Oslona ubrań (boczek) LH, junior (NC: 1471, 1472)	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
AKCESORIA SIEDZISKA		
CNB0851	Poduszka siedziska MSS (Essential junior)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>
CNB0855	Wydłużenie oparcia (230 mm) (NC 0860, 0865)	<input type="checkbox"/> 636,00
CNB0860	Zagłówek standard z multi-regulacją, wraz z regulowanym poprzecznym drążkiem (NC 0865)	<input type="checkbox"/> 1264,00
CNB0865	Zagłówek zaokrąglony z multi-regulacją, wraz z regulowanym poprzecznym drążkiem	<input type="checkbox"/> 1980,00
CNB0870	Pasy mocujące pięty, regulowane	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>
CNB0880	Pasy mocujące tydki, regulowane	<input type="checkbox"/> 76,00
CNB0881	Zestaw stabilizacyjny przedni, +100 mm na zewnątrz	<input type="checkbox"/> 368,00
CNB0883	Paski na kostki "xs", para, z kłamrą, obwód paska 15,5-20 cm (tylko z podnożkami 0605/0625)	<input type="checkbox"/> 860,00
CNB0884	Paski na kostki "s", para, z kłamrą, obwód paska 16-21,5 cm (tylko z podnożkami 0605/0625)	<input type="checkbox"/> 860,00
CNB0885	Paski na kostki "m", para, z kłamrą, obwód paska 17,5-23 cm (tylko z podnożkami 0605/0625)	<input type="checkbox"/> 860,00
CNB0886	Zestaw optymalizujący regulację płyty podnożka (przedni lub tylny zestaw regulacji)	<input type="checkbox"/> 236,00
CNB0902	Drążek tylny z regulacją szerokości	<input type="checkbox"/> 184,00
KOLOR RAMY		
CNB0950	Pomarańczowy (tangerine orange)	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
CNB0960	Bordowy (dark red)	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
CNB0970	Niebieski (sapphire blue)	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
CNB0980	Czarny (anthracite black)	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
CNB0990	Różowy (bubble gum pink)	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
KÓŁKA PRZEDNIE		
CNB1000	125 x 25 mm (5" x 1") pełne	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>
CNB1001	125 x 25 mm (5" x 1") pełne, "świecące"	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
CNB1005	125 x 45 mm (5" x 1 3/4") pełne	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
TYLNE KÓŁA		
CNB1060	560 x 35 mm (22" x 1.3/8"), pneumatyczne ze szprychami (NC 1170)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>
CNB1070	555 x 35 mm (22" x 1.3/8"), pełne ze szprychami (NC 1170)	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
CNB1075	550 x 25 mm (22" x 1.3/8"), czarne, pełne ze szprychami (NC 1170)	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
CNB1090	515 x 35 mm (20" x 1.3/8"), pełne ze szprychami (NC 1170, 1280)	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
CNB1100	305 x 50 mm (12" x 2"), pneumatyczne, felga plastikowa (NC 1140, 1141, 1180, 1250, 1251, 1252, 1390)	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
CNB1110	305 x 45 mm (12" x 2"), pełne, felga plastikowa (NC 1140, 1141, 1180, 1250, 1251, 1252, 1390)	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
CIĄGI		
CNB1140	Aluminium anodowane	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>
CNB1141	Ciągi powlekane czarnym tworzywem antypoślizgowym (NC 1280)	<input type="checkbox"/> 316,00
OŚ TYLNEGO KOLA		
CNB1170	Oś stała (przykręcana)	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
CNB1180	Oś szybkozłączka	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>
Pozycja koła tylnego		
CNB1190	Standardowa pozycja koła tylnego (25 mm w przód / oś linii oparcia)	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
CNB1195	Środkowa pozycja koła tylnego (w linii / oś linii oparcia)	<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
CNB1200	Pasywna pozycja koła tylnego (25 mm w tył / oś linii oparcia)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>
Pompka		
CNB1230	Pompka i wspornik	<input type="checkbox"/> 40,00



AKCESORIA TYLNEGO KOŁA			
CNB1250	Kołpaki "smiley", para	□	784,00
CNB1251	Kołpaki "spider", para	□	784,00
CNB1252	Kołpaki "flower", para	□	784,00
CNB1253	Kołpaki przezroczyste, para	□	664,00
HAMULCE			
CNB1270	Hamulec standardowy "Push to lock"	□	◆
CNB1280	Hamulec bębnowy dla opiekuna (włączając hamulce "Push to lock") (NC 1426)	□	836,00
AKCESORIA BEZPIECZEŃSTWA			
CNB1345	Zestaw transportowy zawierający pas bezpieczeństwa (NC 1360)	□	200,00
CNB1360	Pas bezpieczeństwa	□	160,00
CNB1370	Wsporniki przeciw-wywrotne tylne, para wraz z drążkiem do przechylania (NC 1440, 1440)	□	◆
CNB1375	Zestaw do transferu (koła 100 mm- 4")	□	940,00
CNB1380	Zestaw świateł odblaskowych (tylko dla kół ze szprychami)	□	◆
CNB1390	Drążek przedłużenia hamulca, para	□	64,00
AKCESORIA DLA OSOBY PROWADZĄCEJ			
CNB1426	Rączki do pchania (typ wózka dziecięcego-stroller), para, z multi regulacją kąta	□	660,00
CNB1430	Drążek do przechylania wózka do tyłu RH	□	76,00
CNB1440	Drążek do przechylania wózka do tyłu LH	□	76,00
AKCESORIA			
CNB1471	Akrylowy stolik terapeutyczny, odchylany RH	□	1260,00
CNB1472	Akrylowy stolik terapeutyczny, odchylany LH	□	1260,00
	Łącznie		

