


Invacare® Action 4_{NG} Waga użytkownika 125 kg Cena podstawowa brutto: 2 409,75 zł

Pieczęćka firmy: Adnotacje:
--

- Proszę o zaznaczenie krzyżykiem w ramce wybranych elementów
- ◆ Standardowe elementy wyposażenia
- Bezpłatne
- (NC 9999) nie kompatybilny z NC9999

Kod	Waga pacjenta = kg		zł
CKB0026	Invacare® Action 4 _{NG} Model podstawowy	<input type="checkbox"/>	2409,75
CKBSPEC	Invacare® Action 4 _{NG} Model specjalny	<input type="checkbox"/>	na życzenie
RODZAJ NAPĘDU			
CKB0100	Napęd ręczny za pomocą ciągów (wyłącznie z osią szybkozłączką) (NC1040)	<input type="checkbox"/>	◆
CKB0110	Wersja transportowa (dostępna tylko ze stałą osią kół tylnych, hamulcem aktywowanym nożem oraz pomocą do przechylania Rh) (NC: 0240, 0250, 0260, 0265, 0556, 0901, 0920, 0930, 0940, 0950, 0960, 0970, 0971, 0980, 0990, 0992, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1125, 1150, 1160, 1161, 1162, 1220)	<input type="checkbox"/>	612,00
CKB0113	Napęd jednostronny - podwójne ciągi, prawa ręka, oś szybkozłączka, kąt siedziska 0 stopni (NC: 0210, 0250, 0260, 0265, 0556, 0970, 0980, 0990, 0992, 1020, 1030, 1040, 1110, 1111, 1130, 1160, 1240)	<input type="checkbox"/>	2148,00
CKB0114	Napęd jednostronny - podwójne ciągi, lewa ręka, oś szybkozłączka, kąt siedziska 0 stopni (NC: 0210, 0250, 0260, 0265, 0556, 0970, 0980, 0990, 0992, 1020, 1030, 1040, 1110, 1111, 1130, 1150, 1240)	<input type="checkbox"/>	2148,00
CKB0115	Napęd jednostronny - jednoręczne kierowanie drążkiem RH (NC: 0195, 0201, 0240, 0250, 0260, 0265, 0520, 0530, 0533, 0536, 0555, 0556, 0901, 0970, 0980, 0990, 0992, 1000, 1010, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1130, 1150, 1160, 1220)	<input type="checkbox"/>	2920,00
CKB0116	Napęd jednostronny - jednoręczne kierowanie drążkiem LH (NC: 0195, 0201, 0240, 0250, 0260, 0265, 0520, 0530, 0533, 0536, 0556, 0580, 0590, 0593, 0596, 0615, 0901, 0970, 0980, 0990, 0992, 1000, 1010, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 12110, 1111, 1130, 1150, 1160, 1220)	<input type="checkbox"/>	2920,00
SIEDZISKO			
Szerokość siedziska			
CKB0120	Szerokość siedziska 38 cm (NC0201, 0313, 0343, 0344, 0771)	<input type="checkbox"/>	○
CKB0130	Szerokość siedziska 40,5 cm (NC 0201, 0771)	<input type="checkbox"/>	○
CKB0140	Szerokość siedziska 43 cm	<input type="checkbox"/>	○
CKB0150	Szerokość siedziska 45,5 cm	<input type="checkbox"/>	○
CKB0160	Szerokość siedziska 48 cm (NC 0313, 0343, 0344)	<input type="checkbox"/>	○
Głębokość siedziska			
CKB0180	Głębokość siedziska 40 cm	<input type="checkbox"/>	○
CKB0190	Głębokość siedziska 45 cm	<input type="checkbox"/>	○
CKB0195	Głębokość siedziska 50 cm (NC 0260, 0265, 0280, 0295, 0297, 0313, 0343, 0344, 0351, 0352, 0353, 0354, 0641, 0659, 0661, 0681, 0691, 0719)	<input type="checkbox"/>	140,00
CKB0200	Głębokość siedziska regulowana od 40 do 45 cm (NC 0280, 0295, 0297)	<input type="checkbox"/>	◆
CKB0201	Głębokość siedziska regulowana od 45 do 50 cm (NC 0260, 0265, 0280, 0295, 0297, 0313, 0343, 0344, 0641)	<input type="checkbox"/>	180,00
Wysokość siedziska			
CKB0210	Wysokość siedziska 51 cm (NC 0556, 0890, 0900, 0901, 0920, 0980, 0990, 0992)	<input type="checkbox"/>	◆
CKB0220	Wysokość siedziska 48,5 cm (NC 0920, 0992)	<input type="checkbox"/>	○
CKB0230	Wysokość siedziska 46 cm (NC 0920, 0992)	<input type="checkbox"/>	○
CKB0240	Wysokość siedziska 43,5 cm (NC 0840, 0850, 0860, 0870, 0920, 0992, 1000, 1010)	<input type="checkbox"/>	○
CKB0250	Wysokość siedziska 41 cm, tylko z kółkami 6" (0890 lub 900)! (NC: 0556, 0770, 0992, 1000, 1010, 1130, 1196, 1245, 1246)	<input type="checkbox"/>	○
CKB0260	Wysokość siedziska 38,5 cm (dostępne tylko z niskim widelcem i kołami 5" i 22") (NC 0556, 0770, 1130, 1196, 1245)	<input type="checkbox"/>	140,00
CKA0265	Wysokość siedziska 36 cm (dostępna tylko z niskim widelcem oraz z kołami 5" i 20") (NC: 0480, 0491, 0500, 0556, 0616, 0770, 1130, 1200, 1245, 1246)	<input type="checkbox"/>	300,00
Tapicerka siedziska			
CKB0280	Nylonowa tapicerka siedziska bez pasów na rzepy	<input type="checkbox"/>	○
CKB0290	Nylonowa tapicerka siedziska z pasami na rzepy	<input type="checkbox"/>	◆
CKB0295	Tapicerka siedziska z wyściółką	<input type="checkbox"/>	116,00
CKB0297	Poduszka Mistral 2 z nylonowym pasem siedziska (NC : 0351, 0352, 0353, 0354, 0556, 0641, 0659, 0661, 0681, 0691, 0719)	<input type="checkbox"/>	576,00
OPARCIE			
Rodzaj oparcia Kółka antywywrotne wymagane w oparciu odchylanym typu 0320, 0330, 0333, 0343, 0344)			
CKB0300	Oparcie stałe 7°, regulowana wysokość oparcia od 38 do 46 cm (dostarczane z wys. 38 cm), stałe rączki (NC: 0351, 0352, 0353, 0354, 0364, 0365, 0368, 0369, 0372, 0375, 0537, 0538, 0597, 0598, 0716, 0717, 0719, 1241)	<input type="checkbox"/>	◆
CKB0310	Oparcie stałe 7°, regulowana wysokość oparcia od 38 do 46 cm (dostarczane z wys. 38 cm), rączki z regulacją wysokości (niezależnie od wysokości tapicerki oparcia) (NC: 0351, 0352, 0353, 0354, 0364, 0365, 0368, 0369, 0372, 0375, 0537, 0538, 0597, 0598, 0716, 0717, 0719, 1241)	<input type="checkbox"/>	900,00
CKB0311	Oparcie stałe 7°, dwie wysokości oparcia 40 / 43 cm (dostarczane z wys. 43 cm), stałe rączki (NC 0360, 0372)	<input type="checkbox"/>	○
CKB0312	Oparcie stałe 7°, wysokość oparcia 51 cm, stałe rączki (NC 0360, 0372)	<input type="checkbox"/>	○
CKB0313	Oparcie stałe 7° Laguna, wysokość oparcia 51 cm, tylko z oparciem Comfort Laguna (0372) (NC: 0351, 0352, 0353, 0354, 0556, 0719, 0780, 1055, 1060, 1241)	<input type="checkbox"/>	396,00



CKB0320	Oparcie z regulacją kąta 0°/30° (mechanizm zapadkowy) wysokość oparcia 39/41/43 cm (włączając tylny poprzeczny drążek oparcia i stałe rączki) (dostarczane z wys. 43 cm), Tyłko z pasywną pozycją kół tylnych (NC 0360, 0372, 0556, 0780, 1055, 1060)	□	1352,00		
CKB0330	Oparcie z regulacją kąta 0°/30° (mechanizm zapadkowy) wysokość oparcia 47/49/51 cm (włączając tylny poprzeczny drążek oparcia i stałe rączki) (dostarczane z wys. 51 cm), Tyłko z pasywną pozycją kół tylnych (NC 0360, 0372, 0556, 0780, 1055, 1060)	□	1552,00		
CKB0333	Oparcie z regulacją kąta 0°/30° (sprężyna gazowa) wysokość oparcia 39/41/43 cm (włączając tylny poprzeczny drążek oparcia i stałe rączki) (dostarczane z wys. 43 cm), Tyłko z pasywną pozycją kół tylnych (NC 0360, 0372, 0556, 0780, 1055, 1060)	□	1836,00		
CKB0343	Oparcie z regulacją kąta 0°/30° (mechanizm zapadkowy) do oparcia Laguna, wysokość oparcia 51 cm, Tyłko z oparciem Comfort Laguna (0372) (NC 0351, 0352, 0353, 0354, 0556, 0719, 0780, 1055, 1060, 1241)	□	1 436,00		
CKB0344	Oparcie z regulacją kąta 0°/30° (sprężyna gazowa) do oparcia Laguna, wysokość oparcia 51 cm, Tyłko z oparciem Comfort Laguna (0372) (NC 0351, 0352, 0353, 0354, 0556, 0780, 1055, 1060, 1241)	□	1 596,00		
CKB0341	Składane oparcie wysokość 40 / 43 cm włączając rączki stałe (dostarczane z wys. 43 cm) (NC 0360, 0372)	□	676,00		
CKB0342	Składane oparcie wysokość 51 / 48 cm włączając rączki stałe (dostarczane z wys. 51 cm) (NC 0360, 0370, 0372, 0375)	□	680,00		
Oparcia MatrX (zmniejszenie o ok. 20 mm głębokości siedziska z oparciem odchylanym za pomocą dźwigni gazowej)					
CKA0351	Oparcie MatrX elite z mocowaniem, wys. oparcia 40,5 cm (NC: 0360, 0364, 0365, 0368, 0369, 0370, 0372, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780)	□	2 704,00		
CKA0352	Oparcie MatrX elite z mocowaniem, wys. oparcia 45,5 cm (NC: 0360, 0364, 0365, 0368, 0369, 0370, 0372, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780)	□	2 704,00		
CKA0353	Oparcie MatrX elite DEEP BACK z mocowaniem, wys. oparcia 40,5 cm (NC: 0360, 0364, 0365, 0368, 0369, 0370, 0372, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780)	□	3 312,00		
CKA0354	Oparcie MatrX elite DEEP BACK z mocowaniem, wys. oparcia 45,5 cm (NC: 0360, 0364, 0365, 0368, 0369, 0370, 0372, 0375, 0533, 0536, 0593, 0596, 0780)	□	3 312,00		
Tapicerka oparcia					
CKB0360	Standardowa tapicerka, Jemima	□	◆		
CKB0364	Tapicerka - stabilizacja lędźwiowa (+1 pasek), Bi materiał pokrycia wyścielany z kieszenią tylną	□	○		
CKB0365	Napięcie oparcia 2-częściowe, dopasowane na wys. lędźwiowej z formowaną tapicerką oparcia	□	○		
CKB0368	Tapicerka Kontur regulowana (3+1 paski), Bi materiał wyścielany z kieszenią tylną, (NC: 0780)	□	432,00		
CKB0369	Tapicerka Kontur regulowane napięcie, formowane, wyścielane pokrycie oparcia (NC 0780)	□	356,00		
CKB0370	Tapicerka Kontur regulowana (7+1 paski), formowane wyścielane pokrycie oparcia (NC: 0780)	□	596,00		
CKB0375	Tapicerka Kontur regulowana (7+1 paski), Bi materiał wyścielany z kieszenią tylną, (NC: 0780)	□	672,00		
CKB0372	Komfortowa tapicerka oparcia Laguna, dartex wys. 51 cm C109 (NC 0556,0659, 0661, 0681, 0691, 1241)	□	816,00		
PODNOŻKI / PŁYTA POD STOPY					
Podnóżek prawy					
CKB0390	80° RH, odchylany do wewnątrz i na zewnątrz	□	◆		
CKB0400	Regulowany od 0° do 80° RH odchylany do wewnątrz i na zewnątrz (włączając płytę pod tydkę) (NC: 0491, 0760, 0771)	□	440,00		
CKB0420	Podnóżek dla amputanta RH (NC : 0480, 0490, 0491, 0760, 0771)	□	900,00		
Podnóżek lewy					
CKB0440	80° LH, odchylany do wewnątrz i na zewnątrz	□	◆		
CKB0450	Regulowany od 0° do 80° LH odchylany do wewnątrz i na zewnątrz (włączając płytę pod tydkę) (NC: 0491, 0760, 0771)	□	440,00		
CKB0470	Podnóżek dla amputanta LH (NC : 0491, 0500, 0510, 0760, 0771)	□	900,00		
Płyta pod stopę, prawa					
CKB0480	Płyta pod stopy podnoszona do góry RH	□	◆		
CKB0490	Płyta z regulacją kąta i głębokości RH	□	236,00		
CKB0491	Jednocześnieściowa płyta podnóżka, z regulacją głębokości i kąta (NC: 0500, 0510, 0750, 0770, 0771)	□	756,00		
Płyta pod stopę, lewa					
CKB0500	Płyta pod stopy podnoszona do góry LH	□	◆		
CKB0510	Płyta z regulacją kąta i głębokości LH	□	236,00		
Płyta pod stopy jednocześnieściowa					
CKB0491	Płyta pod stopy jednocześnieściowa z regulacją kąta i głębokości (NC 0500, 0510, 0750, 0770, 0771)	□	756,00		
PODŁOKIETNIK					
Podłokietnik, prawy					
CKB0520	Krótki, typ RIO (no. 1), zdejmowany z regulacją wysokości 20-23-26 cm, osłona boczna z regulacją głębokości i wysokości (NC 0593, 0596, 0597, 0598, 0616, 1270)	□	◆		
CKB0530	Długi, typ RIO (no. 1), zdejmowany z regulacją wysokości 20-23-26 cm, osłona boczna z regulacją głębokości i wysokości (NC 0593, 0596, 0597, 0598, 0616)	□	○		
CKB0533	Krótki (no 4), zdejmowany, regulacja wysokości 21-34,5 cm oraz głębokości, osłona boczna z regulacją wysokości (NC 0580, 0590, 0597, 0598, 0616, 1270)	□	316,00		
CKB0536	Długi (no 4), zdejmowany, regulacja wysokości 21-34,5 cm oraz głębokości, osłona boczna z regulacją wysokości (NC 0580, 0590, 0597, 0598, 0616)	□	316,00		
CKB0537	Krótki (no.2), zdejmowany, odchylany (NC 0580, 0590, 0593, 0596, 0616, 0781, 1055, 1270)	□	○		
CKB0538	Długi (no.2), zdejmowany, odchylany (NC 0580, 0590, 0593, 0596, 0616, 0781, 1055)	□	○		
CKB0555	Zdejmowany (no. 4), podłokietnik HEMI dartex, multipozycyjny (NC 0616, 1270)	□	1192,00		
CKA0556	Zdejmowany błotnik z regulacją wysokości 15,5-22 cm (no. 6) (poduszka jest zalecana dla wysokości siedziska 41&43,5 cm) (NC 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0615, 0781, 0980, 0990, 0992, 1055, 1075, 1270)	□	236,00		
Podłokietnik, lewy					
CKB0580	Krótki, typ RIO (no. 1), zdejmowany z regulacją wysokości 20-23-26 cm, osłona boczna z regulacją głębokości i wysokości (NC 1270)	□	◆		
CKB0590	Długi, typ RIO (no. 1), zdejmowany z regulacją wysokości 20-23-26 cm, osłona boczna z regulacją głębokości i wysokości	□	○		
CKB0593	Krótki (no 4), zdejmowany, regulacja wysokości 21-34,5 cm oraz głębokości, osłona boczna z regulacją wysokości (NC 1270)	□	316,00		
CKB0596	Długi (no 4), zdejmowany, regulacja wysokości 21-34,5 cm oraz głębokości, osłona boczna z regulacją wysokości	□	316,00		
CKB0597	Krótki (no.2), zdejmowany, odchylany (NC 0781, 1055, 1270)	□	○		
CKB0598	Długi (no.2), zdejmowany, odchylany (NC 0781, 1055)	□	○		
CKB0615	Zdejmowany (no. 4), podłokietnik HEMI dartex, multipozycyjny (NC 1270)	□	1192,00		
CKA0616	Zdejmowany błotnik z regulacją wysokości 15,5-22 cm (no. 6) (poduszka jest zalecana dla wysokości siedziska 41&43,5 cm) (NC 0781, 0992, 1270)	□	236,00		
AKCESORIA SIEDZISKA					
CKA0641	Poduszka piankowa 5 cm, pokrycie nylonowe, antypoślizgowe, (NC: 0659, 0661, 0681, 0691)	□	116,00		
CKA0659	Poduszka MatrX flo-tech lite (NC: 0661, 0681, 0691)	□	436,00		
CKA0661	Poduszka MatrX flo-tech image (NC: 0681, 0691)	□	748,00		

CKA0681	Poduszka MatrX flo-tech contour visco (NC: 0691)	□	1 216,00	
CKA0691	Poduszka MatrX flo-tech solution xtra	□	1 672,00	
CKA0716	Zagłówek dartex (z drążkiem tylnym poza oparciem Laguna) (NC: 0717, 0718, 0719, 0780)	□	276,00	
CKA0717	Zagłówek dartex regulowany na boki (z drążkiem tylnym poza oparciem Laguna) (NC: 0718, 0719, 0780)	□	996,00	
CKA0719	Miękka poduszka zagłówka MatrX (250 mm) ze stałym mocowaniem. Tylko z oparciem MatrX! (NC: 0780)	□	1 500,00	
CKA0750	Pasy mocujące pięty, regulowane	□	◆	
CKA0760	Pasy mocujące łydki, regulowane	□	76,00	
CKA0770	Dłuższa rurka podnóżka, (UL= 45-53 cm) (NC 0771)	□	96,00	
CKA0771	Adapater wysokości dla krótszych podudzi, para, UL= 23-43 cm, do std. płytki podnóżka	□	276,00	
CKA0780	Tylny drążek poprzeczny, stabilizujący	□	104,00	
CKA0781	Automatyczna blokada podłokietnika	□	○	
KOLORY				
CKB0800	ciemno czerwony	□	○	
CKB0801	ciemno szary (RAL7024)	□	◆	
CKB0803	Ocean blue - morski (RAL5025, matowy)	□	○	
CKB0804	Pearl white - perłowy biały	□	○	
CKB0820	Anthracite black - Czarny metalik	□	○	
KÓŁKA PRZEDNIE				
CKB0840	200 x 32 mm, 8" x 1 1/4" pneumatyczne	□	○	
CKB0850	200 x 32 mm, 8" x 1 1/4" pełne	□	○	
CKB0860	200 x 50 mm, 8" X 2" pneumatyczne	□	○	
CKB0870	200 x 50 mm, 8" X 2" pełne	□	○	
CKB0890	150 x 32 mm, 6" X 1.1/4" pełne	□	○	
CKB0900	150 x 32 mm, 6" X 1.1/4" pełne, średnio twarde	□	○	
CKB0901	140 x 45 mm, 5" 1/2 X 1.3/4" pełne, średnio twarde (NC: 1000, 1010)	□	○	
CKB0920	125 x 125 mm, 5" x 1" pełne (NC: 1000, 1010)	□	140,00	
TYLNE KOŁA				
Rodzaj tylnego koła				
CKB0930	610 x 35 mm, 24" x 1.3/8" pneumatyczne ze szprychami (NC: 1111)	□	○	
CKB0950	600 x 35 mm, 24" x 1.3/8" pełne, ze szprychami (NC: 1111, 1150, 1160)	□	○	
CKB0970	595 x 25 mm, 24" x 1" pneumatyczne, opony profilowane, ze szprychami (NC: 1111, 1130, 1150, 1160)	□	260,00	
CKB0980	560 x 35 mm, 22" x 1.3/8" pneumatyczne, ze szprychami (NC 1110)	□	240,00	
CKB0990	555 x 35 mm, 22" x 1.3/8" pełne, ze szprychami (NC 1110, 1150, 1160)	□	○	
CKA0992	515 x 35 mm, 20" x 1.3/8" pełne, ze szprychami (NC: 1040, 1110, 1130, 1150, 1160)	□	500,00	
CKA1000	305 x 50 mm, 12" x 2" pneumatyczne, plastikowa felga, tylko ze stałą osią (1040) i pasywną pozycją koła tylnego (1070) (NC: 1020, 1030, 1110, 1111, 1150, 1160, 1210, 1220)	□	○	
CKA1010	305 x 45 mm, 12" x 2" pełne, plastikowa felga, tylko ze stałą osią (1040) i pasywną pozycją koła tylnego (1070) (NC: 1020, 1030, 1110, 1111, 1150, 1160, 1210, 1220)	□	○	
CIĄGI				
CKB1020	Aluminium anodyzowane	□	◆	
CKB1030	Ciągi antypoślizgowe, czarne	□	316,00	
OŚ TYLNEGO KOŁA				
CKB1040	Oś stała (przykręcana) (NC 1140)	□	○	
CKB1050	Oś na szybkozłączce	□	◆	
POZYCJA TYLNYCH KÓŁ				
CKB1055	Aktywna pozycja kół tylnych (52,5 mm w przód / oś oparcia) (NC 1130)	□	300,00	
CKB1060	Standardowa pozycja kół tylnych (35 mm w przód / oś oparcia)	□	◆	
CKB1070	Pasywna pozycja kół tylnych (35 mm w tył / oś oparcia)	□	○	
CKB1075	Pozycja dla podwójnych amputantów (52,5 mm w tył /oś oparcia, regulowana do 75 mm przez serwis) (NC 1130)	□	300,00	
POMPKA				
CKB1090	Pompka i wspornik	□	40,00	
AKCESORIA TYLNEGO KOŁA				
CKA1110	Oslony na szprychy-kolpaki, para 600 mm (24") czarne	□	468,00	
CKA1111	Oslony na szprychy-kolpaki, para 560 & 515 mm (22" & 20") przezroczyste	□	468,00	
HAMULEC				
CKB1120	Hamulec standardowy "Push to lock"	□	◆	
CKB1130	Hamulec bębnowy dla opiekuna, wraz hamulcami "push to lock"	□	836,00	
CKB1150	Hamulec jednoręczny RH (NC 1220)	□	324,00	
CKB1160	Hamulec jednoręczny LH (NC 1220)	□	324,00	
AKCESORIA BEZPIECZEŃSTWA				
CKB1190	Pas z Auto-Lockiem	□	236,00	
CKB1196	Wsporniki przeciw-wywrotne tylne, para (NC1200, 1245, 1246)	□	316,00	
CKB1200	Wsporniki przeciw-wywrotne tylne z pomocą do przechylania, para (NC 1245, 1246)	□	396,00	
CKB1210	Zestaw świateł odblaskowych	□	◆	
CKB1220	Drążek przedłużenia hamulca, para	□	104,00	
OPCJE DLA OPIEKUNA				
CKB1240	Uchwyt na kulę	□	76,00	
CKB1241	Uchwyt na kroplówkę z mocowaniem (tylko z drążkiem 0780)	□	460,00	
CKB1245	Pomoc do przechylania (RH)	□	76,00	
CKB1246	Pomoc do przechylania (LH)	□	76,00	
AKCESORIA				
CKB1270	Akrylowy stolik terapeutyczny	□	1 072,00	
	Łącznie			

