

Invacare® FOX™ CE

Waga użytkownika: max. 127 kg

**Cena podstawowa brutto: 12.900,- zł**

Pieczętka firmy:

Adnotacje:

- Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem w ramce wybranych elementów
- ◆ Standardowe elementy wyposażenia
- Bezpłatne
- (NC 9999) = nie kompatybilny z opcją 9999

Numer art.	Opis	Waga pacjenta = kg	zł
AXA0000	FOX™ Model Podstawowy		<input type="checkbox"/> 12 900,00
AXZ0000	FOX™ Model Specjalny		<input type="checkbox"/> na zapytanie
<b>Siedzisko</b>			
ARA2100	Siedzisko Invacare Modulte		
<b>Rama siedziska / ustawienie szerokości siedziska</b>			
AXA0368	350 mm szer. siedziska tylko z przymocowanymi boczками, rama siedziska 400 mm (NC 0606)		<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
AXA0361	400 mm szer. siedziska		<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
AXA0345	450 mm szer. siedziska		<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
AXA0350	500 mm szer. siedziska (NC 1184, 1187)		<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
<b>Ustawienie głębokości siedziska</b>			
AXA0324	400 mm		<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
AXA0308	430 mm		<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
AXA0327	460 mm		<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
AXA0319	490 mm		<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
<b>Typ siedziska</b>			
AXA1187	Siedzisko z pasami typu "sling" (NC 0350)		<input type="checkbox"/> ◆
AXA1188	Płyta siedziska		<input type="checkbox"/> 625,00
<b>Poduszka siedziska</b>			
AXA1409	Bez poduszki siedziska		<input type="checkbox"/> ◆
AXA1336	Poduszka siedziska 50 mm grubości (czarny nylon)		<input type="checkbox"/> 245,00
<b>Tapicerka oparcia / poduszka</b>			
AXA1184	Tapicerka z pasami typu "sling" (NC 0350)		<input type="checkbox"/> ◆
<b>Wysokość oparcia</b>			
AXA0449	490 mm		<input type="checkbox"/> ◆
AXA0457	570 mm		<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
<b>Boczki</b>			
AXA0606	Boczki "T-Arm", zdejmowane, bez podłokietników (z reg. głębokości i szerokości), szer. ramy siedziska +25 mm z każdej strony (NC 0368, 0645)		<input type="checkbox"/> ◆
AXA0677	Przymocowane boczki (25 mm z każdej strony), szer. ramy siedziska -25 mm z każdej strony (NC 0650, 1478, 1479, 1480)		<input type="checkbox"/> 625,00
<b>Podłokietniki</b>			
AXA0647	Standardowy podłokietnik (325 mm)		<input type="checkbox"/> ◆
AXA0649	Podłokietnik wydłużony (375 mm)		<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
AXA0645	Krótki podłokietnik (220 mm) (NC 0606)		<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
<b>Akcesoria siedziska</b>			
<b>Zaglówek</b>			
AXA1350	Zaglówek z reg. głębokości (dartex, czarny)		<input type="checkbox"/> 1 275,00
AXA1432	Zaglówek z reg. boczna (dartex, czarny)		<input type="checkbox"/> 1 620,00
	bez zagłówka		<input type="checkbox"/> ◆
<b>Regulacje siedziska</b>			
<b>Ustawienie wysokości siedziska</b>			
AXA0312	Niskie ustawienie wysokości siedziska od podłoża 480 mm przy odchyleniu fabrycznym 4° (-30 mm / +30 mm w zależności od ustawień kąta siedziska)		<input type="checkbox"/> ◆
AXA0344	Wysokie ustawienie wysokości siedziska od podłoża 510 mm przy odchyleniu fabrycznym 4° (-30 mm / +30 mm w zależności od ustawień kąta siedziska)		<input type="checkbox"/> <input type="radio"/>
<b>Kąt nachylenia siedziska</b>			
AXA1002	Ręczna regulacja kąta nachylenia siedziska (0°/2°/4°/6°/8°), ustawienie fabryczne 4°		<input type="checkbox"/> ◆
<b>Regulacja kąta nachylenia oparcia</b>			
AXA0961	Stopniowa regulacja kąta nachylenia oparcia (85°/95°/105°/115°)		<input type="checkbox"/> ◆
<b>PODNOŻKI DZIELONE/STABILIZACJA DLA AMPUTANTA RH/LH</b>			
<b>Podnóżek LH</b>			
AXA0565	Standard 80° LH		<input type="checkbox"/> ◆
AXA0575	Z manualną regulacją kąta LH		<input type="checkbox"/> 550,00
AXA0555	Podnóżek dla amputanta LH (NC 0505, 0511)		<input type="checkbox"/> 1 125,00

<b>Podnózek RH</b>			
AXA0566	Standard 80° RH	<input type="checkbox"/>	◆
AXA0576	Z manualną regulacją kąta RH	<input type="checkbox"/>	550,00
AXA0554	Podnózek dla amputanta RH (NC 0502, 0508)	<input type="checkbox"/>	1 125,00
<b>Rodzaj płyty pod stopy LH</b>			
AXA0505	Stala płyta pod stopy, odchylana, lewa (NC 0555, 0535)	<input type="checkbox"/>	◆
AXA0511	Płyta pod stopy z regulowanym kątem i głębokością, lewa (NC 0555, 0535)	<input type="checkbox"/>	535,00
<b>Rodzaj płyty pod stopy RH</b>			
AXA0502	Stala płyta pod stopy, odchylana, prawa (NC 0554, 0545)	<input type="checkbox"/>	◆
AXA0508	Płyta pod stopy z regulowanym kątem i głębokością, prawa (NC 0554, 0545)	<input type="checkbox"/>	535,00
<b>PULPIT STEROWNICZY SHARK</b>			
<b>Pulpit sterowniczy SHARK + uchwyt</b>			
AXA1801	Pulpit sterowniczy Shark (REMD01)	<input type="checkbox"/>	◆
AXA1207	Standardowy uchwyt RH (NC 1404)	<input type="checkbox"/>	◆
AXA1208	Standardowy uchwyt LH (NC 1405)	<input type="checkbox"/>	○
AXA1707	Odchylany uchwyt z regulacją wysokości RH (NC 1404, 1478)	<input type="checkbox"/>	1 245,00
AXA1708	Odchylany uchwyt z regulacją wysokości LH (NC 1405, 1479)	<input type="checkbox"/>	1 245,00
<b>Sterownik dla osoby prowadzącej + uchwyt</b>			
AXA1802	Pulpit sterowniczy Shark	<input type="checkbox"/>	775,00
AXA1207	Standardowy uchwyt RH	<input type="checkbox"/>	○
AXA1208	Standardowy uchwyt LH	<input type="checkbox"/>	○
<b>Dodatkowe pulpity sterownicze</b>			
Sterownik DUALNY + uchwyt (Joystick dla pacjenta i osoby prowadzącej)			
AXA1891	Sterownik DUALNY Shark z uchwytem RH	<input type="checkbox"/>	3 930,00
AXA1892	Sterownik DUALNY Shark z uchwytem LH	<input type="checkbox"/>	3 930,00
<b>UKŁAD JEZDNY</b>			
<b>Ustawienie podwozia (bazy kół)</b>			
AXA1226	Zalecane fabryczne ustawienie, na bazie głębokości siedziska i wysokości siedziska od podłoża	<input type="checkbox"/>	◆
AXA1263	Krótkie podwozie (baza kół) (odstęp osi 411 mm) = całkowita długość bez podnóżków 747 mm	<input type="checkbox"/>	○
AXA1262	Wydłużone podwozie (odstęp osi 441 mm) = całkowita długość bez podnóżków 773 mm	<input type="checkbox"/>	○
<b>Kolory ramy</b>			
AXA0201	granatowy - "pearl night blue"	<input type="checkbox"/>	○
AXA0233	srebrny - "Metallic silver"	<input type="checkbox"/>	○
AXA0228	czarny mat - "silky matt black"	<input type="checkbox"/>	○
<b>Przednie koła</b>			
AXA0802	Koła szare 200 x 50 mm, PU, czarna felga	<input type="checkbox"/>	◆
AXA0803	Koła szare 200 x 50 mm, pełna wkładka, srebrna felga	<input type="checkbox"/>	545,00
<b>Tyłne koła napędowe</b>			
AXA0709	Koła napędowe szare, pełna wkładka antyprzebiciowa 12 1/2" x 2 1/4", czarna felga, plastikowa	<input type="checkbox"/>	◆
AXA0710	Koła napędowe szare, pełna wkładka antyprzebiciowa 12 1/2" x 2 1/4", srebrna felga, aluminiowa	<input type="checkbox"/>	545,00
<b>OPCJE DZIAŁANIA</b>			
<b>Opcje prędkości</b>			
AXA1282	6 km/h	<input type="checkbox"/>	◆
<b>Akumulatory</b>			
AXA1255	40Ah (żelowe)	<input type="checkbox"/>	◆
AXA1248	50AH AGM	<input type="checkbox"/>	○
<b>Ładowarka</b>			
AXA1343	Ładowarka 8 A (200 - 250 V)	<input type="checkbox"/>	◆
<b>OPCJE BEZPIECZEŃSTWA</b>			
<b>Blokada kół tylnych / hamulec parkujący</b>			
AXA1206	Manualne blokady kół tylnych	<input type="checkbox"/>	◆
<b>Dźwignia do pokonywania krawężników</b>			
AXA1244	Dźwignia do pokonywania krawężników	<input type="checkbox"/>	975,00
<b>Zestaw transportowy</b>			
AXA1493	Zestaw mocujący 4-punktowy (do transportu wózka bez pacjenta)	<input type="checkbox"/>	◆
AXA1494	Zestaw mocujący 4-punktowy (przetestowana wersja do transportu wózka jako siedzenie samochodowe zgodnie z ISO 7176-19:2001) (odpowiedni zagłówek jest obowiązkowy):	<input type="checkbox"/>	○
<b>Zagłówki odpowiednie do transportu osoby</b>			
	Zagłówek INVACARE (typ w zależności od wybranego na formularzu)	<input type="checkbox"/>	
AXA1495	Zamienny zagłówek innej firmy zgodny z wymogami ISO7176-19:2001, dostarczony niezależnie od tego zamówienia	<input type="checkbox"/>	
<b>Pas mocujący</b>			
AXA1329	Pas mocujący z Auto Lock-iem	<input type="checkbox"/>	◆
<b>AKCESORIA</b>			
<b>Uchwyt na kulę/laskę</b>			
AXA1312	strona prawa	<input type="checkbox"/>	225,00
AXA1363	strona lewa	<input type="checkbox"/>	225,00
<b>Stolik terapeutyczny</b>			
AXA1404	Odchylany, prawo (NC (1801/1551+1207/1707))	<input type="checkbox"/>	1 835,00
AXA1405	Odchylany, lewo (NC 1801/1551+1208/1708))	<input type="checkbox"/>	1 835,00
<b>Uchwyt na butlę tlenową</b>			
AXA1454	Uchwyt na butlę tlenową	<input type="checkbox"/>	690,00
<b>Blokada przednich kółek</b>			
AXA1490	Dźwignie do blokowania przednich kółek	<input type="checkbox"/>	145,00

<b>Torba Klickfix i uchwyty</b>			
AXA1480	Torba HandyZip, zdejmowana (NC 0677)	<input type="checkbox"/>	<b>625,00</b>
AXA1478	Klamra szybkozłączki R/H (NC 1707, 0677)	<input type="checkbox"/>	○
AXA1479	Klamra szybkozłączki L/H (NC 1708, 0677)	<input type="checkbox"/>	○
<b>Zestaw narzędzi</b>			
AXA1333	Zestaw narzędzi (2x Śrubokręt, 3x klucz imbusowy sześciokątny, klucz francuski)	<input type="checkbox"/>	<b>145,00</b>
<b>WYPOSAŻENIE SPECJALNE</b>			
<b>Wyposażenie Specjalne</b>			
AXZ1300	Wyposażenie Specjalne	<input type="checkbox"/>	<b>na zapytanie</b>
	<b>Łącznie</b>		