

Invacare® Storm 4 CE

Waga użytkownika: max. 150 kg

Cena podstawowa brutto: 18.900,- zł

Pieczętka firmy:

Adnotacje:

- Proszę o zaznaczenie krzyżykiem w ramce wybranych elementów
- ◆ Standardowe elementy wyposażenia
- Bezpłatne
- (NC 9999) = nie kompatybilny z opcją 9999**

	Waga pacjenta =	kg		zł
Numer art.	Opis			
ATA0000	Storm⁴ Model Podstawowy		<input type="checkbox"/>	18 900,00
ATAZ0000	Storm⁴ Model Specjalny		<input type="checkbox"/>	na zapytanie
	1) Siedzisko Modulite; 2) Siedzisko EasyAdapt; 3) Siedzisko Recaro			
ATA2100	1) SIEDZISKO Invacare MODULITE		<input type="checkbox"/>	○
Rama siedziska i płyta siedziska / siedzisko przesuwne				
ATA2111	Teleskopowa rama siedziska i płyta z szynami bocznymi szer. 380 do 530 mm (dodatkowo 50 mm przez podłokietniki)		<input type="checkbox"/>	◆
ATA2112	Teleskopowa rama siedziska +siedzisko przesuwne z szynami bocznymi szer. 380 do 530 mm (dodatkowo 50 mm przez podłokietniki); + 30 mm wys. Siedziska		<input type="checkbox"/>	○
Ustawienie szerokości siedziska dla regulowanej ramy siedziska				
ATA2121	380 mm płyta siedziska (dodatkowo 50 mm poprzez podłokietniki)		<input type="checkbox"/>	○
ATA2122	430 mm płyta siedziska (dodatkowo 50 mm poprzez podłokietniki)		<input type="checkbox"/>	◆
ATA2123	480 mm płyta siedziska (dodatkowo 50 mm poprzez podłokietniki)		<input type="checkbox"/>	○
ATA2124	530 mm płyta siedziska (dodatkowo 50 mm poprzez podłokietniki)		<input type="checkbox"/>	○
Ustawienie głębokości siedziska				
ATA2132	410 mm (NC 2196, 2197, 2198)		<input type="checkbox"/>	○
ATA2134	460 mm		<input type="checkbox"/>	◆
ATA2136	510 mm (NC 2143)		<input type="checkbox"/>	○
Poduszka siedziska (rozmiar zgodnie z ustawieniami ramy siedziska)				
ATA2142	Poduszka Matrx Flo-tech Lite (75 mm do 127 kg) / Contour (100 mm do 152 kg)		<input type="checkbox"/>	◆
ATA2143	Poduszka Matrx Flo-tech Contour Visco 430x430 mm [max. waga użytkownika 125 kg] (NC 2136)		<input type="checkbox"/>	○
Oparcie				
ATA2162	Rurki pionowe oparcia długie z uchwytami regulowanymi		<input type="checkbox"/>	○
ATA2163	Rurki pionowe oparcia krótkie z uchwytami regulowanymi (NC 2173)		<input type="checkbox"/>	○
Tapicerka oparcia / poduszka				
ATA2171	Regulowane napięcie (długie=540 mm/krótkie=480 mm) (NC 2152, 2153, 2154)		<input type="checkbox"/>	◆
ATA2173	Regulowane płyty oparcia Flex3 z poduszką Laguna (NC 2163)		<input type="checkbox"/>	625,00
ATA2174	Oparcie Matrx Posture Back, wys. 400 mm (tkanina Mesh) (NC 2124)		<input type="checkbox"/>	2 775,00
ATA2175	Oparcie Matrx Posture Back, wys. 500 mm (tkanina Mesh) (NC 2124)		<input type="checkbox"/>	2 775,00
ATA2176	Oparcie Matrx Elite Full Back, wys. 500 mm (tkanina Mesh) (NC 2124)		<input type="checkbox"/>	2 775,00
Kolor tapicerki				
ATA2151	Czarna tkanina		<input type="checkbox"/>	◆
ATA2152	Czarny dartex (NC 2171)		<input type="checkbox"/>	○
ATA2153	wersja LK (kolor czarny z pomarańczowym szwem) (NC 2171)		<input type="checkbox"/>	1 175,00
ATA2154	Czarny plusz (NC 2171)		<input type="checkbox"/>	625,00
Boczki				
ATA2191	Boczki "T-Arm" z reg. wysokości 290 - 360 mm, zdejmowane		<input type="checkbox"/>	◆
Podłokietniki				
ATA2195	Krótki podłokietnik (325 mm)		<input type="checkbox"/>	○
ATA2196	Podłokietnik wydłużony (375 mm) (NC 2132)		<input type="checkbox"/>	◆
ATA2198	Wyściełany podłokietnik z zintegrowaną osłoną ubrań (NC 2132)		<input type="checkbox"/>	890,00
Akcesoria siedziska				
Zaglówek (dartex)				
ATA1350	Zaglówek z reg. głębokości		<input type="checkbox"/>	1 125,00
ATA1432	Zaglówek z reg. boczną		<input type="checkbox"/>	1 620,00
ATA1427	Zaglówek ze wsparciem policzków		<input type="checkbox"/>	1 850,00
Stabilizacja boczna				
ATA1446	Peloty boczne (para) (dartex) (NC 2171, 2174, 2175, 2176)		<input type="checkbox"/>	875,00
ATA1445	Peloty boczne wydłużone (para) (dartex) (NC 2171, 2174, 2175, 2176)		<input type="checkbox"/>	1 625,00
*** Jeśli wybrałeś odpowiedni system siedziska, proszę kontynuować wybór regulacji siedziska ***				

ATA1180	Siedzisko EasyAdapt	<input type="checkbox"/>	3 375,00
	Standard: ATA0352 Szerokość siedziska 38-53 cm regulowana		◆
Poduszka siedziska (szerokość x głębokość) (głębokość mierzona od przedniej krawędzi płyty siedziska do poduszki oparcia)			
ATA1970	Poduszka siedziska EasyAdapt 38 x 41 cm (NC 1185, 1186)	<input type="checkbox"/>	○
ATA1971	Poduszka siedziska EasyAdapt 38 x 46 cm (NC 1185, 1186)	<input type="checkbox"/>	○
ATA1972	Poduszka siedziska EasyAdapt 38 x 51 cm (NC 1185, 1186, (1030+1312/1363))	<input type="checkbox"/>	○
ATA1973	Poduszka siedziska EasyAdapt 43 x 41 cm (NC 1186)	<input type="checkbox"/>	○
ATA1974	Poduszka siedziska EasyAdapt 43 x 46 cm (NC 1186)	<input type="checkbox"/>	○
ATA1975	Poduszka siedziska EasyAdapt 43 x 51 cm (NC 1186, (1030+1312/1363))	<input type="checkbox"/>	○
ATA1976	Poduszka siedziska EasyAdapt 48 x 41 cm (NC 1186)	<input type="checkbox"/>	○
ATA1977	Poduszka siedziska EasyAdapt 48 x 46 cm (NC 1186)	<input type="checkbox"/>	○
ATA1978	Poduszka siedziska EasyAdapt 48 x 51 cm (NC1186, (1030+ 1312/1363))	<input type="checkbox"/>	○
ATA1979	Poduszka siedziska EasyAdapt 53 x 43 cm	<input type="checkbox"/>	○
ATA1980	Poduszka siedziska EasyAdapt 53 x 46 cm	<input type="checkbox"/>	○
ATA1981	Poduszka siedziska EasyAdapt 53 x 51 cm (NC (1030+1312/1363))	<input type="checkbox"/>	○
Poduszka oparcia (mierzona z tyłu)			
ATA1985	Poduszka oparcia EasyAdapt 38 cm (szerokość poduszki 37 cm x wysokość 55 cm) (NC (1446/1447/+1307))	<input type="checkbox"/>	○
ATA1986	Poduszka oparcia EasyAdapt 43 cm (szerokość poduszki 40 cm x wysokość 55 cm)	<input type="checkbox"/>	○
ATA1987	Poduszka oparcia EasyAdapt 48 cm (szerokość poduszki 45 cm x wysokość 55 cm)	<input type="checkbox"/>	○
ATA1988	Poduszka oparcia EasyAdapt 53 cm (szerokość poduszki 49 cm x wysokość 55 cm)	<input type="checkbox"/>	○
ATA1185	Tapicerka oparcia z regulowanym napięciem, lekko wyścielana (szer. 43 cm) (NC 1307, 1446, 1447, 1970, 1971, 1972)	<input type="checkbox"/>	1925,00
ATA1186	Tapicerka oparcia z regulowanym napięciem, lekko wyścielana (szer. 53 cm) (NC 1307, 1446, 1447, 0620, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978)	<input type="checkbox"/>	1925,00
Kolor tapicerki (dla poduszki siedziska i oparcia typu EasyAdapt)			
ATA0269	czarny	<input type="checkbox"/>	○
ATA0278	Dartex	<input type="checkbox"/>	○
ATA0267	Wersja LK (kolor czarny z pomarańczowym szwem)	<input type="checkbox"/>	1 175,00
Boczki			
ATA0635	Stałe boczki z reg. wysokości 25 - 34 cm, zdejmowane (NC: Jeżeli szerokość siedziska jest mniejsza o więcej niż 5 cm od szerokości oparcia)	<input type="checkbox"/>	◆
ATA0636	Stałe boczki z reg. wysokości 29 - 38 cm, zdejmowane (NC: Jeżeli szerokość siedziska jest mniejsza o więcej niż 5 cm od szerokości oparcia)	<input type="checkbox"/>	○
ATA0620	Wysuwane podłokietniki (NC 1186, 1607, 1608, 1612, 1339, 1415,1447, 1404, 1405, 1356, (1207+1396), (1208+1399))	<input type="checkbox"/>	3 175,00
Podłokietniki			
ATA0647	Standardowy podłokietnik (32,5 cm)	<input type="checkbox"/>	◆
ATA0649	Podłokietnik wydłużony (+5 cm)	<input type="checkbox"/>	○
Ośłona ubrań			
ATA0623	Ośłona ubrań do wysuwanych podłokietników	<input type="checkbox"/>	825,00
Torba			
ATA1308	Torba na oparcie (tylko dla siedziska EasyAdapt z wysuwanymi podłokietnikami)	<input type="checkbox"/>	600,00
Zaglówek			
ATA1432	Zaglówek regulowany na boki	<input type="checkbox"/>	1 620,00
ATA1427	Zaglówek z podparciem policzków, regulowany na boki	<input type="checkbox"/>	1 850,00
Peloty tułowia			
ATA1446	Pelota tułowia (NC 0620, 1185, 1186, (1985+1307))	<input type="checkbox"/>	1 375,00
ATA1447	Pelota tułowia z multi-regulacją (NC 0620, 1185, 1186 (1985+1307))	<input type="checkbox"/>	1 460,00
Uchwyt do prowadzenia			
ATA1307	Uchwyt do prowadzenia (NC 1185, 1186 (1985+1446/1447))	<input type="checkbox"/>	775,00
*** Jeśli wybrałeś odpowiedni system siedziska, proszę kontynuować wybór regulacji siedziska ***			
ATA1152	Siedzisko typu RECARO * Proszę wybrać typ siedziska * (NC elektryczne odchylenie oparcia, 0590, 1332)		
	Standard: AAT0370 szer. siedziska 49-53 cm, szerokość wewn. siedziska 36 cm / 52 cm całkowita szerokość siedziska); AAT0329 głębokość siedziska 46-51 cm; AAT0486 wysokość oparcia 77-83 cm z zagłówkiem; AAT1355 zagłówek	<input type="checkbox"/>	◆
Typ siedziska			
ATA0906	Siedzisko typu N-Joy, regulacja mechaniczna, tkanina [głębokość siedziska z przodu 13 cm / z tyłu 7 cm]	<input type="checkbox"/>	8 720,00
ATA0926	Siedzisko typu Mobility, reg. elektryczna, tkanina [głębokość siedziska z przodu 13 cm / z tyłu 7 cm]	<input type="checkbox"/>	11 625,00
Boczki			
ATA0636	Stałe boczki z reg. wysokości 29 - 38 cm, zdejmowane	<input type="checkbox"/>	◆
Podłokietniki			
ATA0647	Standardowy podłokietnik (32,5 cm)	<input type="checkbox"/>	◆
ATA0649	Podłokietnik wydłużony (+5 cm)	<input type="checkbox"/>	○
Akcesoria siedziska			
Uchwyt do prowadzenia			
ATA1306	Uchwyt do prowadzenia	<input type="checkbox"/>	1 200,00
*** Jeśli wybrałeś odpowiedni system siedziska, proszę kontynuować wybór regulacji siedziska ***			
Regulacje siedziska			
Wysokość siedziska / Winda elektryczna			
ATA1023	Stała wysokość siedziska 45 cm	<input type="checkbox"/>	◆
ATA1025	Stała wysokość siedziska 48 cm	<input type="checkbox"/>	○
ATA1030	Elektryczna winda siedziska (40 - 65 cm) (NC (SD 51+1312/1363))	<input type="checkbox"/>	8 520,00
ATA1040	Elektryczna winda siedziska (44 - 69 cm) z adapterem	<input type="checkbox"/>	8 520,00

Regulacja kąta nachylenia siedziska			
ATA1002	Ręczna regulacja kąta nachylenia siedziska	<input type="checkbox"/>	◆
ATA1014	Elektryczna regulacja kąta nachylenia siedziska 0° - 25°	<input type="checkbox"/>	4 950,00
Regulacja kąta nachylenia oparcia dla siedziska Easy-Adapt			
ATA0951	Ręczna regulacja, gałka ręczna RH (z kompensacją sił ścinających)	<input type="checkbox"/>	◆
ATA0952	Ręczna regulacja, gałka ręczna LH (z kompensacją sił ścinających)	<input type="checkbox"/>	○
ATA0947	Elektryczna regulacja nachylenia (z kompensacją sił ścinających)	<input type="checkbox"/>	4 950,00
Regulacja kąta nachylenia oparcia dla siedziska Modulte			
ATA0975	Manualne odchylanie oparcia (w krokach)	<input type="checkbox"/>	◆
ATA0977	Odchylanie elektryczne	<input type="checkbox"/>	5 950,00
PODNOŻKI			
Rodzaj mocowania do podnóżków			
ATA0590	Mocowanie dla poduszki do 7 cm grubości (NC 1152)	<input type="checkbox"/>	◆
ATA0591	Mocowanie dla poduszki pow. 7 cm grubości	<input type="checkbox"/>	○
Podnóżek LH			
ATA0536	Z ustawionym (fabrycznie) kątem, 90° - 65°, lewo, Vari F	<input type="checkbox"/>	◆
ATA0537	Kąt ustawiany ręcznie, 90° - 0°, lewo (NC 0505, 0522) Vari A	<input type="checkbox"/>	640,00
ATA0538	Kąt ustawiany ręcznie, 0° - 80°, z ergonomicznym wyrównaniem długości, lewo (NC 0505, 0522) ADM	<input type="checkbox"/>	835,00
ATA0539	Kąt ustawiany elektrycznie, 0° - 80°, z ergonomicznym wyrównaniem długości, lewo (NC 0505, 0522) ADE	<input type="checkbox"/>	3 960,00
Podnóżek RH			
ATA0546	Z ustawionym (fabrycznie) kątem, 90° - 65°, prawo, Vari F	<input type="checkbox"/>	◆
ATA0547	Kąt ustawiany ręcznie, 90° - 0°, prawo (NC 0502, 0522) Vari A	<input type="checkbox"/>	640,00
ATA0548	Kąt ustawiany ręcznie, 0° - 80°, z ergonomicznym wyrównaniem długości, prawo (NC 0502, 0522) ADM	<input type="checkbox"/>	835,00
ATA0549	Kąt ustawiany elektrycznie, 0° - 80°, z ergonomicznym wyrównaniem długości, prawo (NC 0502, 0522) ADE	<input type="checkbox"/>	3 960,00
Rodzaj płyty pod stopy LH			
ATA0505	Stała płyta pod stopy, lewa (NC 0537, 0538, 0539)	<input type="checkbox"/>	◆
ATA0509	Płyta pod stopy z regulowanym kątem, lewa	<input type="checkbox"/>	375,00
ATA0511	Płyta pod stopy z regulowanym kątem i głębokością, lewa	<input type="checkbox"/>	535,00
Rodzaj płyty pod stopy RH			
ATA0502	Stała płyta pod stopy, prawa (NC 0547, 0548, 0549)	<input type="checkbox"/>	◆
ATA0506	Płyta pod stopy z regulowanym kątem, prawa	<input type="checkbox"/>	375,00
ATA0508	Płyta pod stopy z regulowanym kątem i głębokością, prawa	<input type="checkbox"/>	535,00
Płyta jednoczęściowa			
ATA0522	Płyta jednoczęściowa, kąt regulowany (możliwe wyłącznie przy zamówieniu 0536 i 0546) (NC 0537, 0538, 0539, 0547, 0548, 0549, 1244)	<input type="checkbox"/>	1 500,00
Podnóżki montowane centralnie (NC 2100)			
	Standard: AAT0559 Płyta podnóżka z reg. kąta, ATA0583 peloty podudziowe	<input type="checkbox"/>	◆
Podnóżek część górna			
ATA0556	Zawieszony centralnie z ustawianym kątem (NC 1244)	<input type="checkbox"/>	1560,00
ATA0557	Zawieszony centralnie z ergonomicznym wyrównaniem długości, regulowany elektrycznie (NC 1244)	<input type="checkbox"/>	6 975,00
Długości podudzi			
ATA0524	krótka 32 - 38 cm	<input type="checkbox"/>	○
ATA0534	średnia 38 - 44 cm	<input type="checkbox"/>	◆
Płyty podudziowe			
ATA0583	Płyty na podudzia	<input type="checkbox"/>	◆
Płyta podnóżka			
ATA0559	Płyta podnóżka z reg. kąta	<input type="checkbox"/>	◆
PULPIT STEROWNICZY ACS II			
Standardowy pulpit sterowniczy			
ATA1601	Standardowy pulpit sterowniczy ACS, REM 24SD	<input type="checkbox"/>	◆
ATA1617	Pulpit sterowniczy REM 550, z wyświetlaczem LCD	<input type="checkbox"/>	775,00
ATA1207	Standardowy wspornik RH (NC 1404)	<input type="checkbox"/>	◆
ATA1208	Standardowy wspornik LH (NC 1405)	<input type="checkbox"/>	○
ATA1707	Odchylany wspornik z regulacją wysokości RH (NC 1404, (2100+1478))	<input type="checkbox"/>	1 245,00
ATA1708	Odchylany wspornik z regulacją wysokości LH (NC 1405 (2100+1479))	<input type="checkbox"/>	1 245,00
Inne typy sterowników ACS i komponenty			
	dla innych typów sterowników ACS i komponentów należy użyć oddzielnego zamówienia (EPFIGIACS...)		
	Komponenty ACS są jedynie dołożone do wózka - nie są zamontowane oraz zaprogramowane		
UKŁAD JEZDNY			
Kolory ramy			
ATA0202	Niebieski	<input type="checkbox"/>	○
ATA0228	czarny	<input type="checkbox"/>	○
ATA0220	"szampański"	<input type="checkbox"/>	○
ATA0204	czerwony	<input type="checkbox"/>	○
ATA0222	biały	<input type="checkbox"/>	○
ATA0216	oliwkowy zielony	<input type="checkbox"/>	○
ATZ0299	specjalny kolor (wg podanego kodu RAL)	<input type="checkbox"/>	na zapytanie
Przednie koła			
ATA0851	3.00" - 6", szare, pneumatyczne	<input type="checkbox"/>	◆
ATA0853	3.00" - 6", szare, anty przebiçciowe, zabezpieczone - z płynem w środku (do pompowania)	<input type="checkbox"/>	800,00
AAD0855	3.00" - 6", szare, anty przebiçciowe (pełna wkładka)	<input type="checkbox"/>	905,00
Tylne koła			
ATA0771	3.00" - 8", szare, pneumatyczne	<input type="checkbox"/>	◆
ATA0773	3.00" - 8", szare, anty przebiçciowe, zabezpieczone -z płynem w środku (do pompowania)	<input type="checkbox"/>	850,00

ATA0799	Trelleborg 8x3.00 szare, pneumatyczne	<input type="checkbox"/>	925,00
ATA0798	Trelleborg 8x3.00 szare, anty przebiociowe, zabezpieczone -z plynem w srodku (do pompowania)	<input type="checkbox"/>	1 750,00
ATA0750	3.00 - 8 szare, anty przebiociowe (pelna wkladka)	<input type="checkbox"/>	960,00
OPCJE DZIAŁANIA			
Silnik			
ATA1277	6 km/h	<input type="checkbox"/>	◆
ATA1285	10 km/h	<input type="checkbox"/>	1 995,00
Akumulatory			
ATA1364	70 Ah, zelowe	<input type="checkbox"/>	◆
Zawieszenie			
ATA1240	Zawieszenie miękkie (do wagi max. 80 kg)	<input type="checkbox"/>	○
ATA1241	Zawieszenie średnie (do wagi 70 - 100 kg)	<input type="checkbox"/>	○
ATA1242	Zawieszenie twarde (do wagi 90 - 150 kg)	<input type="checkbox"/>	○
Akcesoria działania			
G-TRACK			
ATA1215	Modul G-Track	<input type="checkbox"/>	3 060,00
Ładowarka			
ATA1343	Ładowarka 8 A (200 - 250 V)	<input type="checkbox"/>	◆
OPCJE BEZPIECZEŃSTWA			
Oświetlenie			
ATA1367	Sygnalizacja świetlna z kierunkowskazami, przednie światła odchylane (NC 1643)	<input type="checkbox"/>	1 850,00
ATA1437	Oświetlenie typu LED z kierunkowskazami (NC 1643)	<input type="checkbox"/>	2 875,00
ATA1254	Bez systemu oświetlenia	<input type="checkbox"/>	◆
Urządzenie antywywrotne			
ATA1205	Urz. antywywrotne (wersja standardowa)	<input type="checkbox"/>	◆
ATA1204	Podnoszone urz. Antywywrotne	<input type="checkbox"/>	395,00
AKCESORIA BEZPIECZEŃSTWA			
Dźwignia do pokonywania krawężników			
ATA1244	Dźwignia do pokonywania krawężników (NC 0522, 0556, 0557)	<input type="checkbox"/>	1 500,00
Zestaw transportowy			
ATA1493	Zestaw mocujący 4-punktowy (do transportu wózka bez pacjenta)	<input type="checkbox"/>	600,00
ATA1494	Zestaw mocujący 4-punktowy (przetestowana wersja do transportu wózka jako siedzenie samochodowe zgodnie z ISO 7176-19:2001) (odpowiedni zagłówek jest obowiązkowy, zob. opcje poniżej)	<input type="checkbox"/>	775,00
ATA1495	Zamienny zagłówek innej firmy zgodny z wymogami ISO7176-19:2001, dostarczony niezależnie od tego zamówienia		
Pas mocujący			
ATA1329	Pas mocujący z Auto Lock-iem	<input type="checkbox"/>	295,00
ATA2113	pas mocujący z Auto Lock-iem (elast. Mocowanie w szynach bocznych) (tylko dla Module)	<input type="checkbox"/>	295,00
ATA1332	Pas typu H (NC 1152)	<input type="checkbox"/>	585,00
Lusterko wsteczne			
ATA1415	Prawe	<input type="checkbox"/>	215,00
ATA1339	Lewe	<input type="checkbox"/>	215,00
AKCESORIA			
Bagażnik tylny			
ATA1394	Uchwyt na bagaż (NC 1367, 1093, 1094)	<input type="checkbox"/>	925,00
Uchwyt na kule			
ATA1312	Prawy (NC 0951, (1030+1972/1975/1978/1981))	<input type="checkbox"/>	200,00
ATA1363	Lewy (NC 0952), (1030+1972/1975/1978/1981))	<input type="checkbox"/>	200,00
Błotnik			
ATA1416	Błotnik na koła przednie	<input type="checkbox"/>	285,00
ATA1417	Błotnik na koła tylne	<input type="checkbox"/>	975,00
Stolik terapeutyczny			
ATA1404	Odchylany, prawo (NC 1601/1611+1207), 1607, 1608, 1612)	<input type="checkbox"/>	1 580,00
ATA1405	Odchylany, lewo (NC 1601/1611+1208), 1607, 1608, 1612)	<input type="checkbox"/>	1 580,00
Zderzak do pulpitu sterowniczego			
ATA1366	Zderzak do pulpitu sterowniczego (NC 1348, 1611, 1602, 1607, 1608, 1612, 1610, 1801)	<input type="checkbox"/>	145,00
Licznik			
ATA1348	Licznik km (NC 1611, 1602, 1607, 1608, 1612)	<input type="checkbox"/>	1 050,00
TORBA "Klickfix" i mocowania			
ATA1480	Torba "Handyzip", zdejmowana (NC 0620)	<input type="checkbox"/>	625,00
ATA1478	Uchwyt z szybkozłączką RH (NC 0620, (2100+1707))	<input type="checkbox"/>	○
ATA1479	Uchwyt z szybkozłączką LH (NC 0620, (2100+1708))	<input type="checkbox"/>	○
Zestaw narzędzi			
ATA1333	Zestaw narzędzi (2x Śrubokręt, 3x klucz imbusowy sześciokątny, klucz francuski i główny bezpiecznik)	<input type="checkbox"/>	145,00
WYPOSAŻENIE SPECJALNE			
Wyposażenie Specjalne			
ATZ1300	Wyposażenie Specjalne	<input type="checkbox"/>	na zapytanie
	Łącznie		