



AKSON Spółka Jawna Padjasek-Krysovski  
Tel: 032 / 201 96 00 Fax: 032 / 201 96 00 wewn. 18

**Invacare® Dragon Start** CE

Waga użytkownika: max. 90 kg

**Cena podstawowa brutto: 15 066,00 zł**

Pieczętka firmy:

Adnotacje:

- Proszę o zaznaczenie krzyżykiem w ramce wybranych elementów
- Standardowe elementy wyposażenia
- Bezpłatne
- (NC 9999) nie kompatybilny z ref 9999

Kod	Opis		zł
AMA0002	Dragon Start Model Podstawowy	<input type="checkbox"/>	15 066,00
AMZ0002	Dragon Start Model Specjalny	<input type="checkbox"/>	na życzenie
<b>Typ siedziska</b>			
AMA1170	SIEDZISKO START (NC 1342, 1332)	<input type="checkbox"/>	◆
	Standard: AMA0268 tapicerka w kolorze czarnym (Nylon); AMA0363 wysokość siedziska 45 cm, reg. od 42,5 - 47,5 cm [tylko 47cm wysokość siedziska razem z 1014 elektr. odchylaniem siedziska] (bez poduszki); AMA0301 głębokość siedziska 30- 36 cm; AMA0445 wysokość oparcia 45 cm; AMA0647 standardowy podłokietnik	<input type="checkbox"/>	◆
AMA1336	Poduszka siedziska 5cm	<input type="checkbox"/>	◆
<b>Poduszka oparcia</b>			
AMA1178	Tapicerka oparcia z regulacją napięcia	<input type="checkbox"/>	◆
<b>Szerokość siedziska</b>			
AMA0365	29 - 36 cm (poduszka szer. 36 cm)	<input type="checkbox"/>	◆
AMA0357	32 - 40 cm (poduszka szer. 36 cm)	<input type="checkbox"/>	○
<b>Podłokietnik</b>			
AMA0619	Podłokietnik stały, wysokość regulowana (18 - 25 cm bez poduszki siedziska)	<input type="checkbox"/>	◆
<b>Wyposażenie siedziska</b>			
AMA1351	Zagłówek z regulacją	<input type="checkbox"/>	1 125,00
<b>REGULACJA SIEDZISKA</b>			
<b>Regulacja kąta nachylenia siedziska</b>			
AMA1002	Nachylenie siedziska, regulowane ręcznie	<input type="checkbox"/>	◆
AMA1014	Nachylenie siedziska, regulowane elektrycznie	<input type="checkbox"/>	4 950,00
<b>Regulacja kąta pochylenia oparcia</b>			
AMA0958	Regulacja kąta pochylenia 6-stopniowa (-10° do 30°)	<input type="checkbox"/>	◆
AMA0953	Pneumatyczna regulacja pochylenia RH (NC 1207, 1707)	<input type="checkbox"/>	2 490,00
AMA0954	Pneumatyczna regulacja pochylenia LH (NC 1208, 1708)	<input type="checkbox"/>	2 490,00
AMA0947	Elektryczna regulacja pochylenia	<input type="checkbox"/>	8 450,00
<b>Podnóżki / Para</b>			
AMA0530	Standardowy podnóżek, z ręczną regulacją wysokości 0 - 80° - para	<input type="checkbox"/>	◆
<b>Rodzaje płyt pod stopy / Płyta jednoczęściowa</b>			
AMA0504	Płyta pod stopy z regulowanym kątem (Para)	<input type="checkbox"/>	590,00
AMA0522	Płyta jednoczęściowa pod stopy z regulowanym kątem (NC 1244)	<input type="checkbox"/>	◆
<b>PULPIT STEROWNICZY</b>			
<b>Shark + pulpit sterowniczy + wspornik</b>			
AMA1801	Pulpit sterowniczy Shark II (z sygnalizacją świetlną oraz z dwoma elektrycznymi regulacjami)	<input type="checkbox"/>	◆
AMA1207	Wspornik standardowy RH (NC 1404, 0953)	<input type="checkbox"/>	◆
AMA1208	Wspornik standardowy LH (NC 1405, 0954)	<input type="checkbox"/>	○
AMA1707	Odchylany wspornik + regulacja wysokości RH (NC1396, 1404, 0953)	<input type="checkbox"/>	1 245,00
AMA1708	Odchylany wspornik + regulacja wysokości LH (NC1399, 1405, 0954)	<input type="checkbox"/>	1 245,00
<b>Pulpit sterowniczy opiekuna + wspornik</b>			
AMA1802	Pulpit sterowniczy dla opiekuna Shark2 (NC 1891, 1892)	<input type="checkbox"/>	805,00
AMA1207	Wspornik standardowy RH	<input type="checkbox"/>	○
AMA1208	Wspornik standardowy LH	<input type="checkbox"/>	○
<b>Sterowanie centralne / stolika terapeutycznego Shark + wspornik</b>			
AMA1807	Sterowanie stolika terapeutycznego Shark II (NC 1404, 1405)	<input type="checkbox"/>	5 850,00
AMA1808	Sterowanie centralne Shark II (NC 1404, 1405)	<input type="checkbox"/>	2 625,00

AMA1289	Odchylany RH (NC 1396)		○
AMA1288	Odchylany LH (NC 1399)	□	○
<b>Dodatkowe typy sterowania</b>			
<b>Sterowanie dla osoby towarzyszącej i pacjenta (podwójne) + wspornik (z możliwością przełączania)</b>			
AMA1891	Ze standardowym wspornikiem + pulpit sterowniczy Shark, RH (NC 1802)	□	2 175,00
AMA1892	Ze standardowym wspornikiem + pulpit sterowniczy Shark, LH (NC 1802)	□	2 175,00
<b>OPCJE UKŁADU JEZDNEGO</b>			
<b>Kolor ramy</b>			
AMA0259	Niebieski metalik (czarne felgi kół tylnych i srebrne widelce przedniego koła)	□	○
AMA0219	Żółty melon (felgi tylnego koła i widelce przedniego koła żółty melon)	□	○
<b>Koła przednie</b>			
AMA0811	9" Szare pneumatyczne	□	◆
AMA0813	9" Szare Anty Przebiociowe (stałe wzmocnione)	□	○
<b>Koła tylne</b>			
AMA0711	12 1/2 x 2 1/4 szare, pneumatyczne	□	◆
AMA0727	12 1/2 x 2 1/4 szare, anty przebiociowe (stałe wzmocnione)	□	○
<b>OPCJE DZIAŁANIA</b>			
	Standard: AMA1264 zawieszenie na kołach tylnych		
<b>Typ silnika</b>			
AMA1282	6 km/h	□	◆
AMA1284	8 km/h	□	570,00
<b>Akumulatory</b>			
AMA1259	60 Ah, żelowe	□	◆
<b>Aksesoria działania</b>			
<b>Ładowarka</b>			
AMA1343	Ładowarka 8A (200 - 250V)	□	◆
<b>OPCJE BEZPIECZEŃSTWA</b>			
	Standard: AMA1394 Bagażnik tylny; AMA1205 Kółka przeciwwyrotne		
<b>Oświetlenie</b>			
AMA1367	Sygnalizacja świetlna z kierunkowskazami	□	◆
AMA1254	Bez sygnalizacji świetlnej, oświetlenie pasywne	□	na życzenie
<b>AKCESORIA BEZPIECZEŃSTWA</b>			
<b>Dźwignia do pokonywania krawężników</b>			
AMA1244	Dźwignia do pokonywania krawężników (NC 0522)	□	1 500,00
<b>Zestaw transportowy</b>			
AMA1493	4 Punktowe mocowanie (do transportu wózka bez pacjenta)	□	600,00
AMA1494	4 Punktowe mocowanie (przetestowana wersja do używania wózka inwalidzkiego jako fotel samochodowy, zgodnie z ISO 7176-19:2001) (Wymagany jest odpowiedni zagłówek, zob. opcje poniżej)	□	775,00
<b>Zagłówek wymagany do transportu osoby</b>			
	Zagłówek INVACARE (typ w zależności od wybranego typu siedziska)	□	
AMA1495	Zamienny zagłówek innej firmy zgodny z wymogami ISO 7176-19:2001, dostarczony niezależnie od tego zamówienia	□	
<b>Pas mocujący</b>			
AMA1330	Pas mocujący na rzep	□	225,00
AMA1329	Pas mocujący z Auto Lock-iem	□	295,00
<b>Lusterko Wsteczne</b>			
AMA1415	RH (NC 1396)	□	215,00
AMA1339	LH (NC 1399)	□	215,00
<b>AKCESORIA</b>			
<b>Uchwyt na kule</b>			
AMA1312	Uchwyt na kule / RH	□	170,00
AMA1363	Uchwyt na kule / LH	□	170,00
<b>Stolik terapeutyczny</b>			
AMA1404	Odchylany RH (NC 1801+1207/1707), 1807, 1808, 1396)	□	1 580,00
AMA1405	Odchylany LH (NC 1801+1208/1708), 1807, 1808, 1399)	□	1 580,00
<b>Zestaw narzędzi</b>			
AMA1333	Zestaw narzędzi (2x Śrubokręt, 3x klucz imbusowy sześciokątny, klucz francuski i główny bezpiecznik)	□	145,00
<b>Torba</b>			
AMA1396	Torba przy podłokietnikach RH (NC 1707, {1807/1808+1289}, 1415, 1404)	□	560,00
AMA1399	Torba przy podłokietnikach LH (NC 1708, {1807/1808+1288}, 1339, 1405)	□	560,00
<b>WYPOSAŻENIE SPECJALNE</b>			
<b>Wyposażenie Specjalne</b>			
AMZ1300	Wyposażenie specjalne	□	na życzenie