

**Invacare® FDX** CE

Waga użytkownika: max. 136 kg

**Cena podstawowa brutto: 20.500,- zł**

Pieczętka firmy:

Adnotacje:

- Proszę o zaznaczenie krzyżykiem w ramce wybranych elementów
- ◆ Standardowe elementy wyposażenia
- Bezpłatne
- (NC 9999) = nie kompatybilny z opcją 9999

	Waga pacjenta =	kg			
Numer art.	Opis				zł
AUA0000	FDX Model Podstawowy		<input type="checkbox"/>		20 500,00
AUZ0000	FDX Model Specjalny		<input type="checkbox"/>		na zapytanie
	1) Siedzisko Standard; 2) Siedzisko EasyAdapt; 3) Siedzisko Recaro				
<b>AUA1150</b>	<b>1) SIEDZISKO STANDARD (NC 0951, 0952, 0947)</b>		<input type="checkbox"/>		◆
	Standard: AUA0268 Tapicerka czarna (Nylon)				
<b>Szerokość siedziska</b>					
AUA0352	Szerokość regulowana 38 - 53 cm		<input type="checkbox"/>		◆
<b>Poduszka siedziska</b>					
AUA1336	Poduszka siedziska (szerokość 43 cm, grubość 5 cm) (NC 0591)		<input type="checkbox"/>		◆
<b>Rodzaj poduszki oparcia</b>					
AUA1178	Tapicerka oparcia z regulowanym napięciem, lekko wyściełana		<input type="checkbox"/>		◆
<b>Głębokość siedziska</b>					
AUA0326	41 cm		<input type="checkbox"/>		○
AUA0327	46 cm		<input type="checkbox"/>		◆
AUA0330	51 cm		<input type="checkbox"/>		○
<b>Wysokość oparcia (bez poduszki siedziska)</b>					
AUA0448	48 cm		<input type="checkbox"/>		◆
AUA0454	54 cm		<input type="checkbox"/>		○
<b>Boczki</b>					
AUA0635	Stałe boczki z reg. wysokości 25 - 34 cm, zdejmowane		<input type="checkbox"/>		◆
AUA0636	Stałe boczki z reg. wysokości 29 - 38 cm, zdejmowane		<input type="checkbox"/>		○
<b>Podłokietniki</b>					
AUA0647	Standardowy podłokietnik (32,5 cm)		<input type="checkbox"/>		◆
AUA0649	Podłokietnik wydłużony (+5 cm)		<input type="checkbox"/>		○
<b>Akcesoria siedziska</b>					
<b>Zagłówek</b>					
AUA1353	Zagłówek profilowany		<input type="checkbox"/>		1 125,00
*** Jeśli wybrałeś odpowiedni system siedziska, proszę kontynuować wybór regulacji siedziska ***					
<b>AUA1180</b>	<b>Siedzisko EasyAdapt (NC 958)</b>		<input type="checkbox"/>		3 375,00
	Standard: AUA0352 Szerokość siedziska 38-53 cm regulowana				◆
<b>Poduszka siedziska (szerokość x głębokość) (głębokość mierzona od przedniej krawędzi płyty siedziska do poduszki oparcia)</b>					
AUA1970	Poduszka siedziska EasyAdapt 38 x 41 cm		<input type="checkbox"/>		○
AUA1971	Poduszka siedziska EasyAdapt 38 x 46 cm		<input type="checkbox"/>		○
AUA1972	Poduszka siedziska EasyAdapt 38 x 51 cm		<input type="checkbox"/>		○
AUA1973	Poduszka siedziska EasyAdapt 43 x 41 cm		<input type="checkbox"/>		○
AUA1974	Poduszka siedziska EasyAdapt 43 x 46 cm		<input type="checkbox"/>		○
AUA1975	Poduszka siedziska EasyAdapt 43 x 51 cm		<input type="checkbox"/>		○
AUA1976	Poduszka siedziska EasyAdapt 48 x 41 cm		<input type="checkbox"/>		○
AUA1977	Poduszka siedziska EasyAdapt 48 x 46 cm		<input type="checkbox"/>		○
AUA1978	Poduszka siedziska EasyAdapt 48 x 51 cm		<input type="checkbox"/>		○
AUA1979	Poduszka siedziska EasyAdapt 53 x 43 cm		<input type="checkbox"/>		○
AUA1980	Poduszka siedziska EasyAdapt 53 x 46 cm		<input type="checkbox"/>		○
AUA1981	Poduszka siedziska EasyAdapt 53 x 51 cm		<input type="checkbox"/>		○
<b>Poduszka oparcia (mierzona z tyłu)</b>					
AUA1985	Poduszka oparcia EasyAdapt 38 cm (szerokość poduszki 37 cm x wysokość 55 cm)		<input type="checkbox"/>		○
AUA1986	Poduszka oparcia EasyAdapt 43 cm (szerokość poduszki 40 cm x wysokość 55 cm)		<input type="checkbox"/>		○
AUA1987	Poduszka oparcia EasyAdapt 48 cm (szerokość poduszki 45 cm x wysokość 55 cm)		<input type="checkbox"/>		○
AUA1988	Poduszka oparcia EasyAdapt 53 cm (szerokość poduszki 49 cm x wysokość 55 cm)		<input type="checkbox"/>		○
AUA1185	Tapicerka oparcia z regulowanym napięciem, lekko wyściełana (szer. 43 cm) (NC 1356, 1447)		<input type="checkbox"/>		1925,00
AUA1186	Tapicerka oparcia z regulowanym napięciem, lekko wyściełana (szer. 53 cm) (NC 1356, 1447, 0620)		<input type="checkbox"/>		1925,00
<b>Kolor tapicerki (dla poduszki siedziska i oparcia typu EasyAdapt)</b>					
AUA0269	czarny		<input type="checkbox"/>		○
AUA0278	Dartex		<input type="checkbox"/>		○
AUA0289	szary plusz		<input type="checkbox"/>		○

AUA0267	Wersja LK (kolor czarny z pomarańczowym szwem)	<input type="checkbox"/>	1 175,00
<b>Boczki</b>			
AUA0635	Stałe boczki z reg. wysokości 25 - 34 cm, zdejmowane (NC: Jeżeli szerokość siedziska jest mniejsza o więcej niż 5 cm od szerokości oparcia)	<input type="checkbox"/>	◆
AUA0636	Stałe boczki z reg. wysokości 29 - 38 cm, zdejmowane (NC: Jeżeli szerokość siedziska jest mniejsza o więcej niż 5 cm od szerokości oparcia)	<input type="checkbox"/>	○
AUA0620	Wysuwane podłokietniki (NC 1186, 1607, 1608, 1612, 1339, 1415, 1447, 1404, 1405, 1356, (1207+1396), (1208+1399))	<input type="checkbox"/>	3 175,00
<b>Podłokietniki</b>			
AUA0647	Standardowy podłokietnik (32,5 cm)	<input type="checkbox"/>	◆
AUA0649	Podłokietnik wydłużony (+5 cm)	<input type="checkbox"/>	○
<b>Ośłona ubrań</b>			
AUA0623	Ośłona ubrań do wysuwanych podłokietników	<input type="checkbox"/>	825,00
<b>Torba</b>			
AUA1308	Torba na oparcie (tylko dla siedziska EasyAdapt z wysuwanymi podłokietnikami)	<input type="checkbox"/>	600,00
<b>Zaglówek</b>			
AUA1432	Zaglówek regulowany na boki, tylko dla poduszek Easy Adapt	<input type="checkbox"/>	1 620,00
AUA1427	Zaglówek z podparciem policzków, regulowany na boki, tylko dla poduszek Easy Adapt	<input type="checkbox"/>	1 850,00
<b>Peloty tułowia</b>			
AUA1356	Pelota tułowia (NC 0620, 1185, 1186)	<input type="checkbox"/>	1 045,00
AUA1447	Pelota tułowia z multi-regulacją (NC 0620, 1185, 1186)	<input type="checkbox"/>	1 375,00
<b>Uchwyt do prowadzenia</b>			
AUA1307	Uchwyt do prowadzenia	<input type="checkbox"/>	1 095,00
<b>*** Jeśli wybrałeś odpowiedni system siedziska, proszę kontynuować wybór regulacji siedziska ***</b>			
AUA1152	<b>Siedzisko typu RECARO * Proszę wybrać typ siedziska * (NC elektryczne odchylenie oparcia, 0590, 1332)</b>		
	Standard: AUA0370 szer. siedziska 49-53 cm, szerokość wewn. siedziska 36 cm / 52 cm całkowita szerokość siedziska); AUA0329 głębokość siedziska 46-51 cm; AUA0486 wysokość oparcia 77-83 cm z zagłówkiem; AUA1355 zagłówek	<input type="checkbox"/>	◆
<b>Typ siedziska</b>			
AUA0906	Siedzisko typu N-Joy, regulacja mechaniczna, tkanina [głębokość siedziska z przodu 13 cm / z tyłu 7 cm]	<input type="checkbox"/>	8 720,00
AUA0926	Siedzisko typu Mobility, reg. elektryczna, tkanina [głębokość siedziska z przodu 13 cm / z tyłu 7 cm]	<input type="checkbox"/>	10 910,00
<b>Boczki</b>			
AUA0636	Stałe boczki z reg. wysokości 29 - 38 cm, zdejmowane	<input type="checkbox"/>	◆
<b>Podłokietniki</b>			
AUA0647	Standardowy podłokietnik (32,5 cm)	<input type="checkbox"/>	◆
AUA0649	Podłokietnik wydłużony (+5 cm)	<input type="checkbox"/>	○
<b>Akcesoria siedziska</b>			
<b>Uchwyt do prowadzenia</b>			
AUA1306	Uchwyt do prowadzenia	<input type="checkbox"/>	1 200,00
<b>*** Jeśli wybrałeś odpowiedni system siedziska, proszę kontynuować wybór regulacji siedziska ***</b>			
<b>Regulacje siedziska</b>			
<b>Wysokość siedziska &amp; Odchylenie kąta siedziska &amp; Winda elektryczna</b>			
AUA1023	Stała wysokość siedziska 46,5 cm, manualnie odchylany kąt siedziska (0°, 4°, 8°)	<input type="checkbox"/>	◆
AUA1025	Stała wysokość siedziska 48 cm, manualnie odchylany kąt siedziska (0°, 4°, 8°)	<input type="checkbox"/>	○
AUA1014	Stała wysokość siedziska 47 cm, elektrycznie odchylany kąt siedziska (do 28°)	<input type="checkbox"/>	8 520,00
AUA1030	Elektryczna winda siedziska (47 - 77 cm przy 0 kącie odchylenia siedziska) z elektryczną reg. kąta odchylenia siedziska	<input type="checkbox"/>	12 410,00
<b>Regulacja kąta nachylenia oparcia</b>			
AUA0958	Stopniowa regulacja kąta nachylenia (-10° / 0° / 7,5° / 15° / 22,5° / 30°) (NC 1180)	<input type="checkbox"/>	◆
AUA0951	Ręczna regulacja, gałka ręczna RH (z kompensacją sił ścinających) (NC 1150)	<input type="checkbox"/>	○
AUA0952	Ręczna regulacja, gałka ręczna LH (z kompensacją sił ścinających) (NC 1150)	<input type="checkbox"/>	○
AUA0947	Elektryczna regulacja nachylenia (z kompensacją sił ścinających) (NC 1150)	<input type="checkbox"/>	5 950,00
<b>Akcesoria regulacji siedziska</b>			
Zabezpieczenie przed zakleszczeniem			
AUA1311	Miech do podnośnika siedziska	<input type="checkbox"/>	2 445,00
<b>PODNOŻKI</b>			
<b>Rodzaj mocowania do podnożków</b>			
AUA0590	Mocowanie dla poduszki do 7 cm grubości (NC 1152)	<input type="checkbox"/>	◆
AUA0591	Mocowanie dla poduszki pow. 7 cm grubości	<input type="checkbox"/>	○
<b>Podnożek LH</b>			
AUA0536	Z ustawionym (fabrycznie) kątem, 90° - 65°, lewo, Vari F	<input type="checkbox"/>	◆
AUA0537	Kąt ustawiany ręcznie, 90° - 0°, lewo (NC 0505) Vari A	<input type="checkbox"/>	640,00
AUA0538	Kąt ustawiany ręcznie, 0° - 80°, z ergonomicznym wyrównaniem długości, lewo (NC 0505) ADM	<input type="checkbox"/>	835,00
AUA0539	Kąt ustawiany elektrycznie, 0° - 80°, z ergonomicznym wyrównaniem długości, lewo (NC 0505) ADE	<input type="checkbox"/>	3 960,00
<b>Podnożek RH</b>			
AUA0546	Z ustawionym (fabrycznie) kątem, 90° - 65°, prawo, Vari F	<input type="checkbox"/>	◆
AUA0547	Kąt ustawiany ręcznie, 90° - 0°, prawo (NC 0502) Vari A	<input type="checkbox"/>	640,00
AUA0548	Kąt ustawiany ręcznie, 0° - 80°, z ergonomicznym wyrównaniem długości, prawo (NC 0502) ADM	<input type="checkbox"/>	835,00
AUA0549	Kąt ustawiany elektrycznie, 0° - 80°, z ergonomicznym wyrównaniem długości, prawo (NC 0502, 1436) ADE	<input type="checkbox"/>	3 960,00
<b>Rodzaj płyty pod stopy LH</b>			
AUA0505	Stała płyta pod stopy, lewa (NC 0537, 0538, 0539)	<input type="checkbox"/>	◆
AUA0509	Płyta pod stopy z regulowanym kątem, lewa	<input type="checkbox"/>	375,00
AUA0511	Płyta pod stopy z regulowanym kątem i głębokością, lewa	<input type="checkbox"/>	535,00
<b>Rodzaj płyty pod stopy RH</b>			
AUA0502	Stała płyta pod stopy, prawa (NC 0547, 0548, 0549)	<input type="checkbox"/>	◆

AUA0506	Płyta pod stopy z regulowanym kątem, prawa	<input type="checkbox"/>	375,00
AUA0508	Płyta pod stopy z regulowanym kątem i głębokością, prawa	<input type="checkbox"/>	535,00
<b>Podnóżki montowane centralnie</b>			
	Standard: AUA0559 płyta podnóżka z regulacją kąta		
<b>Podnózek część górna</b>			
AUA0557	Zawieszony centralnie z ergonomicznym wyrównaniem długości, regulowany elektrycznie	<input type="checkbox"/>	7 990,00
AUA0556	Zawieszony centralnie z ustawianym kątem	<input type="checkbox"/>	1560,00
<b>PULPIT STEROWNICZY ACS II</b>			
<b>Standardowy pulpit sterowniczy</b>			
AUA1601	Standardowy pulpit sterowniczy ACS, REM 24SD	<input type="checkbox"/>	◆
AUA1617	Pulpit sterowniczy REM 550, z wyświetlaczem LCD	<input type="checkbox"/>	775,00
AUA1207	Standardowy wspornik RH (NC 1404)	<input type="checkbox"/>	◆
AUA1208	Standardowy wspornik LH (NC 1405)	<input type="checkbox"/>	○
AUA1707	Odchylany wspornik z regulacją wysokości RH (NC 1404, 1396)	<input type="checkbox"/>	1 245,00
AUA1708	Odchylany wspornik z regulacją wysokości LH (NC 1405, 1399)	<input type="checkbox"/>	1 245,00
<b>Inne typy sterowników ACS i komponenty</b>			
	dla innych typów sterowników ACS i komponentów należy użyć oddzielnego zamówienia (EPFIGIACS...!)		
	Komponenty ACS są jedynie dołożone do wózka - nie są zamontowane oraz zaprogramowane		
<b>UKŁAD JEZDNY</b>			
<b>Kolory ramy</b>			
AUA0233	srebrny metallic	<input type="checkbox"/>	○
AUA0212	czerwony	<input type="checkbox"/>	○
AUA0299	specjalny kolor (wg podanego kodu RAL)	<input type="checkbox"/>	na zapytanie
<b>Przednie koła</b>			
AUA0727	320mm średnica x 60 (12,5" x 2,25), pełne (nie dostępne w wersji 10 km/h 1285)	<input type="checkbox"/>	◆
AUA0750	340mm średnica x 65 (3.00-8), pełne, niedostępne w wersji 6 km/h 1277)	<input type="checkbox"/>	◆
<b>Tylne koło</b>			
AUA0809	200mm średnica X 60, szare, pełne	<input type="checkbox"/>	◆
<b>OPCJE DZIAŁANIA</b>			
<b>Silnik</b>			
AUA1277	6 km/h (NC 0750)	<input type="checkbox"/>	◆
AUA1285	10 km/h (z modulem G-Track 1216) (NC 0727)	<input type="checkbox"/>	3 060,00
<b>G-TRACK</b>			
AUA1215	Moduł G-Track	<input type="checkbox"/>	3 060,00
AUA1216	Moduł G-Track (standard w wersji 10 km/h)	<input type="checkbox"/>	◆
<b>Akumulatory</b>			
AUA1259	60 Ah, żelowe	<input type="checkbox"/>	◆
<b>Zawieszenie</b>			
ATA1241	Zawieszenie	<input type="checkbox"/>	◆
<b>Akcesoria działania</b>			
<b>Ładowarka</b>			
AUA1343	Ładowarka 8 A (200 - 250 V)	<input type="checkbox"/>	◆
<b>OPCJE BEZPIECZEŃSTWA</b>			
<b>Oświetlenie</b>			
AUA1367	Sygnalizacja świetlna z kierunkowskazami, przednie światła odchylane	<input type="checkbox"/>	1 850,00
AUA1437	Oświetlenie typu LED z kierunkowskazami	<input type="checkbox"/>	2 875,00
AUA1254	Bez systemu oświetlenia	<input type="checkbox"/>	◆
<b>AKCESORIA BEZPIECZEŃSTWA</b>			
<b>Pas mocujący</b>			
AUA1329	Pas mocujący z Auto Lock-iem	<input type="checkbox"/>	◆
AUA1332	Pas typu H (NC 1152)	<input type="checkbox"/>	585,00
<b>Zestaw transportowy</b>			
AUA1493	Zestaw mocujący 4-punktowy (do transportu wózka bez pacjenta)	<input type="checkbox"/>	◆
AUA1494	Zestaw mocujący 4-punktowy (przetestowana wersja do transportu wózka jako siedzenie samochodowe zgodnie z ISO 7176-19:2001) (odpowiedni zagłówek jest obowiązkowy, zob. opcje poniżej)	<input type="checkbox"/>	775,00
<b>Zagłówek odpowiedni do transportu osób</b>			
	Zagłówek INVACARE (typ w zależności od wybranego typu siedziska)		
AUA1495	Zamienny zagłówek innej firmy zgodny z wymogami ISO7176-19:2001, dostarczony niezależnie od tego zamówienia		
<b>Lusterko wsteczne</b>			
AUA1415	Prawe (NC 0620, 1396)	<input type="checkbox"/>	215,00
AUA1339	Lewe (NC 0620, 1399)	<input type="checkbox"/>	215,00
<b>AKCESORIA</b>			
<b>Uchwyt na kule</b>			
AUA1312	Prawy (NC 0951)	<input type="checkbox"/>	170,00
AUA1363	Lewy (NC 0952)	<input type="checkbox"/>	170,00
<b>Stolik terapeutyczny</b>			
AUA1404	Odchylany, prawo (NC wszystkie sterowniki mocowane po prawej stronie, 0620)	<input type="checkbox"/>	1 580,00
AUA1405	Odchylany, lewo (NC wszystkie sterowniki mocowane po lewej stronie, 0620)	<input type="checkbox"/>	1 580,00
<b>Blotnik</b>			
AUA1416	Blotnik na koła przednie	<input type="checkbox"/>	◆
<b>Zestaw narzędzi</b>			
AUA1333	Zestaw narzędzi (2x Śrubokręt, 3x klucz imbusowy sześciokątny, klucz francuski i główny bezpiecznik)	<input type="checkbox"/>	145,00

<b>Zderzak do pulpitu sterowniczego</b>			
AUA1366	Zderzak do pulpitu sterowniczego (NC 1348, 1611, 1602, 1607, 1608, 1612)	<input type="checkbox"/>	<b>145,00</b>
<b>Licznik</b>			
AUA1348	Licznik km (NC 1611, 1602, 1607, 1608, 1612, 1643, 1644, 1618)	<input type="checkbox"/>	<b>1 050,00</b>
AUA1379	Licznik godzin	<input type="checkbox"/>	<b>1 200,00</b>
<b>TORBA</b>			
AUA1396	Torba przy podłokietniku prawa strona (NC 1415, {1607/1608/1612+1289}, 0620)	<input type="checkbox"/>	<b>560,00</b>
AUA1399	Torba przy podłokietniku lewa strona (NC 1339, {1607/1608/1612+1288}, 0620)	<input type="checkbox"/>	<b>560,00</b>
<b>WYPOSAŻENIE SPECJALNE</b>			
<b>Wyposażenie Specjalne</b>			
AUZ1300	Wyposażenie Specjalne	<input type="checkbox"/>	<b>na zapytanie</b>
	<b>Łącznie</b>		