

Invacare® G50 CE Waga użytkownika: max. 150 kg Cena podstawowa brutto : 21.816,- zł (6 km/h) Cena podstawowa brutto : 22.896,- zł (10 km/h)
--

Pieczęć firmy: Adnotacje:

- Proszę o zaznaczenie krzyżykiem w ramce wybranych elementów
 Standardowe elementy wyposażenia
 Bezpłatne
 (NC 9999) nie kompatybilny z ref 9999

Nr artykułu	Waga pacjenta =	kg	zł
ACC0000	G50 Model Podstawowy, wersja 6 km/h		21 816,00
ACX0000	G50 Model Podstawowy ze specjalnymi akcesoriami		na życzenie
1) Siedzisko Standard; 2) Siedzisko Kontur; 3) Siedzisko Recaro; 4) Siedzisko Flex; 5) Przygotowane siedzisko			
ACC1150	1) SIEDZISKO STANDARD (NC 1610+1332), 1396, 1399, 0951, 0952)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Standard: ACC0268 tapicerka w kolorze czarnym (Nylon); ACC0335 wysokość siedziska 51 cm (bez poduszki siedziska)		
Rodzaj poduszki oparcia			
ACC1178	Tapicerka oparcia z regulacją napięcia, lekko wyścielana	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
szerokość siedziska 44 - 48 cm & poduszka siedziska			
ACC0343	Szerokość siedziska (ramy) 44 - 48 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC1336	Poduszka (szerokość 43 cm, grubość 5 cm)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Głębokość siedziska			
ACC0326	41 cm (NC 0953, 0954, 0947)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACC0327	46 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC0330	51 cm (NC 1901)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wysokość oparcia (bez poduszki siedziska)			
ACC0448	48 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AAD0454	54 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Boczki			
ACC0606	Stały boczek z regulacją wysokości 29 - 36 cm (bez poduszki siedziska)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Podłokietniki			
ACC0647	Podłokietniki standardowe (32,5 cm)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC0649	Podłokietniki wydłużone (+5 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akcesoria siedziska			
ACC1353	Zaglówek, regulowany	<input type="checkbox"/>	1 125,00
*** Jeśli wybrałeś odpowiedni system siedziska, proszę kontynuować wybór regulacji siedziska ***			
ACC1154	2) SIEDZISKO KONTUR (NC 0958, 0953, 0954)		3 750,00
	Standard: ACC027 tapicerka czarna wodoodporna, ACC0335 wysokość siedziska 51 cm (bez poduszki siedziska); ACC0464 wysokość oparcia 64 cm		
Rodzaj poduszki oparcia			
ACC1101	Poduszka Kontur	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szerokość siedziska 44 - 48 cm & poduszka siedziska			
ACC0343	44 - 48 cm (rama)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC1337	Poduszka (szerokość 43 cm, grubość 7 cm)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Szerokość siedziska 49 - 53 cm & poduszka siedziska			
ACC0348	49 - 53 cm (rama)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACC1335	Poduszka (szerokość 48 cm, grubość 7 cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Głębokość siedziska			
ACC0326	41 cm (NC 0735, 0736, 0737, 0738, 1902)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACC0327	46 cm (NC 1902)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC0330	51 cm (NC1901)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Boczki			
ACC0635	Stały boczek z regulacją wysokości 25 - 34 cm (zdejmowany)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC0636	Stały boczek z regulacją wysokości 29 - 38 cm (zdejmowany)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACC0602	Wysuwany boczek (NC 1607, 1608, 1339, 1415, 1404, 1405, 1312)	<input type="checkbox"/>	4 175,00
ACC0603	Wysuwany boczek bez płyty bocznej (NC 1607, 1608, 1339, 1415, 1404, 1405, 1312)	<input type="checkbox"/>	3 160,00
Podłokietniki			
ACC0647	Podłokietniki standardowe (32,5 cm) (NC 0602, 0603)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC0649	Podłokietniki wydłużone (+5 cm) (NC 0602, 0603)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akcesoria siedziska			
ACC1353	Zaglówek, regulowany	<input type="checkbox"/>	1 125,00
*** Jeśli wybrałeś odpowiedni system siedziska, proszę kontynuować wybór regulacji siedziska ***			
ACC1152	3) SIEDZISKO RECARO (NC Elektr. Reg. Oparcia, 1332, 1308)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Standard: ACC0335 wysokość siedziska 51 cm (bez poduszki siedziska); ACC0370 szerokość siedziska 44-53 cm, 36 cm szerokość wewnętrzna / 52 cm całkowita szerokość siedziska; ACC0329 głębokość siedziska 46 - 51 cm, ACC0486 wysokość oparcia 77 - 83 cm z zagłówkiem; ACC1355 zagłówek		
Rodzaj siedziska			
ACC0906	N-Joy, mechaniczna regulacja oparcia, tapicerka materiałowa [głębokość siedziska 13cm przód / 7cm tył]	<input type="checkbox"/>	8 720,00
ACC0926	Mobility, elektryczna regulacja oparcia, tapicerka materiałowa [głębokość siedziska 13cm przód / 7cm tył]	<input type="checkbox"/>	10 910,00
Boczki			

ACC0636	Staly boczek z regulacją wysokości 29 - 38 cm (bez poduszki siedziska)	<input type="checkbox"/>	◆	
Podłokietniki				
ACC0647	Podłokietniki standardowe (32,5 cm)	<input type="checkbox"/>	◆	
ACC0649	Podłokietniki wydłużone (+5 cm)	<input type="checkbox"/>	○	
Akcesoria siedziska				
Uchwyt do prowadzenia				
ACC1306	Uchwyt do prowadzenia (NC 1610)	<input type="checkbox"/>		1 200,00
*** Jeśli wybrałeś odpowiedni system siedziska, proszę kontynuować wybór regulacji siedziska ***				
ACC1165	4) SIEDZISKO FLEX (NC 0958, 0953, 0934)	<input type="checkbox"/>		4 080,00
	Standard: ACC0335 wysokość siedziska 51 cm (bez poduszki siedziska); ACC0455 wysokość oparcia 55 cm			
Poduszka oparcia				
ACC1318	Poduszka oparcia Flex (NC 1338)	<input type="checkbox"/>	◆	
ACC1319	Poduszka oparcia "VIC AIR" czarna (NC 0369; 0348; 1356, 1377, 1461, 1462, 1463, 1901, 1902, 1903, 1904)	<input type="checkbox"/>		3 750,00
Szerokość siedziska 39 cm & Poduszka siedziska				
ACC0369	Szerokość siedziska ramy 39 cm	<input type="checkbox"/>	○	
ACC1461	Poduszka siedziska Flex (szer. 36 cm) (NC 1319)	<input type="checkbox"/>	○	
ACC1462	Poduszka siedziska Flex (szer. 41 cm) (NC 1319)	<input type="checkbox"/>	○	
Szerokość siedziska 44- 48 cm & Poduszka siedziska				
ACC0343	Szerokość siedziska ramy 44 - 48 cm	<input type="checkbox"/>	◆	
ACC1462	Poduszka siedziska Flex (szer. 41 cm) (NC 1319)	<input type="checkbox"/>	◆	
Szerokość siedziska 49- 53 cm & Poduszka siedziska				
ACC0348	Szerokość siedziska ramy 49 - 53 cm	<input type="checkbox"/>	○	
ACC1463	Poduszka siedziska Flex (szer. 46 cm) (NC 1319)	<input type="checkbox"/>	○	
Kolor tapicerki				
ACC0266	Niebieski (materiał) "Bris"	<input type="checkbox"/>	○	
ACC0277	Czarny (materiał) "Bris"	<input type="checkbox"/>	◆	
ACC0278	Szary (dartex) "Tromb"	<input type="checkbox"/>	○	
Głębokość siedziska				
ACC0305	38 cm (NC 0735, 0736, 0737, 0738, 1901, 1902, 1904)	<input type="checkbox"/>	○	
ACC0308	43 cm (0735, 0736, 0737, 0738)	<input type="checkbox"/>	◆	
ACC0310	48 cm (NC 1902, 1903)	<input type="checkbox"/>	○	
Boczki				
ACC0635	Staly boczek z regulacją wysokości 25 - 34 cm (zdejmowany) (NC 0696)	<input type="checkbox"/>	◆	
ACC0636	Staly boczek z regulacją wysokości 29 - 38 cm (zdejmowany) (NC 0696)	<input type="checkbox"/>	○	
ACC0602	Wysuwany boczek (NC 0647, 0649, 1607, 1608, 1339, 1415, 1404, 1405, 1312, (1207+1396), (1208+1399), 1356)	<input type="checkbox"/>		4 175,00
ACC0603	Wysuwany boczek bez płyty bocznej z podłokietnikami (NC 0647, 0649, 1607, 1608, 1339, 1415, 1404, 1405, 1312, (1207+1396), (1208+1399), 1356)			3 160,00
Podłokietniki				
ACC0647	Podłokietniki standardowe (32,5 cm) (0602, 0603)	<input type="checkbox"/>	◆	
ACC0649	Podłokietniki wydłużone (+5 cm) (0602, 0603)	<input type="checkbox"/>	○	
Akcesoria siedziska				
Zaglówek				
ACC1353	Zaglówek, regulowany	<input type="checkbox"/>		1 125,00
Peloty boczne				
ACC1356	Peloty boczne (NC 0602, 0603, 1319)	<input type="checkbox"/>		1 045,00
Wydłużenie oparcia				
ACC1377	Wydłużenie oparcia 12 cm (NC 1319)	<input type="checkbox"/>		1 125,00
Uchwyt do prowadzenia				
ACC1307	Uchwyt do prowadzenia (czarny)	<input type="checkbox"/>	◆	
Pokrowiec Incontinence				
ACC1368	Pokrowiec Incontinence (niebiesko-szary)	<input type="checkbox"/>		245,00
*** Jeśli wybrałeś odpowiedni system siedziska, proszę kontynuować wybór regulacji siedziska ***				
Odchylenie siedziska				
Regulacja kąta nachylenia siedziska				
ACC1010	Stałe nachylenie siedziska	<input type="checkbox"/>	◆	
ACC1014	Elektryczne nachylenie siedziska 1,5° do 15°	<input type="checkbox"/>		4 950,00
Regulacja kąta nachylenia oparcia				
ACC0958	Stopniowa regulacja kąta nachylenia (-10° / 0° / 7,5° / 15° / 22,5° / 30°) (NC1154, 1152, 1165, 1158)	<input type="checkbox"/>	◆	
ACC0953	Pneumatyczna regulacja nachylenia, RH (NC 1154, 1152, 1165, 1158, (1150+0326), 1707)	<input type="checkbox"/>		2 490,00
ACC0954	Pneumatyczna regulacja nachylenia, LH (NC 1154, 1152, 1165, 1158, (1150+0326), 1708)	<input type="checkbox"/>		2 490,00
ACC0951	Ręczna regulacja, gałka ręczna RH (NC 1150, 1152, 1158)	<input type="checkbox"/>	◆	
ACC0952	Ręczna regulacja, gałka ręczna LH (NC 1150, 1152, 1158)	<input type="checkbox"/>	○	
ACC0947	Elektryczna regulacja nachylenia (NC 1152, 1158, 1150+0326))	<input type="checkbox"/>		8 450,00
PODNOŻKI I PŁYTY POD STOPY				
PODNOŻKI MOCOWANE NA STAŁE				
Podnóżek LH				
ACC0541	Podnóżek, stały, z podkładką pod łydkę i płytą pod stopy 65°, lewy	<input type="checkbox"/>	◆	
Podnóżek RH				
ACC0551	Podnóżek, stały, z podkładką pod łydkę i płytą pod stopy 65°, prawy	<input type="checkbox"/>	◆	
PODNOŻKI ZDEJMOWANE I ODCHYLANE				
Podnóżek LH				
ACC0536	Z ustawionym (fabrycznie) kątem, 90° do 65°, lewy, Vari F	<input type="checkbox"/>	○	
ACC0537	Kąt ustawiany ręcznie, 90° do 0°, z płytą pod łydki, lewy (NC 0505, 0522) Vari A	<input type="checkbox"/>		265,00
ACC0538	Kąt ustawiany ręcznie, 0° do 80°, z ergonomicznym wyrównaniem długości, lewy (NC 0505, 0522) ADM	<input type="checkbox"/>		450,00
ACC0539	Kąt ustawiany elektrycznie, 0° do 80°, z ergonomicznym wyrównaniem długości, lewy (NC 0505, 0522) ADE	<input type="checkbox"/>		4 230,00
Podnóżek RH				
ACC0546	Z ustawionym (fabrycznie) kątem, 90° do 65°, prawo, Vari F	<input type="checkbox"/>	○	
ACC0547	Kąt ustawiany ręcznie, 90° do 0°, z płytą pod łydki, prawy (NC 0505, 0522) Vari A	<input type="checkbox"/>		265,00

ACC0548	Kąt ustawiany ręcznie, 0° do 80°, z ergonomicznym wyrównaniem długości, prawy (NC 0502, 0522) ADM	<input type="checkbox"/>	450,00	
ACC0549	Kąt ustawiany elektrycznie, 0° do 80°, z ergonomicznym wyrównaniem długości, prawy (NC 0502, 0522) ADE	<input type="checkbox"/>	4 230,00	
Rodzaj płyty pod stopy LH / płyta jednoczęściowa				
ACC0505	Stała płyta pod stopy, lewa (NC 0535, 0537, 0538, 0539)	<input type="checkbox"/>	○	
ACC0509	Płyta pod stopy z regulowanym kątem, lewa (NC 0535)	<input type="checkbox"/>	375,00	
ACC0511	Płyta pod stopy z regulowanym kątem i głębokością, lewa (NC 0535)	<input type="checkbox"/>	535,00	
Rodzaj płyty pod stopy RH				
ACC0502	Stała płyta pod stopy, prawa (NC 0545, 0547, 0548, 0549)	<input type="checkbox"/>	○	
ACC0506	Płyta pod stopy z regulowanym kątem, prawy (NC 0545)	<input type="checkbox"/>	375,00	
ACC0508	Płyta pod stopy z regulowanym kątem i głębokością, prawa (NC 0545)	<input type="checkbox"/>	535,00	
Płyta jednoczęściowa				
ACC0522	Płyta jednoczęściowa, kąt regulowany (możliwe wyłącznie przy zamówieniu 0536 i 0546) (NC 0535, 0537, 0538, 0539, 0545, 0547, 0548, 0549)	<input type="checkbox"/>	1 500,00	
PULPIT STEROWNICZY				
STANDARDOWE PULPITY STEROWNICZE				
ACC1601	Standardowy pulpit sterowniczy REM 24SD	<input type="checkbox"/>	◆	
ACC1207	Standardowy wspornik prawy (NC 1404)	<input type="checkbox"/>	◆	
ACC1208	Standardowy wspornik lewy (NC 1405)	<input type="checkbox"/>	○	
ACC1707	Odchylany wspornik z regulacją wysokości RH (NC 0953, 1611, 1404, 1396)	<input type="checkbox"/>	1 245,00	
ACC1708	Odchylany wspornik z regulacją wysokości LH (NC 0954, 1611, 1405, 1399)	<input type="checkbox"/>	1 245,00	
SPECJALNE WSPORNIKI dla ACS - Komponenty				
Specjalne wsporniki dla ACS - Komponenty - prosimy użyć oddzielnego formularza				
UKŁAD JEZDNY				
Kolor ramy				
ACC0201	Ciemno niebieski	<input type="checkbox"/>	○	
ACC0230	Srebrny	<input type="checkbox"/>	○	
Koła przednie, napędowe				
ACC0821	4,00 - 8, szare, Stolle, pneumatyczne	<input type="checkbox"/>	◆	
ACC0822	4,00 - 8, czarne, Stolle, pneumatyczne	<input type="checkbox"/>	○	
ACC0823	4,00 - 8, szare, Stolle, antyprzebiciowe	<input type="checkbox"/>	850,00	
ACC0824	4,00 - 8, czarne, Stolle, antyprzebiciowe	<input type="checkbox"/>	850,00	
ACC0825	4,00 - 8, szare, Stolle, pełne (NC 1283)	<input type="checkbox"/>	1 015,00	
ACC0826	4,00 - 8, czarne, Stolle, pełne (NC 1283)	<input type="checkbox"/>	1 015,00	
Koła tylne sterujące				
ACC0737	4,10/3,50 - 6, szare, Stolle, pneumatyczne (NC 1165+0305/0308, 1154+0326)	<input type="checkbox"/>	◆	
ACC0735	4,10/3,50 - 6, czarne, Stolle, pneumatyczne (NC 1165+0305/0308, 1154+0326)	<input type="checkbox"/>	○	
ACC0738	4,10/3,50 - 6, szare, Stolle, antyprzebiciowe (NC 1165+0305/0308, 1154+0326)	<input type="checkbox"/>	800,00	
ACC0736	4,10/3,50 - 6, czarne, Stolle, antyprzebiciowe (NC 1165+0305/0308, 1154+0326)	<input type="checkbox"/>	800,00	
ACC0739	4,10/3,50 - 6, szare, Stolle, pełne	<input type="checkbox"/>	960,00	
ACC0741	4,10/3,50 - 6, czarne, Stolle, pełne	<input type="checkbox"/>	960,00	
SILNIK I AKUMULATORY				
Silnik				
ACC1282	6 km/h	<input type="checkbox"/>	◆	
ACC1283	10 km/h (NC 0825, 0826)	<input type="checkbox"/>	1 080,00	
Akumulatory				
ACC1259	60 Ah, żelowe, zasięg ok. 45 km	<input type="checkbox"/>	○	
ACC1260	73 Ah, żelowe, zasięg ok. 60 km	<input type="checkbox"/>	335,00	
ACC1256	97 Ah, żelowe, zasięg ok. 80 km (NC 1343)	<input type="checkbox"/>	1 625,00	
Ładowarka				
ACC1343	Ładowarka 8 A (NC 1256)	<input type="checkbox"/>	◆	
ACC1389	Ładowarka 10 A	<input type="checkbox"/>	890,00	
AKCESORIA BEZPIECZEŃSTWA				
	Standard: ACC1362 Oświetlenie z kierunkowskazami; ACC1272 dźwignia hamulca LH	<input type="checkbox"/>	◆	
Pas mocujący				
ACC1329	Pas mocujący z Auto Lock-iem do 110 cm	<input type="checkbox"/>	295,00	
ACC1332	Pas-H (NC (1150+1610), 1152, 1334)	<input type="checkbox"/>	585,00	
Lusterko wsteczne				
ACC1415	RH (NC 1396, 0602, 0603)	<input type="checkbox"/>	235,00	
ACC1339	LH (NC 1399, 0602, 0603)	<input type="checkbox"/>	235,00	
AKCESORIA				
Uchwyt na kule				
ACC1312	Prawy (NC 1602+1207, 1291, 0602, 0603)	<input type="checkbox"/>	170,00	
Stolik terapeutyczny				
ACC1404	Odchylany na prawo (NC 1601/1611/1617+1207/1707), 1607, 1608, 0602, 0603)	<input type="checkbox"/>	1 580,00	
ACC1405	Odchylany na lewo (NC 1601/1611/1617+1208/1708), 1607, 1608, 0602, 0603)	<input type="checkbox"/>	1 580,00	
Zestaw narzędzi				
ACC1333	Zestaw narzędzi (2x Śrubokręt, 3x klucz imbusowy sześciokątny, klucz francuski i główny bezpiecznik)	<input type="checkbox"/>	145,00	
Zderzak				
ACC1366	Zderzak do pulpitu sterowniczego (NC 1348, 1611, 1602, 1607, 1608, 1610)	<input type="checkbox"/>	145,00	
Licznik				
ACC1348	Licznik km (NC 1366, 1611, 1602, 1607, 1608, 1610)	<input type="checkbox"/>	1 050,00	
Bagażnik				
ACC1394	Bagażnik tylny	<input type="checkbox"/>	495,00	
Torba				
ACC1396	Torba przy podłokietniku prawa strona (NC 1707, 1415, {1607/1608+1289}, 1150)	<input type="checkbox"/>	560,00	
ACC1399	Torba przy podłokietniku lewa strona (NC 1708, 1339, {1607/1608+1288}, 1150)	<input type="checkbox"/>	560,00	
ACC1308	Torba na oparciu (Nylon) (NC 1152, 1378)	<input type="checkbox"/>	250,00	
WYPOSAŻENIE SPECJALNE				
Wyposażenie Specjalne				
ACC1300	Wyposażenie Specjalne	<input type="checkbox"/>	na życzenie	