

**Invacare® TDX SPJunior CE**

Waga użytkownika: max. 90 kg

**Cena podstawowa brutto : 26.400 zł**

Pieczęćka firmy:

Adnotacje:

 Proszę o zaznaczenie krzyżykiem w ramce wybranych elementów

 Standardowe elementy wyposażenia

 Bezpłatne

**(NC 9999)** nie kompatybilny z ref 9999

	Waga pacjenta =	kg			
Nr artykułu	Opis				zł
ARA0000	TDX SP Junior Model Podstawowy, wersja 6 km/h				26 400,00
	1) Siedzisko Standard; 2) Siedzisko Kontur; 3) Siedzisko Flex				
ARA1170	1) SIEDZISKO JUNIOR		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Standard: ARA0268 tapicerka w kolorze czarnym (Nylon);		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Poduszka siedziska</b>					
ARA1325	Standard (grubość 7 cm)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ARA1326	Ergo (grubość 7 cm)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	450,00
<b>Poduszka oparcia</b>					
ARA1327	Standard		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ARA1328	Ergo		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	250,00
<b>Kolor tapicerki</b>					
ARA1131	niebieska		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ARA1126	czarny vinyl		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>szerokość siedziska + wysokość oparcia</b>					
ARA0367	30 cm szerokość siedziska / wysokość oparcia 38 cm (NC 0305, 0326)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARA0368	35 cm szerokość siedziska / wysokość oparcia 43 cm (NC 0326)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARA0372	38 cm szerokość siedziska / wysokość oparcia 46 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Głębokość siedziska</b>					
ARA0302	32 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARA0304	35 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARA0305	38 cm (NC 0367)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARA0326	41 cm (NC 0367, 0368)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Akcesoria siedziska</b>					
	Standard: ARA1306 Rączki do prowadzenia		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Stabilizacja szyjna</b>					
ARA1350	Stabilizacja szyjna		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 125,00
<b>Zaglówek</b>					
ARA1351	Zaglówek		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 470,00
<b>Peloty boczne</b>					
ARA1359	Pelota boczna RH		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	875,00
ARA1360	Pelota boczna LH		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	875,00
<b>Klin</b>					
ARA1365	Klin abdukcyjny		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	725,00
<b>Odchylenie siedziska</b>					
<b>Regulacja kąta nachylenia siedziska</b>					
ARA1014	Elektryczne nachylenie siedziska do 28° (maks. waga użytkownika 160 kg)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7 875,00
ARA1002	Manualnie ustawiane nachylenie siedziska		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ARA1016	Elektryczne nachylenie siedziska do 0 - 50°		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9 875,00
ARA1021	Elektryczna winda siedziska z elektrycznym odchyleniem kąta siedziska (NC 1016)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	13 000,00
<b>Regulacja kąta nachylenia oparcia</b>					

ARA0911	Stopniowa regulacja kąta nachylenia (centralne pokrętło)	<input type="checkbox"/>	◆	
ARA0947	Elektryczna regulacja nachylenia	<input type="checkbox"/>	6 950,00	
<b>Akcesoria bezpieczeństwa do podnośnika (zabezpieczenie przed zakleszczeniem)</b>				
ARA1311	Miech do podnośnika	<input type="checkbox"/>	2 445,00	
<b>PODNÓŻKI I PŁYTY POD STOPY</b>				
<b>PODNÓŻKI MOCOWANE BOCZNIE, INDYWIDUALNE RH/LH, pary</b>				
<b>Pozycja mocowania podnóżków</b>				
ARA0590	Pozycja mocowania dla poduszki do grubości 7 cm	<input type="checkbox"/>	◆	
<b>Podnóżek</b>				
ARA0503	Z ustawionym (fabrycznie) kątem, 90° do 65°, lewy, Vari F, para	<input type="checkbox"/>	◆	
<b>Rodzaj płyty pod stopy</b>				
ARA0514	Płyta podnóżka z regulacją kąta	<input type="checkbox"/>	◆	
<b>PULPIT STEROWNICZY</b>				
<b>STANDARDOWE PULPITY STEROWNICZE</b>				
ARA1601	Standardowy pulpit sterowniczy REM 24SD	<input type="checkbox"/>	◆	
ARA1617	Pulpit sterowniczy REM550 z wyświetlaczem LCD	<input type="checkbox"/>	775,00	
ARA1207	Standardowy wspornik prawy (NC 1404)	<input type="checkbox"/>	◆	
ARA1208	Standardowy wspornik lewy (NC 1405)	<input type="checkbox"/>	○	
<b>SPECJALNE WSPORNIKI dla ACS - Komponenty</b>				
<b>Specjalne wsporniki dla ACS - Komponenty - prosimy użyć oddzielnego formularza</b>				
<b>UKŁAD JEZDNY</b>				
	Standard: ARA0212 Kolor ramy czerwony; ARA0750 Koła centralne 3.00-8" szare, pełne; Przednie koła 6 x 2" Profil Uretan	<input type="checkbox"/>	◆	
<b>SILNIK I AKUMULATORY</b>				
<b>Silnik</b>				
ARA1284	Silnik 8 km/h, 4-biegunowy	<input type="checkbox"/>	◆	
<b>Akumulatory</b>				
ACC1260	73 Ah, żelowe	<input type="checkbox"/>	◆	
<b>G-Track</b>				
ARA1215	Moduł G-Track	<input type="checkbox"/>	3 060,00	
<b>Ładowarka</b>				
ARA1343	Ładowarka 8 A (200 - 250V)	<input type="checkbox"/>	◆	
<b>OPCJE BEZPIECZEŃSTWA</b>				
	Standard: ARA1341 mocowanie 4-punktowe (do transportu osoby wymagany jest zagłówek poddany Crash testowi)	<input type="checkbox"/>	◆	
<b>Oświetlenie</b>				
ARA1367	Oświetlenie z kierunkowskazami	<input type="checkbox"/>	1 350,00	
ARA1254	Bez oświetlenia	<input type="checkbox"/>	◆	
<b>AKCESORIA BEZPIECZEŃSTWA</b>				
<b>Pas mocujący</b>				
ARA1329	Pas mocujący z Auto Lock-iem	<input type="checkbox"/>	◆	
<b>Lusterko wsteczne</b>				
ARA1415	RH	<input type="checkbox"/>	215,00	
ARA1339	LH	<input type="checkbox"/>	215,00	
<b>AKCESORIA</b>				
<b>Stolik terapeutyczny</b>				
ARA1404	Odchylany na prawo (NC 1207)	<input type="checkbox"/>	1 580,00	
ARA1405	Odchylany na lewo (NC 1208)	<input type="checkbox"/>	1 580,00	
<b>WYPOSAŻENIE SPECJALNE</b>				
<b>Wyposażenie Specjalne</b>				
ARZ1300	Wyposażenie Specjalne	<input type="checkbox"/>	na życzenie	