


AKSON Spółka Jawna Padjasek-Kryowski  
Tel: 032 / 201 96 00 Fax: 032 / 201 96 00 wewn. 18

Invacare® TDX SP 

Waga użytkownika: max. 180 kg

**Cena podstawowa brutto : 24.019,20 zł**

Pieczętka firmy:

Adnotacje:

- Proszę o zaznaczenie krzyżykiem w ramce wybranych elementów
- Standardowe elementy wyposażenia
- Bezpłatne
- (NC 9999) nie kompatybilny z ref 9999

	Waga pacjenta =	kg			
Nr artykułu	Opis				zł
ARA0000	TDX SP Model Podstawowy, wersja 6 km/h				24 019,20
ARZ0000	TDX SP Model Podstawowy ze specjalnymi akcesoriami				na życzenie
	1) Siedzisko Module				
ARA2100	Siedzisko Invacare Module		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Rama i płyta siedziska / siedzisko przesuwne		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Rodzaj poduszki oparcia				
ARA2110	Jednoczęściowa płyta siedziska szer. 43 cm (regulowana podłokietnikami 440-480 mm) NC 0977, 1093, 1094, 2121, 2123, 2124, 2162, 2163, 2173)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ARA2111	Teleskopowa rama siedziska i płyta z szynami bocznymi szer. 380 do 530 mm (dodatkowo 50 mm przez podłokietniki) (NC 2141, 2161)		<input type="checkbox"/>		3 375,00
ARA2112	Teleskopowa rama siedziska +siedzisko przesuwne z szynami bocznymi szer. 380 do 530 mm (dodatkowo 50 mm przez podłokietniki); + 30 mm wys. Siedziska (NC 2141, 2161)		<input type="checkbox"/>		3 375,00
	Ustawienie szerokości siedziska dla regulowanej ramy siedziska				
ARA2121	380 mm płyta siedziska (dodatkowo 50 mm poprzez podłokietniki) (NC 2110)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARA2122	430 mm płyta siedziska (dodatkowo 50 mm poprzez podłokietniki)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ARA2123	480 mm płyta siedziska (dodatkowo 50 mm poprzez podłokietniki) (NC 2110)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARA2124	530 mm płyta siedziska (dodatkowo 50 mm poprzez podłokietniki) (NC 2110, 2174, 2175, 2176)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Ustawienie głębokości siedziska				
ARA2132	410 mm (NC 2196, 2198)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARA2134	460 mm		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ARA2136	510 mm (NC 2143)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Poduszka siedziska (rozmiar zgodnie z ustawieniami ramy siedziska)				
ARA2141	Standardowa poduszka piankowa grubość 50 mm (NC 2111, 2112, 2152, 2153, 2154)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ARA2142	Poduszka Matrix Flo-tech Lite szer. siedziska 380 do 480 mm (75 mm do 127 kg) / Contour szer. siedziska 530 mm(100 mm do 152 kg)		<input type="checkbox"/>		825,00
ARA2143	Poduszka Matrix Flo-tech Contour Visco 430x430 mm [max. waga użytkownika 125 kg] (NC 2136)		<input type="checkbox"/>		975,00
	Oparcie				
ARA2161	Rama oparcia, zdejmowana, wys. 480 mm (rozm. uniwersalny, ustawienia ręczne) (NC 2111, 2112, 2173)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ARA2162	Rurki pionowe oparcia długie z uchwytami regulowanymi (NC 2110)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARA2163	Rurki pionowe oparcia krótkie z uchwytami regulowanymi (NC 2110, 2173)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Tapicerka oparcia / poduszka				
ARA2171	Regulowane napięcie (długie=540 mm/krótkie=480 mm) (NC 2152, 2153, 2154)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ARA2173	Regulowane płyty oparcia Flex3 z poduszką Laguna (NC 2110, 2161, 2163)		<input type="checkbox"/>		625,00
ARA2174	Oparcie Matrix Posture Back, wys. 400 mm (tkanina Mesh) (NC 2124)		<input type="checkbox"/>		2 775,00
ARA2175	Oparcie Matrix Posture Back, wys. 500 mm (tkanina Mesh) (NC 2124)		<input type="checkbox"/>		2 775,00
ARA2176	Oparcie Matrix Elite Full Back, wys. 500 mm (tkanina Mesh) (NC 2124)		<input type="checkbox"/>		2 775,00
	Kolor tapicerki				
ARA2151	Czarna tkanina (nylon z 2141; rozciągliwy materiał z 2142, 2143)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARA2152	Czarny dartex (NC 2141, 2171)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ARA2153	wersja LK (kolor czarny z pomarańczowym szwem) (NC 2141, 2171)		<input type="checkbox"/>		1 175,00
ARA2154	Czarny plusz (NC 2141, 2171)		<input type="checkbox"/>		625,00
	Boczki				
ARA2191	Boczki "T-Arm", zdejmowane		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Podłokietniki				
ARA2195	Krótki podłokietnik (325 mm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ARA2196	Podłokietnik wydłużony (375 mm) (NC 2132)	<input type="checkbox"/>	◆	
ARA2198	Wyścielany podłokietnik z zintegrowaną osłoną ubrań (NC 2132)	<input type="checkbox"/>	890,00	
<b>Akcesoria siedziska</b>				
<b>Zaglówek (dartex)</b>				
ARA1350	Zaglówek z reg. głębokości	<input type="checkbox"/>	1 275,00	
ARA1432	Zaglówek z reg. boczną	<input type="checkbox"/>	1 620,00	
ARA1427	Zaglówek ze wsparciem policzków	<input type="checkbox"/>	1 850,00	
<b>Stabilizacja boczna</b>				
ARA1446	Peloty boczne (para) (dartex) (NC 2171, 2174, 2175, 2176)	<input type="checkbox"/>	875,00	
ARA1445	Peloty boczne wydłużone (para) (dartex) (NC 2171, 2174, 2175, 2176)	<input type="checkbox"/>	1 625,00	
<b>Regulacje siedziska (siedzisko Modulite)</b>				
<b>Podnoszenie siedziska / odchylanie siedziska</b>				
ARA1091	Manualnie ustawiane nachylenie siedziska	<input type="checkbox"/>	◆	
ARA1093	Elektryczne nachylenie siedziska 0 - 30° (maks. waga użytkownika 160 kg) (NC 2110)	<input type="checkbox"/>	6 145,00	
ARA1094	Elektryczna winda siedziska z elektrycznym odchylem kąta siedziska 30 cm, 30° (maksymalna waga użytkownika 160 kg) (NC 2110, 1643, 1644)	<input type="checkbox"/>	11 875,00	
<b>Regulacja kąta nachylenia oparcia</b>				
ARA0975	Stopniowa regulacja kąta nachylenia (w krokach)	<input type="checkbox"/>	◆	
ARA0977	Elektryczna regulacja nachylenia (NC 2110)	<input type="checkbox"/>	4 950,00	
<b>PODNOŻKI I PŁYTY POD STOPY</b>				
<b>PODNOŻKI MOCOWANE CENTRALNIE</b>				
<b>Typ podnóżka</b>				
ARA0556	Podnóżek mocowany centralnie, kąt ustawiany (NC 2110)	<input type="checkbox"/>	3 750,00	
ARA0557	Podnóżek mocowany centralnie, z kompensacją dł., regulowany elektrycznie (NC 2110)	<input type="checkbox"/>	7 990,00	
ARA0583	Peloty podudziowe	<input type="checkbox"/>	◆	
ARA0559	Płyta podnóżka z regulacją kąta	<input type="checkbox"/>	◆	
<b>PODNOŻKI MOCOWANE BOCZNIE, INDYWIDUALNE RH/LH</b>				
<b>Podnóżek LH</b>				
ARA0536	Z ustawionym (fabrycznie) kątem, 90° do 65°, lewy, Vari F	<input type="checkbox"/>	◆	
ARA0537	Kąt ustawiany ręcznie, 90° do 0°, z płytą pod łydki, lewy (NC 0505) Vari A	<input type="checkbox"/>	640,00	
ARA0538	Kąt ustawiany ręcznie, 0° do 80°, z ergonomicznym wyrównaniem długości, lewy (NC 0505) ADM	<input type="checkbox"/>	835,00	
ARA0539	Kąt ustawiany elektrycznie, 0° do 80°, z ergonomicznym wyrównaniem długości, lewy (NC 0505) ADE	<input type="checkbox"/>	3 960,00	
<b>Podnóżek RH</b>				
ARA0546	Z ustawionym (fabrycznie) kątem, 90° do 65°, prawy, Vari F	<input type="checkbox"/>	◆	
ARA0547	Kąt ustawiany ręcznie, 90° do 0°, z płytą pod łydki, prawy (NC 0502) Vari A	<input type="checkbox"/>	640,00	
ARA0548	Kąt ustawiany ręcznie, 0° do 80°, z ergonomicznym wyrównaniem długości, prawy (NC 0502) ADM	<input type="checkbox"/>	835,00	
ARA0549	Kąt ustawiany elektrycznie, 0° do 80°, z ergonomicznym wyrównaniem długości, prawy (NC 0502) ADE	<input type="checkbox"/>	3 960,00	
<b>Rodzaj płyty pod stopy LH</b>				
ARA0505	Stała płyta pod stopy, lewa (NC 0537, 0538)	<input type="checkbox"/>	◆	
ARA0509	Płyta pod stopy z regulowanym kątem, lewa	<input type="checkbox"/>	375,00	
ARA0511	Płyta pod stopy z regulowanym kątem i głębokością, lewa	<input type="checkbox"/>	535,00	
<b>Rodzaj płyty pod stopy RH</b>				
ARA0502	Stała płyta pod stopy, prawa (NC 0547, 0548)	<input type="checkbox"/>	◆	
ARA0506	Płyta pod stopy z regulowanym kątem, prawa	<input type="checkbox"/>	375,00	
ARA0508	Płyta pod stopy z regulowanym kątem i głębokością, prawa	<input type="checkbox"/>	535,00	
<b>PULPIT STEROWNICZY</b>				
<b>STANDARDOWE PULPITY STEROWNICZE</b>				
ARA1601	Standardowy pulpit sterowniczy REM 24SD	<input type="checkbox"/>	◆	
ARA1617	Pulpit sterowniczy REM550 z wyświetlaczem LCD	<input type="checkbox"/>	775,00	
ARA1207	Standardowy wspornik prawy (NC 1404)	<input type="checkbox"/>	◆	
ARA1208	Standardowy wspornik lewy (NC 1405)	<input type="checkbox"/>	○	
ARA1707	Odchylany wspornik z regulacją wysokości RH (NC 1404)	<input type="checkbox"/>	1 245,00	
ARA1708	Odchylany wspornik z regulacją wysokości LH (NC 1405)	<input type="checkbox"/>	1 245,00	
<b>SPECJALNE WSPORNIKI dla ACS - Komponenty</b>				
<b>Specjalne wsporniki dla ACS - Komponenty - prosimy użyć oddzielnego formularza</b>				
<b>UKŁAD JEZDNY</b>				
	Standard: ARA0212 Kolor ramy czerwony; ARA0750 Koła centralne 3.00-8`` szare, pełne; Przednie koła 6 x 2`` Profil Uretan	<input type="checkbox"/>	◆	
<b>SILNIK I AKUMULATORY</b>				
<b>Silnik</b>				
ARA1284	Silnik 8 km/h, 4-biegunowy (max. waga użytkownika 180 kg)	<input type="checkbox"/>	◆	
<b>Akumulatory</b>				
ACC1260	73 Ah, żelowe	<input type="checkbox"/>	◆	
<b>G-Track</b>				

ARA1215	Moduł G-Track	<input type="checkbox"/>	3 060,00	
<b>Ładowarka</b>				
ARA1343	Ładowarka 8 A (200 - 250V)	<input type="checkbox"/>	◆	
<b>OPCJE BEZPIECZEŃSTWA</b>				
<b>Oświetlenie</b>				
ARA1367	Oświetlenie z kierunkowskazami (NC 1643)	<input type="checkbox"/>	1 850,00	
ARA1482	Oświetlenie z kierunkowskazami i ledowymi światłami przednimi (NC 1643)	<input type="checkbox"/>	2 225,00	
ARA1254	Bez oświetlenia	<input type="checkbox"/>	◆	
<b>AKCESORIA BEZPIECZEŃSTWA</b>				
<b>Zestaw transportowy</b>				
ARA1493	Zestaw mocujący 4-punktowy (do transportu wózka bez użytkownika)	<input type="checkbox"/>	◆	
ARA1494	Zestaw mocujący 4-punktowy (wersja testowana do użytkowania wózka jako fotela samochodowego zgodnie z ISO 7176-19:2001) (odpowiedni zagłówek jest wymagany, zob. opcje poniżej)	<input type="checkbox"/>	775,00	
ARA1495	Zagłówek innej firmy zgodny z wymogami ISO 7176-19:2001, dostarczony odrębnie od tego zamówienia)			
<b>Pas mocujący</b>				
ARA1329	Pas mocujący z Auto Lock-iem	<input type="checkbox"/>	295,00	
ARA2113	Pas mocujący z Auto Lock-iem (elastyczne mocowanie w szynach bocznych) (NC2110)	<input type="checkbox"/>	295,00	
ARA1332	Pas-H	<input type="checkbox"/>	585,00	
<b>Lusterko wsteczne</b>				
ARA1415	Prawe	<input type="checkbox"/>	215,00	
ARA1339	Lewe	<input type="checkbox"/>	215,00	
<b>AKCESORIA</b>				
<b>Uchwyt na kule</b>				
ARA1312	Prawy	<input type="checkbox"/>	200,00	
ARA1363	Lewy	<input type="checkbox"/>	200,00	
<b>Stolik terapeutyczny</b>				
ARA1404	Odchylany na prawo (NC 1207, 1707)	<input type="checkbox"/>	1 580,00	
ARA1405	Odchylany na lewo (NC 1208, 1708)	<input type="checkbox"/>	1 580,00	
<b>Torba</b>				
ARA1480	Torba HandyZip, zdejmowana	<input type="checkbox"/>	625,00	
ARA1478	Klamra szybkozłączki R/H (NC (2100+1707))	<input type="checkbox"/>	○	
ARA1479	Klamra szybkozłączki L/H (NC (2100+1708))	<input type="checkbox"/>	○	
<b>WYPOSAŻENIE SPECJALNE</b>				
<b>Wyposażenie Specjalne</b>				
ARZ1300	Wyposażenie Specjalne	<input type="checkbox"/>	na życzenie	