

Invacare® Action³ Junior Evolutive

CE

Waga użytkownika max. : 80 kg

Cena podstawowa brutto: 4 200,00 zł

Piecątka firmy:

Adnotacje:

- Proszę o zaznaczenie krzyżykiem w ramce wybranych elementów
- ◆ Standardowe elementy wyposażenia
- Bezpłatne
- (NC 9999) nie kompatybilny z NC9999



Kod	Opis		zł
CNC0001	Invacare® Action 3 Junior Evolutive	<input type="checkbox"/>	4200,00
CNCspec	Invacare® Action 3 Junior Evolutive - produkcja specjalna	<input type="checkbox"/>	na życzenie
RODZAJ NAPĘDU			
CNC0100	Napęd ręczny za pomocą ciągów (NC1100, 1110, 1170)	<input type="checkbox"/>	◆
CNC0110	Wersja transportowa (tylko kąt siedziska 1,5° z pomocą przeciw przechyłaniu RH) NC 0280, 1060, 1070, 1075, 1090, 1180, 1190, 1195, 1275, 1375, 1390, 1430, 1440)	<input type="checkbox"/>	612,00
SIEDZISKO			
Wersja siedziska Evolutive			
Teleskopowy krzyżak krótki dla szer. siedziska 20,5 - 28 cm i gł. siedziska 20-35 cm			
Szerokość siedziska			
CNC0140	Szerokość siedziska 20,5 cm, wraz z zestawem stabilizującym (0881). Dostępne tylko z opcją 0611 (NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0890, 0900, 1375)	<input type="checkbox"/>	○
CNC0141	Szerokość siedziska 23 cm, wraz z zestawem stabilizującym (0881). Dostępne tylko z opcją 0611 (NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0890, 0900, 1375)	<input type="checkbox"/>	○
CNC0142	Szerokość siedziska 25,5 cm, wraz z zestawem stabilizującym (0881) (NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0600, 0610, 0620, 0630, 0890, 0900, 1375)	<input type="checkbox"/>	○
CNC0143	Szerokość siedziska 28 cm, wraz z zestawem stabilizującym (0881) (NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0600, 0610, 0620, 0630, 0890, 0900, 1375)	<input type="checkbox"/>	○
Głębokość siedziska			
CNC0160	Regulowana głębokość siedziska 20-25 cm, dostarczana 23 cm (NC: 1060, 1070, 1075)	<input type="checkbox"/>	○
CNC0161	Regulowana głębokość siedziska 25-30 cm, dostarczana 28 cm	<input type="checkbox"/>	○
CNC0162	Regulowana głębokość siedziska 30-35 cm, dostarczana 33 cm	<input type="checkbox"/>	○
Teleskopowy krzyżak długi dla szer. siedziska 30,5 - 38 cm i gł. siedziska 27,5-37,5 cm			
Szerokość siedziska			
CNC0150	Szerokość siedziska 30,5 cm (NC: 0160, 0161, 0162, 0520, 0570, 0890)	<input type="checkbox"/>	○
CNC0151	Szerokość siedziska 33 cm (NC: 0160, 0161, 0162, 0530, 0580, 0900)	<input type="checkbox"/>	○
CNC0152	Szerokość siedziska 35,5 cm (NC: 0160, 0161, 0162, 0530, 0580, 0900)	<input type="checkbox"/>	○
CNC0153	Szerokość siedziska 38 cm (NC: 0160, 0161, 0162, 0530, 0580, 0900)	<input type="checkbox"/>	○
Głębokość siedziska			
CNC0170	Regulowana głębokość siedziska 27,5-32,5 cm, dostarczana 30 cm	<input type="checkbox"/>	○
CNC0171	Regulowana głębokość siedziska 32,5-37,5 cm, dostarczana 35 cm	<input type="checkbox"/>	○
Wysokość siedziska			
CNC0260	Wysokość siedziska 46 cm	<input type="checkbox"/>	○
CNC0270	Wysokość siedziska 43,5 cm	<input type="checkbox"/>	○
CNC0280	Wysokość siedziska 41 cm (NC: 1375, 1430, 1440)	<input type="checkbox"/>	○
Tapicerka siedziska			
CNC0335	Nylonowa tapicerka siedziska z pasami velcro, regulowana na szerokość i głębokość	<input type="checkbox"/>	◆
Rodzaj oparcia			
CNC0370	Oparcie stałe 0°, 3 wysokości: 37/40/43 cm - dostarczane 37 cm (ss 20,5-28cm), 40 cm(ss 30,5-38cm)	<input type="checkbox"/>	○
CNC0380	Oparcie stałe 7°, 3 wysokości: 37/40/43 cm - dostarczane 37 cm (ss 20,5-28cm), 40 cm(ss 30,5-38cm)	<input type="checkbox"/>	◆
CNC0381	Oparcie stałe 7°, 51 cm, 3 wysokości: 37/40/43 cm - dostarczane 37 cm (ss 20,5-28cm), 40 cm(ss 30,5-38cm)	<input type="checkbox"/>	○
CNC0390	Oparcie z regulacją kąta 0°/30° (mechanizm zapadkowy) 5 wysokości oparcia 35/37/39/41/43 cm - dostarczane 37 cm (ss 20,5-28 cm), 39 cm (ss 30,5-38 cm) bez tylnego poprzecznego drążka oparcia (NC 1190, 1195)	<input type="checkbox"/>	624,00
CNC0395	Oparcie z regulacją kąta (dźwignia gazowa) 0°/30° wysokość oparcia 40 cm - bez tylnego poprzecznego drążka oparcia (NC 1190, 1195)	<input type="checkbox"/>	1128,00
CNC0400	Oparcie składane - 3 wysokości 37/40/43 cm - dostarczane 37 cm (ss 20,5-28 cm), 40 cm (ss 30,5 - 38 cm)	<input type="checkbox"/>	464,00
CNC0401	Oparcie składane 51 cm - 2 wysokości 40/43 cm (dostarczane 40 cm)	<input type="checkbox"/>	476,00
CNC0402	Oparcie składane, 2 wysokości: 38/50 cm - dostarczane 50 cm, rączki do pchania z reg. wysokości (15 cm), włączając tylny poprzeczny drążek oparcia) (NC: 0480, 0855, 0902, 1426)	<input type="checkbox"/>	780,00
CNC0420	Oparcie składane 40 cm wys., rączki do pchania z reg. wysokości (43-53 cm) (NC: 0855)	<input type="checkbox"/>	664,00
Tapicerka oparcia			
CNC0475	Tapicerka pasowana, Nylon, z reg. szerokości i wysokości.	<input type="checkbox"/>	◆
CNC0480	Regulowane napięcie tapicerki typu Contour, Nylon (NC: 0855)	<input type="checkbox"/>	664,00



Ważna informacja:
Zestaw stabilizujący (zob. typ opcji siedziska; ref. 0881) jest standardowym wyposażeniem dla lepszej przedniej i bocznej stabilności dla tych szerokości siedziska



PODNOŻKI / PŁYTA POD STOPY			
Podnóżek prawy, część górna (regulacja wysokości w krokach co 10 mm)			
CNC0505	90° RH prosty, zdejmowany dł. podudzi std. 12,5-26 cm (NC: 0600, 0610, 1005)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
CNC0510	80° krótki, RH, odchylany, standardowa pozycja 0° dł. podudzi std. 22-32 cm (NC: 0561, 0562, 0563, 0610)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
CNC0511	80° krótki, RH, odchylany, pozycja odwodząca 30° dł. podudzi std. 22-32 cm (NC: 0560, 0562, 0563, 0610, 0611, 0881)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
CNC0512	80° długi, RH, odchylany, standardowa pozycja 0° dł. podudzi std. 30-45 cm (NC: 0560, 0561, 0563, 0610)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
CNC0513	80° długi, RH, odchylany, pozycja odwodząca 30° dł. podudzi std. 30-45 cm (NC: 0560, 0561, 0562, 0610, 0611, 0881)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
CNC0520	Regulowany od 0° do 80° RH, odchylany do wewnątrz i na zewnątrz (włączając płytę pod łydkę) dł. podudzi 27,5-37,5 cm (NC 0600, 0611, 0880, 0886)	<input type="checkbox"/>	440,00
CNC0530	Regulowany od 0° do 80° RH, odchylany do wewnątrz i na zewnątrz (bez płyty pod łydkę, z pasem za łydki) dł. podudzi 23,5-29,5 cm ! Tylko dla szerokości siedziska 30,5 cm! (NC 0600, 0611, 0880, 0886)	<input type="checkbox"/>	460,00
Podnóżek lewy, część górna (regulacja wysokości w krokach co 10 mm)			
CNC0555	90° LH prosty, zdejmowany dł. podudzi std. 12,5-26 cm (NC: 0620, 0630, 1005)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
CNC0560	80° krótki, LH, odchylany, standardowa pozycja 0° dł. podudzi std. 22-32 cm (NC: 0630)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
CNC0561	80° krótki, LH, odchylany, pozycja odwodząca 30° dł. podudzi std. 22-32 cm (NC: 0611, 0630, 0881)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
CNC0562	80° długi, LH, odchylany, standardowa pozycja 0° dł. podudzi std. 30-45 cm (NC: 0630)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
CNC0563	80° długi, LH, odchylany, pozycja odwodząca 30° dł. podudzi std. 30-45 cm (NC: 0611, 0630, 0881)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
CNC0570	Regulowany od 0° do 80° LH, odchylany do wewnątrz i na zewnątrz (włączając płytę pod łydkę) dł. podudzi 27,5-37,5 cm (NC 0611, 0620, 0880, 0886)	<input type="checkbox"/>	440,00
CNC0580	Regulowany od 0° do 80° LH, odchylany do wewnątrz i na zewnątrz (bez płyty pod łydkę, z pasem za łydki) dł. podudzi 23,5-29,5 cm ! Tylko dla szerokości siedziska 30,5 cm! (NC 0611, 0620, 0880, 0886)	<input type="checkbox"/>	460,00
Płyta pod stopę, prawa			
CNC0600	Płyta pod stopy podnoszona do góry RH, z paskiem za pięty (NC 0883, 0884, 0885, 0886)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
CNC0605	Płyta z regulacją kąta i głębokości, podnoszona RH, z paskiem za pięty	<input type="checkbox"/>	236,00
CNC0610	Płyta z regulacją kąta, podnoszona RH, z paskiem za pięty, !Tylko z podnóżkami regulowanymi (0520, 0530, 0570, 0580)!, (NC 0883, 0884, 0885, 0886)	<input type="checkbox"/>	192,00
CNC0611	Jednoczęściowa płyta pod stopy (NC 0620, 0625, 0630, 0883, 0884, 0885)	<input type="checkbox"/>	756,00
Płyta pod stopę, lewa			
CNC0620	Płyta pod stopy podnoszona do góry LH, z paskiem za pięty (NC 0883, 0884, 0885, 0886)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
CNC0625	Płyta z regulacją kąta i głębokości, podnoszona LH, z paskiem za pięty	<input type="checkbox"/>	236,00
CNC0630	Płyta z regulacją kąta, podnoszona LH, z paskiem za pięty, !Tylko z podnóżkami regulowanymi (0520, 0530, 0570, 0580)!, (NC 0883, 0884, 0885, 0886)	<input type="checkbox"/>	192,00
PODŁOKIETNIK			
Podłokietnik, prawy			
CNC0640	Zdejmowany RH, (n°1), wraz z urządzeniem Autolock, krótka std płyta pod rękę (60mm) regulacja wysokości 18-28 cm (NC: 0745, 0746, 0750, 0755)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
CNC0645	Zdejmowany RH, (n°1), wraz z urządzeniem Autolock, płyta pod rękę std junior (60mm) regulacja wysokości 15-25 cm (NC: 0740, 0750, 0755)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
CNC0646	Zdejmowany RH, (n°1), wraz z urządzeniem Autolock, płyta pod rękę junior wąska (50mm) regulacja wysokości 15-25 cm (NC: 0740, 0745, 0750, 0755, 1470)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
CNC0650	Błotnik RH z regulacją wysokości (15,5 - 22 cm) (NC: 0740, 0745, 0755, 1201, 1471, 1472)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
CNC0655	Ośłona ubrań (boczek) RH, junior (NC: 0740, 0745, 0750, 1471, 1472)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Podłokietnik, lewy			
CNC0740	Zdejmowany LH, (n°1), wraz z urządzeniem Autolock, krótka std płyta pod rękę (60mm) regulacja wysokości 18-28 cm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
CNC0745	Zdejmowany LH, (n°1), wraz z urządzeniem Autolock, płyta pod rękę std junior (60mm) regulacja wysokości 15-25 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
CNC0746	Zdejmowany LH, (n°1), wraz z urządzeniem Autolock, płyta pod rękę junior wąska (50mm) regulacja wysokości 15-25 cm (NC: 1470)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
CNC0750	Błotnik LH z regulacją wysokości (15,5 - 22 cm) (NC: 1201, 1471, 1472)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
CNC0755	Ośłona ubrań (boczek) LH, junior (NC: 1471, 1472)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
AKCESORIA SIEDZISKA			
CNC0851	Poduszka siedziska MSS (Essential junior)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
CNC0855	Wydłużenie oparcia (230 mm) (NC 0860, 0865)	<input type="checkbox"/>	636,00
CNC0860	Zagłówek standard z multi-regulacją, wraz z regulowanym poprzecznym drążkiem (NC 0865)	<input type="checkbox"/>	1264,00
CNC0865	Zagłówek zaokrąglony z multi-regulacją, wraz z regulowanym poprzecznym drążkiem	<input type="checkbox"/>	1980,00
CNC0880	Pasy mocujące łydki, regulowane	<input type="checkbox"/>	76,00
CNC0881	Zestaw stabilizacyjny przedni, +100 mm na zewnątrz	<input type="checkbox"/>	368,00
CNC0883	Paski na kostki "xs", para, z klamrą, obwód paska 15,5-20 cm (tylko z podnóżkami 0605/0625)	<input type="checkbox"/>	860,00
CNC0884	Paski na kostki "s", para, z klamrą, obwód paska 16-21,5 cm (tylko z podnóżkami 0605/0625)	<input type="checkbox"/>	860,00
CNC0885	Paski na kostki "m", para, z klamrą, obwód paska 17,5-23 cm (tylko z podnóżkami 0605/0625)	<input type="checkbox"/>	860,00
CNC0886	Zestaw optymalizujący regulację płyty podnóżka (przedni lub tylny zestaw regulacji)	<input type="checkbox"/>	236,00
CNC0902	Drążek tylny z regulacją szerokości	<input type="checkbox"/>	236,00
KOLOR RAMY			
CNA0952	perłowy biały (Pearl white)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
CNA0953	matowy czarny (Matt black)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
CNA0954	matowy czerwony (Matt red)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
CNA0955	ostry żółty (Intense yellow)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
CNA0956	biegłotylny (Polar blue)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
CNA0957	Różowy (Candy pink)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
KÓŁKA PRZEDNIE			
CNC1000	125 x 25 mm (5" x 1") pełne	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
CNC1001	125 x 25 mm (5" x 1") pełne, "świecące"	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
CNC1005	125 x 45 mm (5" x 1 3/4") pełne	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
TYLNE KÓŁA			
CNC1060	560 x 35 mm (22" x 1.3/8"), pneumatyczne ze szprychami (NC 1170)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
CNC1070	555 x 35 mm (22" x 1.3/8"), pełne ze szprychami (NC 1170)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
CNC1075	550 x 25 mm (22" x 1.3/8"), czarne, pełne ze szprychami (NC 1170)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
CNC1090	515 x 35 mm (20" x 1.3/8"), pełne ze szprychami (NC 1170, 1280)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
CNC1100	305 x 50 mm (12" x 2"), pneumatyczne, felga plastikowa (NC 1140, 1141, 1180, 1253, 1254, 1255, 1256, 1380, 1390)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
CNC1110	305 x 45 mm (12" x 2"), pełne, felga plastikowa (NC 1140, 1141, 1180, 1253, 1254, 1255, 1256, 1380, 1390)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
CIĄGI			
CNC1140	Aluminium anodowane	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
CNC1141	Ciągi powlekane czarnym tworzywem antypoślizgowym	<input type="checkbox"/>	316,00
OŚ TYLNEGO KÓŁA			
CNC1170	Oś stała (przykręcana)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
CNC1180	Oś szybkozłączka	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>



Pozycja koła tylnego		
CNC1190	Standardowa pozycja koła tylnego (25 mm w przód / oś linii oparcia)	☐ ○
CNC1195	Środkowa pozycja koła tylnego (w linii / oś linii oparcia)	☐ ○
CNC1200	Pasywna pozycja koła tylnego (25 mm w tył / oś linii oparcia)	☐ ◆
Pompka		
CNC1230	Pompka i wspornik	☐ 40,00
AKCESORIA TYLNEGO KOŁA		
CNC1253	Koipaki przezroczyste, para	☐ 664,00
CNA1254	Koipaki "pixel", para	☐ 840,00
CNA1255	Koipaki "snowflakes", para	☐ 840,00
CNA1256	Koipaki "color me!", para	☐ 840,00
HAMULCE		
CNC1270	Hamulec "Push to lock"	☐ ○
CNC1275	Hamulec "Pull to lock"	☐ ◆
CNC1280	Hamulec bębnowy dla opiekuna (włączając hamulce "Push to lock") (NC 1426)	☐ 836,00
AKCESORIA BEZPIECZENSTWA		
CNC1345	Zestaw transportowy zawierający pas bezpieczeństwa (NC 1360)	☐ 296,00
CNC1360	Pas bezpieczeństwa	☐ 236,00
CNC1361	Pas typ pediatryczny	☐ 400,00
CNC1370	Wsporniki przeciw-wywrotne tylne, para wraz z drążkiem do przechyłania (NC 1430, 1440)	☐ ◆
CNC1375	Zestaw do transferu (koła 100 mm- 4")	☐ 360,00
CNC1380	Zestaw świateł odblaskowych (tylko dla kół ze szprychami)	☐ ◆
CNC1390	Drążek przedłużenia hamulca, para	☐ 104,00
AKCESORIA DLA OSOBY PROWADZĄCEJ		
CNC1426	Rączki do pchania (typ wózka dziecięcego-stroller), para, z multi regulacją kąta	☐ 660,00
CNC1430	Drążek do przechyłania wózka do tyłu RH	☐ 76,00
CNC1440	Drążek do przechyłania wózka do tyłu LH	☐ 76,00
AKCESORIA		
CNC1471	Akrylowy stolik terapeutyczny, odchylany RH	☐ 1260,00
CNC1472	Akrylowy stolik terapeutyczny, odchylany LH	☐ 1260,00
	Łącznie	

