

Invacare® Action 4_{NG} HEAVY DUTY

Waga użytkownika 160 kg



Cena podstawowa brutto: **3 900,00 zł**

Pieczętka firmy:

Adnotacje:

- Proszę o zaznaczenie krzyżykiem w ramce wybranych elementów
- ◆ Standardowe elementy wyposażenia
- Bezpłatne
- (NC 9999) nie kompatybilny z NC9999

	Waga pacjenta =	kg		zł
Kod				
CKG0026	Invacare® Action 4 _{NG} Heavy Duty Model podstawowy		<input type="checkbox"/>	3900,00
CKGSPEC	Invacare® Action 4 _{NG} Model specjalny		<input type="checkbox"/>	na zapytanie
RODZAJ NAPĘDU				
CKG0100	Napęd ręczny za pomocą ciągów (włącznie z osią szybkozłączką)		<input type="checkbox"/>	◆
CKA0110	Wersja transportowa (dostępna tylko ze stałą osią kół tylnych, hamulcem aktywowanym nożnie oraz pomocą do przechyłania str. prawa) (NC: 0901, 0930, 0950, 0980, 1020, 1030, 1050, 1060, 1110, 1111, 1125, 1220)		<input type="checkbox"/>	612,00
SIEDZISKO				
Szerokość siedziska				
CKG0170	Szerokość siedziska 50,5 cm z tylnym drążkiem poprzecznym stabilizującym (NC: 0292, 0310, 0611)		<input type="checkbox"/>	◆
CKG0171	Szerokość siedziska 55,5 cm ze wzmocnioną tapicerką siedziska, regulowanym paskiem za pięty oraz tylnym drążkiem poprzecznym stabilizującym (NC 0280, 0297, 0310, 0641, 0659, 0681, 0691, 0750, 0771, 1270)		<input type="checkbox"/>	464,00
CKG0172	Szerokość siedziska 60,5 cm ze wzmocnioną tapicerką siedziska, regulowanym paskiem za pięty oraz tylnym drążkiem poprzecznym stabilizującym (NC 0180, 0280, 0297, 0641, 0659, 0681, 0691, 0750, 0771, 1270)		<input type="checkbox"/>	836,00
Głębokość siedziska				
CKG0180	Głębokość siedziska 40 cm (NC 0292, 0660, 0702, 0703)		<input type="checkbox"/>	○
CKG0190	Głębokość siedziska 45 cm (NC 0701, 0703)		<input type="checkbox"/>	○
CKG0195	Głębokość siedziska 50 cm (NC 0280, 0295, 0297, 0641, 0659, 0661, 0681, 0691)		<input type="checkbox"/>	140,00
CKG0200	Głębokość siedziska regulowana od 40 do 45 cm, ustawiona na 43 cm (NC 0280, 0292, 0295, 0297, 0703)		<input type="checkbox"/>	◆
CKB0201	Głębokość siedziska regulowana od 45 do 50 cm (NC 0280, 0295, 0297, 0659, 0661, 0681, 0691)		<input type="checkbox"/>	396,00
Wysokość siedziska				
CKG0210	Wysokość siedziska 51cm (NC 0980)		<input type="checkbox"/>	◆
CKG0220	Wysokość siedziska 48,5 cm		<input type="checkbox"/>	○
CKG0230	Wysokość siedziska 46 cm		<input type="checkbox"/>	○
Tapicerka siedziska				
CKG0280	Nylonowa tapicerka siedziska bez pasów na rzepy		<input type="checkbox"/>	○
CKG0290	Nylonowa tapicerka siedziska z pasami na rzepy		<input type="checkbox"/>	◆
CKG0292	Specjalna wzmocniona tapicerka siedziska, z regulacją naprężenia i głębokości (NC: 0654, 0659, 0661, 0681, 0691)		<input type="checkbox"/>	780,00
CKG0295	Tapicerka siedziska z wyściółką		<input type="checkbox"/>	116,00
CKG0297	Poduszka Mistral 2 (z tapicerką siedziska) (NC : 0654, 0659, 0661, 0681, 0691)		<input type="checkbox"/>	576,00
OPARCIE				
Rodzaj oparcia Kółka antywywrotne wymagane z odchylanym oparciem (0333) !!!				
CKG0300	Oparcie stałe 7°, regulowana wysokość oparcia od 38 do 46 cm (dostarczane z wys. 38 cm), stałe rączki (NC: 0365, 0369, 0716, 0717, 0718, 1176, 1241)		<input type="checkbox"/>	◆
CKG0333	Oparcie z regulacją kąta 0°/30° (sprężyna gazowa) wysokość oparcia 39/41/43 cm (dostraczana z wysokością 43 cm), (włączając tylny poprzeczny drążek oparcia i stałe rączki) tylko z pasywną pozycją kół tylnych (NC: 0360, 1060, 1176)		<input type="checkbox"/>	1836,00
CKG0341	Oparcie składane, wysokość 43 cm, stałe rączki (NC: 0360, 1176)		<input type="checkbox"/>	676,00
Tapicerka oparcia				
CKG0360	Standardowa tapicerka wyścielana, Jemima (NC: 0714, 0715)		<input type="checkbox"/>	◆
CKG0365	Tapicerka - stabilizacja lędźwiowa (+1 pasek), formowane wyścielane pokrycie oparcia		<input type="checkbox"/>	○
CKG0369	Tapicerka Kontur regulowana (3+1 pasek), formowane wyścielane pokrycie oparcia, z drążkiem poprzecznym		<input type="checkbox"/>	356,00
CKG0370	Tapicerka Kontur regulowana (7+1 pasek), formowane wyścielane pokrycie oparcia, z drążkiem poprz.		<input type="checkbox"/>	596,00
PODNOŻKI / PŁYTA POD STOPY				
Podnóżek prawy				
CKG0390	80° RH, odchylany do wewnątrz i na zewnątrz		<input type="checkbox"/>	◆
CKG0400	Regulowany od 0° do 80° RH odchylany do wewnątrz i na zewnątrz (włączając płytę pod łydkę) (NC 0480, 0491, 0760, 0771)		<input type="checkbox"/>	440,00
CKG0420	Podnóżek dla amputanta RH (NC : 0480, 0490, 0491, 0760, 0771)		<input type="checkbox"/>	600,00
Podnóżek lewy				
CKG0440	80° LH, odchylany do wewnątrz i na zewnątrz		<input type="checkbox"/>	◆
CKG0450	Regulowany od 0° do 80° LH odchylany do wewnątrz i na zewnątrz (włączając płytę pod łydkę) (NC 0491, 0500, 0760, 0771)		<input type="checkbox"/>	440,00
CKG0470	Podnóżek dla amputanta LH (NC : 0491, 0500, 0510, 0760, 0771)		<input type="checkbox"/>	600,00
Płyta pod stopę, prawa				
CKG0480	Płyta pod stopy podnoszona do góry RH, z regulowanym paskiem za pięty		<input type="checkbox"/>	◆
CKG0490	Płyta z regulacją kąta i głębokości RH, z regulowanym paskiem za pięty		<input type="checkbox"/>	236,00
CKG0491	Płyta pod stopy jednoczęściowa z regulacją kąta i głębokości (NC 0500, 0510, 0750, 0770, 0771)		<input type="checkbox"/>	756,00
Płyta pod stopę, lewa				
CKG0500	Płyta pod stopy podnoszona do góry LH, z regulowanym paskiem za pięty		<input type="checkbox"/>	◆
CKG0510	Płyta z regulacją kąta i głębokości LH, z regulowanym paskiem za pięty		<input type="checkbox"/>	236,00



PODLOKIETNIK			
Podłokietnik, prawy			
CKG0520	Krótki, typ RIO (no. 1), zdejmowany z regulacją wysokości 20 /23 /26 /28 cm, osłona boczna z regulacją głębokości i wysokości (NC 0593, 0596, 1270), z urządzeniem zabezp. Autolock	<input type="checkbox"/>	◆
CKG0533	Krótki (no. 4), zdejmowany, regulacja wysokości (21 - 34,5 cm), osłona boczna z regulacją wysokości (NC 0580, 0596, 1270), z urządzeniem zabezp. Autolock	<input type="checkbox"/>	316,00
CKG0536	Długi, (no. 4), zdejmowany, regulacja wysokości (21 - 34,5 cm), osłona boczna z regulacją wysokości (NC 0580, 0593), z urządzeniem zabezp. Autolock	<input type="checkbox"/>	316,00
Podłokietnik, lewy			
CKG0580	Krótki, typ RIO (no. 1), zdejmowany z regulacją wysokości 20 /23 /26 /28 cm, osłona boczna z regulacją głębokości i wysokości, z urządzeniem zabezp. Autolock, (NC 1270)	<input type="checkbox"/>	◆
CKG0593	Krótki (no. 4), zdejmowany, regulacja wysokości (21 - 34,5 cm), osłona boczna z regulacją wysokości, z urządzeniem zabezp. Autolock, (NC 1270)	<input type="checkbox"/>	316,00
CKG0596	Długi, (no. 4), zdejmowany, regulacja wysokości (21 - 34,5 cm), osłona boczna z regulacją wysokości, z urządzeniem zabezp. Autolock, (NC0881, 0951, 1346, 1480, 1484)	<input type="checkbox"/>	316,00
AKCESORIA SIEDZISKA			
CKG0654	Poduszka 5 cm, pokrycie nylonowe antypoślizgowe (NC: 0659, 0661, 0681, 0691)	<input type="checkbox"/>	180,00
CKA0659	Poduszka MatrX flo-tech lite (NC: 0661, 0681, 0691, 0703)	<input type="checkbox"/>	544,00
CKA0661	Poduszka MatrX flo-tech image (NC: 0681, 0691, 0703)	<input type="checkbox"/>	1 848,00
CKA0681	Poduszka MatrX flo-tech contour visco (NC: 0691, 0703)	<input type="checkbox"/>	1 040,00
CKA0691	Poduszka MatrX flo-tech solution xtra (NC 0703)	<input type="checkbox"/>	2 040,00
Głębokość poduszki siedziska			
CKG0701	40 cm	<input type="checkbox"/>	○
CKG0702	45 cm	<input type="checkbox"/>	○
CKG0703	50 cm (tylko dla poduszki CKG0654)	<input type="checkbox"/>	○
Inne opcje siedziska			
CKA0716	Zagłówek dartex (z drążkiem tylnym) (NC: 0717, 0718)	<input type="checkbox"/>	316,00
CKA0717	Zagłówek dartex regulowany na boki (z drążkiem tylnym) (NC: 0718)	<input type="checkbox"/>	996,00
CKA0718	Zagłówek dartex regulowany na boki, ze stabilizacją policzków (z drążkiem tylnym)	<input type="checkbox"/>	1 180,00
CKG0760	Pasy mocujące łydki, regulowane	<input type="checkbox"/>	76,00
CKG0770	Dłuższa rura podnóżka, UL=45-53 cm (NC: 0771)	<input type="checkbox"/>	96,00
CKG0771	Adapater wysokości dla krótszych podudzi, para, umożliwia dopasowanie UL 23-43 cm	<input type="checkbox"/>	276,00
KOLORY			
CKG0800	ciemno czerwony	<input type="checkbox"/>	○
CKG0801	ciemno szary (RAL7024)	<input type="checkbox"/>	◆
CKG0803	Ocean blue - morski (RAL5025, matowy)	<input type="checkbox"/>	○
CKG0804	Pearl white - perłowy biały	<input type="checkbox"/>	○
CKG0806	Zielony - electric green	<input type="checkbox"/>	○
CKG0820	Anthracite black - Czarny metalik	<input type="checkbox"/>	○
KÓŁKA PRZEDNIE			
CKG0850	200 x 32 mm (8" x 1 1/4") pełne	<input type="checkbox"/>	○
CKG0860	200 x 50 mm (8" X 2") pneumatyczne	<input type="checkbox"/>	○
CKG0870	200 x 50 mm (8" X 2") pełne	<input type="checkbox"/>	◆
TYLNE KOLA			
Rodzaj tylnego koła			
CKG0930	610 x 35 mm (24" x 1.3/8") pneumatyczne, ze szprychami (NC 1111)	<input type="checkbox"/>	○
CKG0950	600 x 35 mm (24" x 1.3/8") pełne, ze szprychami (NC 1111)	<input type="checkbox"/>	◆
CKG0980	560 x 35 mm (22" x 1.3/8") pneumatyczne, ze szprychami (NC 1110)	<input type="checkbox"/>	260,00
CKA1000	305 x 50 mm, 12" x 2" pneumatyczne, plastikowa felga (NC:1020, 1030, 1050, 1060, 1110, 1111, 1210, 1220)	<input type="checkbox"/>	○
CKA1010	306 x 50 mm, 12" x 2" pełne, plastikowa felga (NC: 1020, 1030, 1050, 1060, 1110, 1111, 1210, 1220)	<input type="checkbox"/>	○
CIĄGI			
CKG1020	Aluminium anodyzowane	<input type="checkbox"/>	◆
CKG1030	Ciągi antypoślizgowe (NC : 1130)	<input type="checkbox"/>	316,00
OŚ TYLNEGO KOŁA			
CKA1040	Stala oś	<input type="checkbox"/>	○
CKG1050	Oś szybkozłączka	<input type="checkbox"/>	◆
POZYCJA TYLNYCH KÓŁ			
CKG1060	Standardowa pozycja kół tylnych (35 mm w przód / oś oparcia), NC: 1252	<input type="checkbox"/>	◆
CKG1070	Pasywna pozycja kół tylnych (35 mm w tył / oś oparcia)	<input type="checkbox"/>	○
POMPKA			
CKG1090	Pompka i wspornik	<input type="checkbox"/>	40,00
AKCESORIA RAMY			
CKA1101	Przedłużenie kół przednich (+50 mm na zewnątrz)	<input type="checkbox"/>	100,00
CKA1110	Oslony na szprychy 600 mm (24"), para (czarne)	<input type="checkbox"/>	468,00
CKA1111	Oslony na szprychy 560 mm (22"), para (przezroczyste)	<input type="checkbox"/>	468,00
HAMULEC			
CKG1120	Hamulec standardowy "Push to lock"	<input type="checkbox"/>	◆
CKG1125	Hamulec "Pull to lock" (do ciągnięcia)	<input type="checkbox"/>	○
CKG1130	Hamulec bębnowy dla opiekuna (włącznie z hamulcem typu push to lock)	<input type="checkbox"/>	836,00
AKCESORIA			
CKA1175	Zestaw transportowy z pasem bezpieczeństwa (NC: 1190, 1193, 1194, 1252)	<input type="checkbox"/>	296,00
CKG1190	Pas z Auto-Lockiem (NC: 1189, 1192, 1193, 1194)	<input type="checkbox"/>	236,00
CKA1189	Pas biodrowy 2 pkt., ctr-pull, m x 460 mm, mocowanie płaskie (NC: 1192, 1193, 1194)	<input type="checkbox"/>	796,00
CKA1192	Pas biodrowy 2 pkt., ctr-pull, l x 620 mm, mocowanie płaskie (NC: 1193, 1194)	<input type="checkbox"/>	796,00
CKA1193	Pas biodrowy 4 pkt., ctr-pull, m x 460 mm, mocowanie płaskie (NC: 1194)	<input type="checkbox"/>	948,00
CKA1194	Pas biodrowy 4 pkt., ctr-pull, l x 620 mm, mocowanie płaskie	<input type="checkbox"/>	948,00
CKG1196	Wsporniki przeciw-wywrotne tylne, para (NC: 1200)	<input type="checkbox"/>	316,00
CKG1200	Wsporniki przeciw-wywrotne tylne z pomocą do przechylenia, para	<input type="checkbox"/>	396,00
CKG1210	Zestaw świateł odblaskowych	<input type="checkbox"/>	◆
CKG1220	Drażek przedłużenia hamulca, para	<input type="checkbox"/>	104,00
Opcje dla osoby prowadzącej			
CKG1240	Uchwyt na kule	<input type="checkbox"/>	76,00
CKG1241	Uchwyt na kropiółkę z mocowaniem (dostępny tylko z odchylanym oparciem)	<input type="checkbox"/>	436,00
Aksesoria			
CKG1252	Uchwyt na butlę tlenową (tylko strona prawa), zalecane wsporniki przeciw-wywrotne	<input type="checkbox"/>	552,00
CKG1270	Akrylowy stolik terapeutyczny (dostępny tylko z podłokietnikami typu CKG0536 / 0596 i szer. siedziska 50,5 cm)	<input type="checkbox"/>	1 072,00
Łącznie			



0520

0533




0850

0860



0930



1060

1070



1120



1200

1220



1270