

Invacare® Action 5

Cena podstawowa brutto: **6 300,00 zł**

Pieczętka firmy:

Adnotacje:

- Proszę o zaznaczenie krzyżykiem w ramce wybranych elementów
- ◆ Standardowe elementy wyposażenia
- Bezpłatne
- (NC 9999) nie kompatybilny z NC9999

Kod	Waga pacjenta =	kg		zł																																																																																								
SJC0100	Action 5 Model podstawowy		<input type="checkbox"/>	6300,00																																																																																								
N	standard		<input type="checkbox"/>	◆																																																																																								
SJCSPEC	Model specjalny		<input type="checkbox"/>	na życzenie																																																																																								
Typ ramy																																																																																												
SJC0200	Rama odchylana		<input type="checkbox"/>	◆																																																																																								
Rodzaj napędu																																																																																												
SJC0300	Napęd samodzielny		<input type="checkbox"/>	◆																																																																																								
SIEDZISKO																																																																																												
Szerokość siedziska (SW)																																																																																												
SJC1000	305 mm/12" - maksymalna waga użytkownika 100 kg	(NC: 1190, 3400, 5010, 5020, 5030, 5040)	<input type="checkbox"/>	○																																																																																								
SJC1010	330 mm/13" - maksymalna waga użytkownika 100 kg	(NC: 1190, 3400, 5010, 5020, 5030, 5040)	<input type="checkbox"/>	○																																																																																								
SJC1020	355 mm/14" - maksymalna waga użytkownika 130 kg	(NC: 5010, 5020, 5030, 5040)	<input type="checkbox"/>	○																																																																																								
SJC1030	380 mm/15" - maksymalna waga użytkownika 130 kg		<input type="checkbox"/>	○																																																																																								
SJC1040	405 mm/16" - maksymalna waga użytkownika 130 kg		<input type="checkbox"/>	○																																																																																								
SJC1050	430 mm/17" - maksymalna waga użytkownika 130 kg		<input type="checkbox"/>	○																																																																																								
SJC1060	455 mm/18" - maksymalna waga użytkownika 130 kg		<input type="checkbox"/>	○																																																																																								
SJC1070	480 mm/19" - maksymalna waga użytkownika 130 kg		<input type="checkbox"/>	○																																																																																								
SJC1075	505 mm/20" - maksymalna waga użytkownika 130 kg -nie jest to wersja Heavy Duty	(NC: 1170)	<input type="checkbox"/>	○																																																																																								
SJC1078	530 mm/21" (z paskami za pięty) - maksymalna waga użytkownika 130 kg -nie jest to wersja Heavy Duty	(NC: 1170, 5010, 5020, 5030, 5040, 5300)	<input type="checkbox"/>	○																																																																																								
szerokość siedziska w mm <table border="1"> <thead> <tr> <th>mm</th> <th>305</th> <th>330</th> <th>355</th> <th>380</th> <th>405</th> <th>430</th> <th>455</th> <th>480</th> <th>505</th> <th>530</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>350</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>375</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>425</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>450</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>475</td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>500</td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <input type="checkbox"/> x max. waga użytkownika 100 kg <input checked="" type="checkbox"/> x waga użytkownika 130 kg </div>					mm	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530	350	x	x	x	x	x	x	x	x			375	x	x	x	x	x	x	x	x			400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	425	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	450	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	475			x	x	x	x	x	x	x	x	500			x	x	x	x	x	x	x	x
mm	305	330	355	380	405	430	455	480	505	530																																																																																		
350	x	x	x	x	x	x	x	x																																																																																				
375	x	x	x	x	x	x	x	x																																																																																				
400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																																																																		
425	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																																																																		
450	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																																																																		
475			x	x	x	x	x	x	x	x																																																																																		
500			x	x	x	x	x	x	x	x																																																																																		
Głębokość siedziska (SD)																																																																																												
SJC1170	350-400 mm / 14"-16" regulowana (dostarczana 375 mm / 15")	(NC: 5010, 5020, 5030, 5040)	<input type="checkbox"/>	○																																																																																								
SJC1180	400-450 mm / 16"-18" regulowana (dostarczana 425 mm / 17")		<input type="checkbox"/>	○																																																																																								
SJC1190	450-500 mm / 18"-20" regulowana (dostarczana 475 mm / 19")		<input type="checkbox"/>	○																																																																																								
Wysokość siedziska z przodu (FSTF) wózka, mierzona od podłoża do środka siedziska.																																																																																												
FSTF nigdy nie może być niższe niż RSTF																																																																																												
SJC1200	360 mm / 14" - tylko z kołami przednimi 4" (NC: 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3040, 3140, 3420, 3430)		<input type="checkbox"/>	○																																																																																								
SJC1210	385 mm / 15" - tylko z kołami przednimi 5" (NC: 1320, 1330, 1340, 1350, 1360, 3040, 3140)		<input type="checkbox"/>	○																																																																																								
SJC1220	410 mm / 16" - tylko z kołami przednimi 4" lub 5" (NC: 1330, 1340, 1350, 1360)		<input type="checkbox"/>	○																																																																																								
SJC1230	435 mm / 17" - niemożliwe z kołami przednimi 7" (NC: 1300, 1340, 1350, 1360)		<input type="checkbox"/>	○																																																																																								
SJC1240	460 mm / 18" (NC: 1300, 1310, 1350, 1360)		<input type="checkbox"/>	○																																																																																								
SJC1250	485 mm / 19" (NC: 1300, 1310, 1320, 1360)		<input type="checkbox"/>	○																																																																																								
SJC1260	510 mm / 20" - niemożliwe z kołami przednimi 4" (NC: 1300, 1310, 1320, 1330)		<input type="checkbox"/>	○																																																																																								
SJC1270	535 mm / 21" - tylko z kołami przednimi 7" (NC: 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 3030, 3130)		<input type="checkbox"/>	○																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>wysokość siedziska z przodu-FSTF</th> <th rowspan="2">Dostępna wysokość siedziska z tyłu</th> <th colspan="3">Wysokość siedziska z tyłu (z tyłu siedziska do podłoża-RSTF)</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>360</td> <td rowspan="10" style="text-align: center; vertical-align: middle;">→</td> <td>360</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>385</td> <td>360</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>410</td> <td>385</td> <td>360</td> <td></td> </tr> <tr> <td>435</td> <td>435</td> <td>410</td> <td>385</td> </tr> <tr> <td>460</td> <td>460</td> <td>435</td> <td>410</td> </tr> <tr> <td>485</td> <td>485</td> <td>460</td> <td>435</td> </tr> <tr> <td>510</td> <td>510</td> <td>485</td> <td>460</td> </tr> <tr> <td>535</td> <td></td> <td>510</td> <td>485</td> </tr> </tbody> </table>					wysokość siedziska z przodu-FSTF	Dostępna wysokość siedziska z tyłu	Wysokość siedziska z tyłu (z tyłu siedziska do podłoża-RSTF)							360	→	360			385	360			410	385	360		435	435	410	385	460	460	435	410	485	485	460	435	510	510	485	460	535		510	485																																														
wysokość siedziska z przodu-FSTF	Dostępna wysokość siedziska z tyłu	Wysokość siedziska z tyłu (z tyłu siedziska do podłoża-RSTF)																																																																																										
360	→	360																																																																																										
385		360																																																																																										
410		385	360																																																																																									
435		435	410	385																																																																																								
460		460	435	410																																																																																								
485		485	460	435																																																																																								
510		510	485	460																																																																																								
535			510	485																																																																																								

Wysokość siedziska z tyłu (RSTF) wózka, mierzona od podłoża do środka siedziska. RSTF nigdy nie może być wyższe niż FSTF - max różnica między FSTF i RSTF = - 80 mm lub 9°			
SJC1300	360 mm / 14" niemożliwe w kołami tylnymi 25"	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJC1310	385 mm / 15"	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJC1320	410 mm / 16"	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJC1330	435 mm / 17"	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJC1340	460 mm / 18"	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJC1350	485 mm / 19" niemożliwe z kołami tylnymi 22"	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJC1360	510 mm / 20" tylko w kołami tylnymi 25"	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Typ tapicerki siedziska			
SJC1500	Nylonowy pas z bezstopniową regulacją głębokości (- 50 mm / -2") siedziska z uchwytem na telefon pod siedziskiem	Tapicerka	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>
SJC1520	Tapicerka siedziska z regulacją naprężenia i głębokości -50 mm		<input type="checkbox"/> 445,50
OPARCIE			
Typ mocowania oparcia			
SJC2010	Z regulacją kąta od -15° do +15°, ustawione pod kątem 90° do szyny siedziska	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
SJC2020	Z regulacją kąta, składane (od -15° do +15°), składa się w przód na siedzisko i blokuje się w pozycji	<input type="checkbox"/>	895,50
*** Proszę wybrać oparcie ze stałą wysokością lub z regulacją wysokości ***			
Oparcie ze stałą wysokością (tapicerka przesuwana), mierzone od góry tapicerki siedziska do góry tapicerki oparcia			
SJC2100	Oparcie stałe 7°, niska wysokość 300 mm / 12", stałe krótkie rączki wys. 300-350 mm / 12"-14" ustawione na 300 mm/12" (3 pozycje, 25 mm / 1" stopnie za pomocą tapicerki) możliwe tylko z tapicerką Contour SJC2510! (NC: 8160, 8200)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJC2103	Oparcie stałe 7°, niska wysokość 325 mm / 13", stałe krótkie rączki wys. 300-350 mm / 12"-14" ustawione na 325 mm/13" (3 pozycje, 25 mm / 1" stopnie za pomocą tapicerki) możliwe tylko z tapicerką Contour SJC2510! (NC: 8160, 8200)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJC2106	Oparcie stałe 7°, niska wysokość 350 mm / 14", stałe krótkie rączki wys. 300-350 mm / 12"-14" ustawione na 350 mm/14" (3 pozycje, 25 mm / 1" stopnie za pomocą tapicerki) (NC: 8160, 8200)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJC2110	Oparcie stałe 7°, średnia wysokość 400 mm / 16", stałe długie rączki wys. 400-450 mm / 16"-18" ustawione na 400 mm/16" (3 pozycje, 25 mm / 1" stopnie za pomocą tapicerki)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJC2113	Oparcie stałe 7°, średnia wysokość 425 mm / 17", stałe długie rączki wys. 400-450 mm / 16"-18" ustawione na 425 mm/17" (3 pozycje, 25 mm / 1" stopnie za pomocą tapicerki)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
SJC2116	Oparcie stałe 7°, średnia wysokość 450 mm / 18", stałe długie rączki wys. 400-450 mm / 16"-18" ustawione na 450 mm/18" (3 pozycje, 25 mm / 1" stopnie za pomocą tapicerki)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJC2120	Oparcie stałe 7°, średnia wysokość 450 mm / 18", stałe długie rączki wys. 450-500 mm / 18"-20" ustawione na 450 mm/18" (3 pozycje, 25 mm / 1" stopnie za pomocą tapicerki)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJC2123	Oparcie stałe 7°, duża wysokość 475 mm / 19", stałe długie rączki wys. 450-500 mm / 18"-20" ustawione na 475 mm/19" (3 pozycje, 25 mm / 1" stopnie za pomocą tapicerki)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJC2126	Oparcie stałe 7°, duża wysokość 500 mm / 20", stałe długie rączki wys. 450-500 mm / 18"-20" ustawione na 500 mm/20" (3 pozycje, 25 mm / 1" stopnie za pomocą tapicerki)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Oparcie w regulacji wysokości (rurki oparcia przesuwane) mierzone od góry tapicerki siedziska do góry tapicerki oparcia			
SJC2300	Regulacja wysokości 360-400 mm / 14,5" - 16" ustawione na wys. 400 mm / 16"	<input type="checkbox"/>	337,50
SJC2310	Regulacja wysokości 410-490 mm / 16" - 119,5" ustawione na wys. 450 mm / 18"	<input type="checkbox"/>	337,50
Typ rączek do pchania (do wyboru po zaznaczeniu oparcia w regulacji wysokości)			
SJC2400	Bez rączek do pchania (7° zgięcia) (NC: 8160, 9100, 9200)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJC2410	Rączki - zestaw przesunięty do tyłu (typ REA) (7° zgięcia) (NC: 2505, 9000)	<input type="checkbox"/>	940,50
SJC2420	Rączki zintegrowane (teleskopowe 120-140mm / 5"-7" regulacji) (0° zgięcia)	<input type="checkbox"/>	855,00
Typ tapicerki oparcia			
SJC2505	Stala tapicerka, wyścielane pokrycie nylon&siatka z paskiem odblaskowym oraz kieszenią tylną (NC: 5500)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
SJC2510	Tapicerka regul. pasy Contour, pokrycie nylon&siatka z paskiem odblaskowym oraz kieszenią tylną (NC: 5500)	<input type="checkbox"/>	427,50
PODNOŻKI / PŁYTY POD STOPY			
Podnóżek prawy			
SJC3010	70° RH, prosty	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJC3020	80° RH, prosty	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
SJC3030	90° RH, prosty tylko z kołami przednimi 4" lub 5" (NC: 3200)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJC3040	Podnóżek podnoszony (0° - 80°) RH (NC: 3400, 5400)	<input type="checkbox"/>	445,50
SJC3050	Podnóżek dla amputanta RH (NC : 3200, 3210, 5300, 5400, 9400)	<input type="checkbox"/>	675,00
Podnóżek lewy			
SJC3110	70° LH, prosty	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJC3120	80° LH, prosty	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJC3130	90° LH, prosty tylko z kołami przednimi 4" lub 5" (NC: 3300)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJC3140	Podnóżek podnoszony (0° - 80°) LH (NC: 3400, 5400)	<input type="checkbox"/>	445,50
SJC3150	Podnóżek dla amputanta LH (NC : 3300, 3310, 5300, 5400, 9400)	<input type="checkbox"/>	675,00
Płyta pod stopę, prawa			
SJC3200	Płyta pod stopy podnoszona do góry RH (nc: 3410)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
SJC3210	Płyta pod stopy z regulacją kąta i głębokości RH	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Płyta pod stopę, lewa			
SJC3300	Płyta pod stopy podnoszona do góry LH (NC: 3410)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
SJC3310	Płyta pod stopy z regulacją kąta i głębokości LH	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Rurka podnóżka (podane UL tylko dla regulowanego podnóżka. Dodaje +15mm ze stałą płytą pod stopy)			
SJC3400	Rama odchylana, rurka zamontowana wysoko dla UL 160 - 375 mm (NC: 9400)	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJC3410	Rama odchylana, rurka krótka dla UL 285 - 375 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJC3420	Rama odchylana, rurka standardowa dla UL 295 - 420 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
SJC3430	Rama odchylana, rurka długa UL 400 - 525 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
PODŁOKIETNIKI			
BŁOTNIKI / BOCZKI (para)			
SJC3750	Boczki	niemożliwe w połączeniu z podłokietnikami	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/>

Podłokietnik, prawy (RH)																																																
SJC4010	Zdejmowany RH, z regulacją wysokości (No.1) T-arm, krótki (280mm), regulowany na szynie siedziska o 150mm	<input type="checkbox"/>	445,50																																													
SJC4030	Odchylany, zdejmowany z regulacją wysokości RH (No. 3), krótki (280mm), odwracany, zwiększa przód o 50mm	<input type="checkbox"/>	445,50																																													
SJC4060	Zdejmowany HEMI RH (No. 4), podłokietnik typ Hemi dartex 440 mm	<input type="checkbox"/>	585,00																																													
Podłokietnik, lewy (LH)																																																
SJC4110	Zdejmowany LH, z regulacją wysokości (No.1) T-arm, krótki (280mm), regulowany na szynie siedziska o 150mm	<input type="checkbox"/>	445,50																																													
SJC4130	Odchylany, zdejmowany z regulacją wysokości LH (No. 3), krótki (280mm), odwracany, zwiększa przód o 50mm	<input type="checkbox"/>	445,50																																													
SJC4160	Zdejmowany HEMI LH (No. 4), podłokietnik typ Hemi dartex 440 mm	<input type="checkbox"/>	585,00																																													
AKCESORIA SIEDZISKA																																																
SJC5000	Poduszka piankowa 50mm /2", pokrycie nylonowe, antypoślizgowe	<input type="checkbox"/>	◆																																													
SJC5010	Poduszka Visco	<input type="checkbox"/>	1 174,50																																													
SJC5020	Poduszka Image	<input type="checkbox"/>	2 079,00																																													
SJC5030	Poduszka Lite	<input type="checkbox"/>	526,50																																													
SJC5040	Poduszka solution xtra	<input type="checkbox"/>	2 295,00																																													
SJC5100	Klips do utrzymania złożenia wózka	<input type="checkbox"/>	◆																																													
SJC5300	Pasy za pięty, regulowane	<input type="checkbox"/>	◆																																													
SJC5400	Pasy za łydki, regulowane	<input type="checkbox"/>	○																																													
SJC5500	Tylny drążek poprzeczny, składany	<input type="checkbox"/>	742,50																																													
KOLORY RAMY																																																
SJC6000	perłowo biały	<input type="checkbox"/>	○																																													
SJC6010	antracytowy czarny	<input type="checkbox"/>	○																																													
SJC6020	niebieski-pop blue	<input type="checkbox"/>	○																																													
SJC6030	bordowy	<input type="checkbox"/>	○																																													
SJC6040	zielony-electric green	<input type="checkbox"/>	○																																													
SJC6050	fioletowy-hypnotic purple	<input type="checkbox"/>	○																																													
SJC6060	perłowo szary	<input type="checkbox"/>	○																																													
SJC6070	matowy czarny	<input type="checkbox"/>	○																																													
SJC6080	intensywny żółty	<input type="checkbox"/>	○																																													
SJC6090	pomarańczowy-vibrating orange	<input type="checkbox"/>	○																																													
Kolory akcentów (talerz koła tylnego, widelce, płytki na mocowaniu kółek przednich, zatyczka szybkozłączki)																																																
SJC6100	Srebrny płytki na mocowaniu kółek przednich czarne	<input type="checkbox"/>	◆																																													
SJC6110	Niebieski	<input type="checkbox"/>	○																																													
SJC6200	Fioletowy	<input type="checkbox"/>	○																																													
KÓŁKA PRZEDNIE																																																
SJC7000	4" x 1 1/4" (100 x 30mm) softroll	<input type="checkbox"/>	○																																													
SJC7020	4" x 3/4" (100 x 20 mm) pełne	<input type="checkbox"/>	○																																													
SJC7030	4" x 1" (100 x 25 mm) pełne, "świecące"	<input type="checkbox"/>	175,50																																													
SJC7040	4" x 1 3/8" (100 x 35 mm) alu softroll	<input type="checkbox"/>	○																																													
SJC7055	5" x 1" (125 x 25 mm) pełne	<input type="checkbox"/>	○																																													
SJC7060	5" x 1" (125 x 25 mm) pełne, "świecące"	<input type="checkbox"/>	175,50																																													
SJC7070	5" x 1 3/8" (125 x 35 mm) alu softroll	<input type="checkbox"/>	◆																																													
SJC7080	6" x 1" (150 x 25 mm) pełne	<input type="checkbox"/>	175,50																																													
SJC7090	6" x 1 1/4" (150 x 30 mm) pneumatyczne	<input type="checkbox"/>	175,50																																													
SJC7100	6" x 1 3/8" (150 x 35 mm) alu softroll	<input type="checkbox"/>	175,50																																													
SJC7110	7" x 1 1/4" (180 x 30 mm) pełne	<input type="checkbox"/>	175,50																																													
	Koła przednie w funkcji przedniej wysokości siedziska (FSTF)																																															
	rozmiar koła przedniego	<table border="1"> <thead> <tr> <th>mm</th> <th>360</th> <th>385</th> <th>410</th> <th>435</th> <th>460</th> <th>485</th> <th>510</th> <th>535</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4"</td> <td>x</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5"</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6"</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7"</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>	mm	360	385	410	435	460	485	510	535	4"	x		x	x	x	x			5"		x	x	x	x	x	x		6"				x	x	x	x		7"					x	x	x	x	
mm	360	385	410	435	460	485	510	535																																								
4"	x		x	x	x	x																																										
5"		x	x	x	x	x	x																																									
6"				x	x	x	x																																									
7"					x	x	x	x																																								
TYLNE KOŁA																																																
Rodzaj tylnego koła																																																
SJC7200	22" (560 mm) standard, szprychy krzyżowane (NC: 7320, 7410)	<input type="checkbox"/>	220,50																																													
SJC7210	22" (560 mm) lekkie, szprychy radialne, czarna felga & piasta, 6-punktowe ciągi (NC: 7320, 7410, 8000, 8160)	<input type="checkbox"/>	220,50																																													
SJC7230	24" (610 mm) standard, szprychy krzyżowane (NC: 7320)	<input type="checkbox"/>	◆																																													
SJC7240	24" (610 mm) lekkie, szprychy radialne, czarna felga & piasta, 6-punktowe ciągi (NC: 7410, 8000, 8160)	<input type="checkbox"/>	220,50																																													
SJC7244	24" (610 mm) Spinergy-czarne (NC: 7300, 7305, 7410, 8000, 8160)	<input type="checkbox"/>	2 245,50																																													
SJC7250	25" (635 mm), lekkie, szprychy radialne, czarna felga & piasta, 6-punktowe ciągi (NC: 7300, 7305, 7410, 8000, 8160)	<input type="checkbox"/>	670,50																																													
SJC7260	25" (635 mm) Spinergy-czarne (NC: 7300, 7305, 7410, 7420, 7435, 8000, 8160)	<input type="checkbox"/>	2 245,50																																													
	Koła tylne w funkcji tylnej wysokości siedziska (RSTF)																																															
	Rozmiar koła tylnego	<table border="1"> <thead> <tr> <th>mm</th> <th>360</th> <th>385</th> <th>410</th> <th>435</th> <th>460</th> <th>485</th> <th>510</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22"</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24"</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25"</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>	mm	360	385	410	435	460	485	510	22"	x	x	x	x	x			24"	x	x	x	x	x	x		25"		x	x	x	x	x	x														
mm	360	385	410	435	460	485	510																																									
22"	x	x	x	x	x																																											
24"	x	x	x	x	x	x																																										
25"		x	x	x	x	x	x																																									
Typ opony																																																
SJC7300	Pełna szara 1 3/8" (35 mm)	<input type="checkbox"/>	◆																																													
SJC7305	Pneumatyczna szara 1 3/8" (35 mm), bieżnik blokowy	<input type="checkbox"/>	○																																													
SJC7310	Hp pneumatyczna szara i czarna 1" (25 mm)	<input type="checkbox"/>	220,50																																													
SJC7320	Pneumatyczna Schwalbe Marathon Plus Evo 1" (25 mm)	<input type="checkbox"/>	310,50																																													
Typ ciągów																																																
SJC7400	Ciągi aluminiowe	<input type="checkbox"/>	◆																																													
SJC7410	Ciągi stal nierdzewna tylko ze standardowym kołem, szprychy krzyżowane 24" SJC7230	<input type="checkbox"/>	220,50																																													
SJC7420	Ciągi - pokrycie czarne antypoślizgowe	<input type="checkbox"/>	355,50																																													

OŚ TYLNEGO KOŁA			
SJC7500	Oś na szybkozłączce	<input type="checkbox"/>	◆
POZYCJA TYLNYCH KÓŁ			
SJC7600	Bardzo aktywna pozycja kół tylnych od przodu oparcia do pozycji osi + 4" (100 mm)	<input type="checkbox"/>	○
SJC7610	Aktywna pozycja kół tylnych od przodu oparcia do pozycji osi + 3" (75 mm)	<input type="checkbox"/>	○
SJC7620	Średnio aktywna pozycja kół tylnych od przodu oparcia do pozycji osi + 2" (50 mm)	<input type="checkbox"/>	○
SJC7630	Standardowa pozycja kół tylnych od przodu oparcia do pozycji osi + 1" (25 mm)	<input type="checkbox"/>	◆
Kąt kambera			
SJC7700	0°kamber	<input type="checkbox"/>	◆
SJC7710	1°kamber	<input type="checkbox"/>	○
SJC7720	2°kamber	<input type="checkbox"/>	○
SJC7730	3°kamber	<input type="checkbox"/>	○
SJC7740	4°kamber	<input type="checkbox"/>	○
Akcesoria wózka			
SJC8000	Kołpaki (para) przezroczyste (poza kol. czarnym dla standardowych kół, szprychy krzyżowane 24" SJC7230)	<input type="checkbox"/>	526,50
SJC8020	Pompka - niskie ciśnienie	<input type="checkbox"/>	45,00
SJC8030	Pompka - wysokie ciśnienie	<input type="checkbox"/>	130,50
TYP HAMULCÓW			
SJC8100	Hamulce standardowe "Push to lock"	<input type="checkbox"/>	○
SJC8110	hamulce do ciągnięcia "Pull to lock"	<input type="checkbox"/>	◆
SJC8120	Hamulce "Push to lock" z wydłużeniem	<input type="checkbox"/>	117,00
SJC8130	hamulce do ciągnięcia "Pull to lock" z wydłużeniem	<input type="checkbox"/>	117,00
SJC8160	Hamulce bębnowe dla opiekuna (włączając standardowe hamulce "push to lock") możliwe tylko ze standardowymi kołami 22" & 24", szprychy krzyżowane	<input type="checkbox"/>	940,50
AKCESORIA BEZPIECZEŃSTWA			
SJC8200	Zestaw transportowy z pasem biodrowym (NC: 8300)	<input type="checkbox"/>	157,50
SJC8300	Pas biodrowy z zapięciem zatrzaskowym	<input type="checkbox"/>	90,00
SJC8500	Tylny wspornik antywywrotny, active RH (NC: 8550, 9200)	<input type="checkbox"/>	400,50
SJC8550	Tylny wspornik antywywrotny, active LH (NC: 9100)	<input type="checkbox"/>	400,50
SJC8600	Zestaw świateł odblaskowych (na koła)	<input type="checkbox"/>	◆
OPCJE DLA OPIEKUNA			
SJC9000	Uchwyt na kulę	<input type="checkbox"/>	112,50
SJC9100	Pomoc do przechylania (LH)	<input type="checkbox"/>	220,50
SJC9200	Pomoc do przechylania (RH)	<input type="checkbox"/>	220,50
AKCESORIA			
SJC9400	Uchwyt na pudełko	<input type="checkbox"/>	580,50
	Łącznie		