

Invacare® BORA



Waga użytkownika: max. 130 kg

Cena podstawowa brutto: 16.900,00 zł

Pieczętka firmy:

Adnotacje:

- Proszę o zaznaczenie krzyżykiem w ramce wybranych elementów
 Standardowe elementy wyposażenia
 Bezpłatne
(NC 9999) = nie kompatybilny z opcją 9999

	Waga pacjenta =	kg		
Numer art.	Opis			zł
ASA0064	Bora model podstawowy (Nowa wersja)		<input type="checkbox"/>	16 900,00
ASZ0064	Bora model specjalny (Nowa wersja)		<input type="checkbox"/>	na zapytanie
Waga użytkownika				
	0 - 60 kg		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
	61 - 65 kg		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
	66 - 70 kg		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
	71 - 75 kg		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
	76 - 125 kg		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
	126 - 130 kg		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Typ siedziska				
ASA2100	Siedzisko Modulite NC 1291, 1292		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rama i płyta siedziska / siedzisko przesuwne				
ASA2110	Jednoczęściowa płyta siedziska szer. 43 cm (regulowana podłokietnikami 440-480 mm) 1093, 1094, 2113, 2121, 2123, 2124, 2162, 2163, 2173, 2179, 2192, 2193, 2194, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1719, 2179, 2108) NC		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ASA2111	Teleskopowa rama siedziska i płyta z szynami bocznymi szer. 380 do 530 mm (dodatkowo 50 mm przez podłokietniki) (NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+/2173))		<input type="checkbox"/>	2 875,00
ASA2112	Teleskopowa rama siedziska i płyta z szynami bocznymi szer. 380 do 530 mm (dodatkowo 50 mm przez podłokietniki) + 30 mm wysokość siedziska (NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+/2173))		<input type="checkbox"/>	2 900,00
Ustawienie szerokości siedziska dla regulowanej ramy siedziska				
ASA2121	380 mm płyta siedziska (dodatkowo 50 mm poprzez podłokietniki), może być zredukowana do 330 mm w połączeniu z podłokietnikami zwężanymi NC 2110, 2143, (2136+1092+1367)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
ASA2122	430 mm płyta siedziska (dodatkowo 50 mm poprzez podłokietniki) NC (2136+1092+1367)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ASA2123	480 mm płyta siedziska (dodatkowo 50 mm poprzez podłokietniki) NC 2110, (2136+1092+1367)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
ASA2124	530 mm płyta siedziska (dodatkowo 50 mm poprzez podłokietniki) (NC 2110, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, (2111+/2192/2194+/2173), (2132+2147); (2134/2136+1092+1367)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Ustawienie głębokości siedziska				
ASA2132	410 mm (NC 2196, 2197, 2198, (2181/2191/2183+2113), (2124+2147/2144), (2195+1607/1404/1405); (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253))		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
ASA2134	460 mm NC (2124+1092+1367); (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
ASA2136	510 mm NC 2143; (2121/2122/2123/2124+1092+1367)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Poduszka siedziska (rozmiar zgodnie z ustawieniami ramy siedziska)				
ASA2141	Standardowa poduszka piankowa grubość 50 mm (NC 2111, 2152, 2153)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ASA2142	Poduszka Matr Flo-tech Lite (75 mm do 127 kg) / Contour (100 mm do 191 kg)		<input type="checkbox"/>	825,00
ASA2143	Poduszka Matr Flo-tech Contour Visco 430x430 mm [max. waga użytkownika 125 kg] (NC 2136, 2121, 2124)		<input type="checkbox"/>	975,00
ASA2147	Poduszka Matr Libra, grubość 90 mm, Standard (do 136 kg); HD (do 227 kg) NC 2124+2132		<input type="checkbox"/>	2 455,00
Oparcie (do tapicerki z regulacją naprężenia / poduszek Matrix)				
ASA2161	Rama oparcia, zdejmowana, wys. 480 mm (tylko z jednoczęściową płytą siedziska, ustawienia ręczne) (NC 2107, 2108, 2111, 2173, 0977)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ASA2163	Rurki pionowe oparcia krótkie (480 mm) z uchwyty regulowanymi (NC 2110, 2173)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Oparcie (do oparc Flex3 / tapicerki z regulacją naprężenia / poduszek Matrix)				
ASA2162	Rurki pionowe oparcia długie (540 mm) z uchwyty regulowanymi (NC 2110)		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
Rączki do prowadzenia do rurek pionowych				
ASA2107	Rurki pionowe z rączkami do prowadzenia NC 2161		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

ASA2108	Rurki pionowe bez rączek do prowadzenia NC 2161, 1307, 1378, 1495, 2220, 2227, 2228, 1720, 1602, 1616, 1643, 1644, 1618, 1640, 1645, 1802, 1554, 1504, 1891, 1892, 1594, 1595, 1511 (2170, 2171/2174/2175/2176/2177/2178+1350/1432/1427), 2245	□	○
Tapicerka oparcia / poduszka			
ASA2171	Regulowane napięcie (długość=540 mm/krótkie=480 mm) (NC 2152,2153, 2154, 1496, 1445, 1446 (2108+1350/1432/1427), 2229	□	◆
ASA2179	Regulowane napięcie Flex3 (długość=540 mm / krótkie=480 mm) NC 2110, 2151, 2153, 2192, 2193, 2194, 2199, 1446, 1094, 1719, 2229	□	1 125,00
ASA2173	Regulowane płyty oparcia Flex3 z poduszką Laguna (NC 2110, 2161, 2163, (2111/+2124+2192/2194)	□	995,00
ASA2174	Oparcie Matrix Posture Back, wys. 400 mm (tkanina Mesh) (NC 1445, 1446, 2124, (2108+1350/1432/1427))	□	3 380,00
ASA2175	Oparcie Matrix Posture Back, wys. 500 mm (tkanina Mesh) (NC 1445, 1446, 2124, (2108+1350/1432/1427))	□	3 380,00
ASA2176	Oparcie Matrix Elite Back, wys. 500 mm (tkanina Mesh) (NC 1445, 1446, 2124, (2108+1350/1432/1427))	□	3 380,00
ASA2177	Oparcie Matrix Elite TR Back, wys. 500 mm (tkanina Mesh) (NC 1445, 1446, 2124, (2108+1350/1432/1427))	□	3 380,00
ASA2178	Oparcie Matrix Eliet Deep Back, wys./ 500 mm (tkanina Mesh) (NC 1445, 1446, 2124, (2108+1350/1432/1427))	□	4 140,00
Kolor tapicerki			
ASA2151	Czarna tkanina (nylon w 2141, 2-stronny materiał stretch w 2142, 2143) NC 2179	□	◆
ASA2152	Czarny dartex (NC 2141, 2171)	□	○
ASA2153	wersja LK (kolor czarny z pomarańczowym szwem) (NC 2141, 2171, 2179)	□	1 350,00
Boczki			
ASA2191	Boczki "T-Arm", zdejmowane NC (2132+2113); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	□	◆
ASA2181	Boczki "T-Arm", zdejmowane, (50 mm wyższe) NC (2132+2113); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	□	○
ASA2198	Wyściełane boczki z zintegrowaną osłoną ubrań NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199	□	1 145,00
ASA2183	Boczki zwężane (25 mm po każdej stronie) NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	□	495,00
ASA2193	Boczki podnoszone (flip-up) NC 2110, 1445, 1446, 2179	□	1 095,00
ASA2192	Boczki wysuwane (regulacja wysokości 230 - 300 mm) NC 2110, 1445, 1446, (2109/2111/2112+2124+2172/2173), 2179, (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	□	1 480,00
ASA2194	Boczki wysuwane (regulacja wysokości 300 - 360 mm) NC 2110, 1445, 1446, (2109/2111/2112+2124+2172/2173), 2179, (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	□	1 480,00
Podłokietniki			
ASA2195	Krótki podłokietnik (325 mm) NC 2198, (2132+1607/1404/1405)	□	◆
ASA2196	Podłokietnik wydłużony (375 mm) (NC 2132, 2198)	□	○
ASA2197	Podłokietnik długi ergonomiczny (397 mm) (NC 2132, 2198)	□	275,00
ASA2199	Podłokietnik miękki (NC 2198, 2179, 1611, (1503+1707/1708)	□	990,00
Peloty biodrowe strona lewa (do podłokietników T-arm, wysuwanych oraz Flip up)			
ASA2184	Pelota biodrowa lewa, wyściółka 140 x 100 mm NC 2110, 2198, 2183); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	□	1 605,00
ASA2186	Pelota biodrowa lewa, wyściółka 230 x 100 mm NC 2110, 2198, 2183); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	□	1 705,00
ASA2188	Pelota biodrowa lewa, wyściółka 330 x 100 mm NC 2110, 2198, 2183); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	□	1 705,00
Peloty biodrowe strona prawa (do podłokietników T-arm, wysuwanych oraz Flip up)			
ASA2185	Pelota biodrowa prawa, wyściółka 140x100 mm NC 2110, 2198, 2183); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	□	1 605,00
ASA2187	Pelota biodrowa prawa, wyściółka 230x100 mm NC 2110, 2198, 2183); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	□	1 705,00
ASA2189	Pelota biodrowa prawa, wyściółka 330x100 mm NC 2110, 2198, 2183); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253)	□	1 705,00
Zaglówek (dartex)			
ASA1350	Zaglówek z reg. Głębokości NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2229	□	975,00
ASA1432	Zaglówek regulowany na boki NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2229	□	1 245,00
ASA1427	Zaglówek ze wsparciem policzków NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178), 2229	□	1 295,00
ASA2125	Zaglówek z wyściółką 260 mm (TYLKO W POŁĄCZENIU Z STEROWANIEM BRODĄ 2229+1288/1289), NC 2171, 2179, 2201, 2203, 2204	□	○
Stabilizacja boczna (para, dartex)			
ASA1446	Peloty boczne z wydłużonym ramieniem, sztywna wyściółka NC 2171, 2174, 2175, 2176, 2192, 2193, 2194, 2179	□	1 460,00
ASA1445	Peloty boczne z wydłużonym ramieniem, wyściółka z multiregulacją NC 2171, 2174, 2175, 2176, 2192, 2193,2194	□	2 225,00
Kąt siedziska / podnoszenie siedziska			
ASA1091	Ręczna regulacja kąta nachylenia siedziska (0° - 20°)	□	◆
ASA1092	Elektryczna regulacja kąta nachylenia siedziska (0° - 20°) NC 1438, (2121/2122/2123+2136+1367), (2124+2134/2136+1367), 2201	□	4 450,00
ASA1093	Elektryczna regulacja kąta nachylenia siedziska (0° - 30°) NC 1264, 2110, Shark, sterowniki P&G, 1438, 2201	□	6 145,00
ASA1094	Elektryczna winda siedziska z elektrycznym odchylem kąta siedziska 30 cm, 30° NC 2110, Shark, VR2, 1264, 1438, 2201	□	11 875,00
Adapter wysokości siedziska (tylko jeżeli wcześniej wybrano opcję 1091 lub 1092)			
ASA2139	Adapter wysokości siedziska (+15 mm), wydłużona wysokość by umożliwić przesunięcie Modulite dalej do tyłu NC 1093, 1094	□	○
Regulacja kąta nachylenia oparcia			
ASA0975	Stopniowa regulacja kąta nachylenia (stopnie co 3,75°)	□	◆
ASA0977	Elektryczna regulacja nachylenia NC 2161, 2201	□	4 950,00
PODNOŻKI			
Podnóżek LH			
ASA0565	Standardowy podnóżek, 80° LH (NC 0546, 0547, 0549, 0509)	□	◆
ASA0575	Podnóżek z ręczną regulacją wysokości LH (NC 0546, 0547, 0549, 0509)	□	550,00
ASA0536	Podnóżek VARI F LH (NC 0566, 0576)	□	640,00
ASA0537	Podnóżek VARI A LH (NC 0566, 0576, 0505, 0371, 0373)	□	830,00
ASA0539	Podnóżek ADE 0° - 80° (elektr.) LH (NC 0566, 0576, 0505, 0371, 0373, Shark, 2201)	□	3 960,00
Podnóżek RH			

ASA0566	Standardowy podnózek, 80° RH (NC 0536, 0537, 0539, 0506)	<input type="checkbox"/>	◆
ASA0576	Podnózek z ręczną regulacją wysokości RH (NC 0536, 0537, 0539, 0506)	<input type="checkbox"/>	550,00
ASA0546	Podnózek VARI F RH (NC 0565, 0575)	<input type="checkbox"/>	640,00
ASA0547	Podnózek VARI A RH (NC 0565, 0575, 0502, 0371, 0373)	<input type="checkbox"/>	830,00
ASA0549	Podnózek ADE 0° - 80° (elektr.) RH (NC 0565, 0575, 0502, 0371, 0373, Shark, 2201)	<input type="checkbox"/>	3 960,00
Rodzaj płyty pod stopy LH			
ASA0505	Stała płyta pod stopy, lewa (NC 0537, 0539)	<input type="checkbox"/>	◆
ASA0509	Płyta pod stopy z regulowanym kątem, lewa (NC 0565, 0575)	<input type="checkbox"/>	375,00
ASA0511	Płyta pod stopy z regulowanym kątem i głębokością, lewa	<input type="checkbox"/>	535,00
Rodzaj płyty pod stopy RH			
ASA0502	Stała płyta pod stopy, prawa (NC 0549, 0547)	<input type="checkbox"/>	◆
ASA0506	Płyta pod stopy z regulowanym kątem, prawa (NC 0566, 0576)	<input type="checkbox"/>	375,00
ASA0508	Płyta pod stopy z regulowanym kątem i głębokością, prawa	<input type="checkbox"/>	535,00
PULPIT STEROWNICZY			
Joysticki LiNX			
Joysticki LiNX dla użytkownika wraz z odpowiednimi uchwytami			
ASD2201	Joystick LiNX z jedną funkcją jezdną i modulem Drive: DLX-REM110=Drive Only NC 1367, 1437, 1092, 1093, 1094, 0977, 0539, 0549, 0531; (2220+1283) 2231, 2232, 2229, 2125	<input type="checkbox"/>	425,00
ASD2203	Joystick LiNX z 3 funkcjami jezdnyimi i modulem zasilającym z 2 sterownikami:DLX-REM211= Drive & Actuators NC 1367, 1437, 2231, 2232, 2229, 2125	<input type="checkbox"/>	1 175,00
ASD2204	Joystick LiNX z 3 funkcjami jezdnyimi i modulem zasilającym z 2 sterownikami& oświetleniem: DLX-REM216= Drive, Actuators & Light	<input type="checkbox"/>	1 950,00
ASA2205	Sterowanie REHAB LiNX, interfejs dotykowy dla użytkownika DLX-REM400, wtyczki jack konfigurowalne NC 2220	<input type="checkbox"/>	2 080,00
ASA2206	Sterownik REHAB LiNX bez joysticka, dla alternatywnego dostępu użytkownika DLX-REM500 NC 2220	<input type="checkbox"/>	3 265,00
Pozycja montażu joysticka			
ASD1207	Standardowy uchwyt RH NC 1404	<input type="checkbox"/>	○
ASD1208	Standardowy uchwyt LH NC 1405	<input type="checkbox"/>	○
ASD1707	Odchylany uchwyt RH NC 1404	<input type="checkbox"/>	1 245,00
ASD1708	Odchylany uchwyt LH NC 1405	<input type="checkbox"/>	1 245,00
ASD2227	Uchwyt RH dla osoby prowadzącej NC 2219, 2245, 2108	<input type="checkbox"/>	○
ASD2228	Uchwyt LH dla osoby prowadzącej NC 2219, 2245, 2108	<input type="checkbox"/>	○
ASX2239	Indywidualne mocowanie na specjalne życzenie - WYMAGA DODATKOWEJ INFORMACJI / SPECYFIKACJI	<input type="checkbox"/>	NA ZAPYTANIE
Uchwyty do LiNX REM500 (tylko wyświetlacz)			
ASA2209	Odchylany RH, multi-regulowany NC (2251+2217), 1404	<input type="checkbox"/>	◆
ASA2210	Odchylany LH, multi-regulowany NC (2251+2218), 1405	<input type="checkbox"/>	○
ASA2213	Montaż centralny, odchylany RH, Nucleus NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415	<input type="checkbox"/>	7 075,00
ASA2214	Montaż centralny, odchylany LH, Nucleus NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339	<input type="checkbox"/>	7 075,00
ASZ2239	Indywidualne mocowanie na specjalne życzenie - WYMAGA DODATKOWEJ INFORMACJI / SPECYFIKACJI	<input type="checkbox"/>	NA ZAPYTANIE
Joysticki DUALNE LiNX + uchwyty			
ASD2220	DUAL Control LiNX (DLX-REM050 jak drugi Joystick dla osoby prow.) NC 2108, 2202, 2221, 2222, 2223, (2201+1283)	<input type="checkbox"/>	2 245,00
ASD2219	Compact DUAL Control LiNX (DLX-ACU200) NC 1221, 1222, 2108, (2227/2228+2201/2203/2204/2205)	<input type="checkbox"/>	4 655,00
ASD1207	Standardowy uchwyt RH	<input type="checkbox"/>	○
ASD1208	Standardowy uchwyt LH	<input type="checkbox"/>	○
JEŻELI KILKA JOYSTICKÓW (LUB JOYSTICK + REM500) POWINNO BYĆ ZAMONTOWANYCH NA JEDNYM ŚRODKU, PROSIMY WYBRAĆ OPCJĘ SPECJALNEGO MONTOWANIA 2215!			
LiNX - kompaktowe sterowania i uchwyty			
Wymaga pierwotnego sterowania (REM400 lub REM500)			
ASA2231	Proporcjonalny kompaktowy joystick DLX-CR400 NC 2201, 2203, 2204;	<input type="checkbox"/>	7 045,00
ASA2232	Proporcjonalny kompaktowy joystick Low Force DLX-CR-400LF NC 2201, 2203, 2204;	<input type="checkbox"/>	7 980,00
ASA2207	Montaż po str. prawej NC 1404, ((1207/1707+2205); (2209/2213+2206), (2251+2217)	<input type="checkbox"/>	◆
ASA2208	Montaż po str. lewej NC 1405, ((1208/1708+2205); (222210/2214+2206), (2251+2218)	<input type="checkbox"/>	○
ASA2213	Montaż centralny, odchylany RH, Nucleus NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415; (1207/1707+2205); (2209/2213+2206)	<input type="checkbox"/>	7 075,00
ASA2214	Montaż centralny, odchylany LH, Nucleus NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339; (1208/1708+2205); (2210/2214+2206)	<input type="checkbox"/>	7 075,00
ASZ2215	Indywidualne mocowanie na specjalne życzenie - WYMAGA DODATKOWEJ INFORMACJI / SPECYFIKACJI	<input type="checkbox"/>	NA ZAPYTANIE
Alternatywne Joysticki & wejścia i uchwyty			
Wymaga sterowania REHAB jako sterowania pierwotnego (DLX-REM400 lub DLX-REM500)			
Sterowanie brodą i uchwyty			
ASA2229	Proporcjonalny Joystick do sterowania brodą (ASL138) NC 2201, 2203, 2204	<input type="checkbox"/>	20 645,00
ASA1289	Uchwyt odchylany RH, manualny (ASL628) (tylko w połączeniu z zagłówkiem 2125) NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495	<input type="checkbox"/>	◆
ASA1288	Uchwyt odchylany LH, manualny (ASL628) (tylko w połączeniu z zagłówkiem 2125) NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1496	<input type="checkbox"/>	○

Alternatywne kontrole siedziska				
LiNX przyciski 10-way				
ASD2251	10-way switch DLX-SW10-A dla bezpośredniego dostępu do elektryki siedziska (zawiera wiązkę kabli do połączenia + dodatkowy Jack do trybu włącznika	<input type="checkbox"/>		2 690,00
ASD2217	Uchwyt RH, montowany dla użytkownika NC 2209, 2213, (2231/2232+2207)	<input type="checkbox"/>		○
ASD2218	Uchwyt LH, montowany dla użytkownika NC 2210, 2214; (2231/2232+2208)	<input type="checkbox"/>		○
ASD2227	Uchwyt RH, montowany dla opiekuna	<input type="checkbox"/>		○
ASD2228	Uchwyt LH, montowany dla opiekuna	<input type="checkbox"/>		○
ASD2252	Wiązka kabli do gniazd typu jack dla "Mode" & "Drive" (zawiera połączenie do przełącznika 10-way)	<input type="checkbox"/>		495,00
Akcesoria LiNX (nie zamontowane)				
Port ładowania USB				
ARH2253	Port ładowania USB DLX-USB02-A NC 2110, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189)	<input type="checkbox"/>		1 080,00
ARH2207	Montaż po stronie prawej	<input type="checkbox"/>		○
ARH2208	Montaż po stronie lewej	<input type="checkbox"/>		○
Pozostałe komponenty / akcesoria				
ARH2300	tylko do dołożenia	<input type="checkbox"/>		◆
ARW2301	do podłączenia i zaprogramowania (wykonanie specjalne)	<input type="checkbox"/>		NA ZAPYTANIE
Przycisk EGG (wymagana wiązka 2252, jeżeli nie wybrano REM400 lub REM500)				
ASA2254	Przycisk EGG, czarny	<input type="checkbox"/>		760,00
Przyciski Buddy buttons				
ASD1685	czerwony Buddy Button	<input type="checkbox"/>		760,00
ASD1686	żółty Buddy Button	<input type="checkbox"/>		760,00
ASD1687	zielony Buddy Button	<input type="checkbox"/>		760,00
ASD1690	niebieski Buddy Button	<input type="checkbox"/>		760,00
Przyciski Piko Buttons				
ASD1711	czerwony Piko Button	<input type="checkbox"/>		920,00
ASD1712	żółty Piko Button	<input type="checkbox"/>		920,00
ASD1713	zielony Piko Button	<input type="checkbox"/>		920,00
ASD1714	pomarańczowy Piko Button	<input type="checkbox"/>		920,00
ASD1715	niebieski Piko Button	<input type="checkbox"/>		920,00
ASD1716	czarny Piko Button	<input type="checkbox"/>		920,00
Sterowniki SHARK + uchwyty				
ASA1801	Standardowy pulpit sterowniczy SHARK2 (REM D01, REM D11, REM D21 w zależności od konfiguracji) NC 0531, 0539, 0549, 1215, 1093, 1094, 1021, 1043	<input type="checkbox"/>		◆
ASA1207	Standardowy wspornik RH (NC 1404)	<input type="checkbox"/>		◆
ASA1208	Standardowy wspornik LH (NC 1405)	<input type="checkbox"/>		○
ASA1707	Odchylany wspornik z regulacją wysokości RH (NC 1404)	<input type="checkbox"/>		1 245,00
ASA1708	Odchylany wspornik z regulacją wysokości LH (NC 1405)	<input type="checkbox"/>		1 245,00
Sterownik dla osoby prowadzącej SHARK + uchwyty				
ASA1802	Standardowy pulpit sterowniczy SHARK2 (REM D01, REM D11, REM D21 w zależności od konfiguracji) NC 1891, 1892, 0531, 0539, 0549, 1215, 1021, 1093, 1094, 2108	<input type="checkbox"/>		775,00
ASA1207	Standardowy wspornik RH	<input type="checkbox"/>		○
ASA1208	Standardowy wspornik LH	<input type="checkbox"/>		○
Sterowanie DUALNE SHARK + uchwyty				
ASA1891	Dual Control Shark ze standardowym uchwytem RH NC 1802, 1215, 1093, 1094, 1043, 1021, 2108	<input type="checkbox"/>		4 000,00
ASA1892	Dual Control Shark ze standardowym uchwytem LH NC 1802, 1215, 1043, 1021, 1093, 1094, 2108	<input type="checkbox"/>		4 000,00
Joysticki DX2 / ACS2 + uchwyty				
ASA1601	Standardowy pulpit sterowniczy ACS, REM 24SD	<input type="checkbox"/>		700,00
ASA1617	Pulpit sterowniczy REM 550, z wyświetlaczem LCD Nc 1719	<input type="checkbox"/>		940,00
ASA1615	G91S (Master Remote bez joysticka-przycisk lub joystick muszą zostać dołożone do jazdy wózkami)NC 1707,1708	<input type="checkbox"/>		7 635,00
ASA1207	Standardowy wspornik RH (NC 1404)	<input type="checkbox"/>		○
ASA1208	Standardowy wspornik LH (NC 1405)	<input type="checkbox"/>		○
ASA1707	Odchylany wspornik z regulacją wysokości RH NC 1404	<input type="checkbox"/>		1 245,00
ASA1708	Odchylany wspornik z regulacją wysokości LH NC 1405	<input type="checkbox"/>		1 245,00
Sterowanie stołowe / centralne + uchwyty				
ASA1607	Sterowanie stołowe REM 41 NC 1404, 1405, 1719, (2132+2195)	<input type="checkbox"/>		5 850,00
ASA1608	Sterowanie centralne REM 41 NC 1404, 1405, 1719	<input type="checkbox"/>		4 575,00
ASZ1612	Sterowanie stołowe REM 34, rotacyjne (tylko jak produkcja specjalna) NC 1404, 1405, 1719	<input type="checkbox"/>		9 700,00
ASA1289	Uchwyt odchylany RH	<input type="checkbox"/>		○
ASA1288	Uchwyt odchylany LH	<input type="checkbox"/>		○
Joysticki dla osoby prowadzącej + uchwyty				
ASA1602	Joystick REM 24SD NC 1270 [z / 1719 tylko jak prod. specjalna], 2108	<input type="checkbox"/>		1 805,00
ASA1618	Pulpit sterowniczy REM550 z wyświetlaczem LCD NC 1720, 1719, 2108	<input type="checkbox"/>		1 805,00
ASA1207	Standardowy wspornik prawy (NC (+1289), (1719+1289/1287)	<input type="checkbox"/>		○
ASA1208	Standardowy wspornik lewy (NC (+1288), (1719+1288/1286)	<input type="checkbox"/>		○

Dodatkowe sterowanie (do połączenia ze sterowaniem Master Remote)			
Sterowanie brodą + uchwyt (proste)			
ASA1719	Sterowanie brodą ze standardowym Joystickiem (dla Modulite), zawsze montowane po stronie sterowania Master Remote NC 2110, 1607, 1608, 1612, 1618, 1617 [z 1602 tylko jako prod. specjalna], 2179	<input type="checkbox"/>	14 500,00
ASA1289	Uchwyt odchylany, manualnie RH NC (1720+1207), (+), (1602+1207)	<input type="checkbox"/>	○
ASA1288	Uchwyt odchylany, manualnie LH NC (1720+1208), (+), (1602+1208)	<input type="checkbox"/>	○
ASA1287	Uchwyt odchylany, elektrycznie RH NC (1720+1207), (+), (1602+1207)	<input type="checkbox"/>	9 995,00
ASA1286	Uchwyt odchylany, elektrycznie LH NC (1720+1208), (+), (1602+1208)	<input type="checkbox"/>	9 995,00
Sterowanie DUALNE + uchwyt			
ASA1720	Sterowanie Compact DUAL Control NC 1602, 1618	<input type="checkbox"/>	4 995,00
ASA1207	Standardowy wspornik prawy NC (+1289), (1719+1289/1287)	<input type="checkbox"/>	○
ASA1208	Standardowy wspornik lewy NC (+1288), (1719+1288/1286)	<input type="checkbox"/>	○
UKŁAD JEZDNY			
Kolory ramy			
ASA0228	Czarny	<input type="checkbox"/>	○
ASA0252	Biały	<input type="checkbox"/>	○
Kolor obudowy			
ASA0242	Granatowy	<input type="checkbox"/>	○
ASA0243	Srebrny metallic	<input type="checkbox"/>	○
ASA0224	Czarny	<input type="checkbox"/>	○
ASA0204	Czerwony	<input type="checkbox"/>	○
ASA0222	Biały	<input type="checkbox"/>	○
ASA0248	Zielony	<input type="checkbox"/>	○
ASA0279	Żółty	<input type="checkbox"/>	○
Kolor felg			
ASA0290	Biały NC 0835, 0828	<input type="checkbox"/>	245,00
ASA0292	Srebrny	<input type="checkbox"/>	◆
ASA0291	Czarny NC 0835, 0828	<input type="checkbox"/>	245,00
Przednie koła			
ASA0835	9" pneumatyczne, czarne (bezśladowe)	<input type="checkbox"/>	◆
ASA0836	9" pełne, czarne (bezśladowe)	<input type="checkbox"/>	○
ASA0828	8" pełne, czarne (bezśladowe) (NC 1283, 0290, 0291)	<input type="checkbox"/>	○
Tylne koła			
ASA0714	12,5 x 2,25 pneumatyczne, czarne (bezśladowe)	<input type="checkbox"/>	◆
ASA0715	12,5 x 2,25 czarne (bezśladowe)	<input type="checkbox"/>	○
Zawieszenie			
ASA1264	Zawieszenie tylne, standard NC 1093, 1094, 1021, 1043	<input type="checkbox"/>	○
ASA1265	Zawieszenie tylne, mocne	<input type="checkbox"/>	○
Silnik			
ASA1282	6 km/h	<input type="checkbox"/>	○
ASA1283	10 km/h NC 0828, (2201+2220)	<input type="checkbox"/>	○
Akumulatory			
ASA1257	50 Ah, żelowe	<input type="checkbox"/>	◆
ASA1392	bez akumulatorów (należy użyć jedynie zatwierdzonych przez Invacare akumulatorów)	<input type="checkbox"/>	na zapytanie
G-TRACK			
ASA1215	G-Track NC Shark	<input type="checkbox"/>	3 060,00
Ładowarka			
ASA1313	Ładowarka 10 A	<input type="checkbox"/>	◆
Kółka antywywrotne			
ASA1205	Kółka przeciwywrotne, (mocowanie zależne od posiadania podnośnika siedziska)	<input type="checkbox"/>	◆
Oświetlenie			
ASA1437	Sygnalizacja świetlna z kierunkowskazami typu LED NC 2201, 2203	<input type="checkbox"/>	2 025,00
ASA1254	Bez sygnalizacji świetlnej	<input type="checkbox"/>	◆
Dźwignia do pokonywania krawężników			
ASA1244	Dźwignia do pokonywania krawężników (z pozycją parkowania)	<input type="checkbox"/>	1 800,00
Zestaw transportowy			
ASA1493	Zestaw mocujący 4-punktowy (do transportu wózka bez pacjenta)	<input type="checkbox"/>	◆
ASA1494	Zestaw mocujący 4-punktowy (przetestowana wersja do transportu wózka jako siedzenie samochodowe zgodnie z ISO 7176-19:2001) (odpowiedni zagłówek jest obowiązkowy)	<input type="checkbox"/>	○
Pas mocujący			
ASA1329	Pas mocujący z Auto Lock-iem (standardowy montaż na oparciu)	<input type="checkbox"/>	295,00
ASA2113	Pas mocujący z Auto Lock-iem (elast. mocowanie w szynach bocznych) NC 2110, (2132+2191)	<input type="checkbox"/>	295,00
Lusterko wsteczne			
ASA1415	Prawe NC 2213	<input type="checkbox"/>	235,00
ASA1339	Lewe NC 2214	<input type="checkbox"/>	235,00

AKCESORIA				
Zaczepek na bagaż				
ASA1438	Zaczepek na bagaż NC 1367, 0039, 1093, 1094, 1021, 0042, 0305, 0318, 0310, 1092	<input type="checkbox"/>	925,00	
Uchwyt na kule				
ASA1312	Prawy	<input type="checkbox"/>	225,00	
ASA1363	Lewy	<input type="checkbox"/>	225,00	
Zderzak				
ASA1417	Zderzak na koła tylne (wymagane dla opcji 1437)	<input type="checkbox"/>	975,00	
Stolik terapeutyczny				
ASA1404	Odchylany, prawo NC (1601/1801+1207/1707), 2213, 2214, 2207	<input type="checkbox"/>	1 580,00	
ASA1405	Odchylany, lewo NC (1601/1801+1208/1708), 2213, 2214, 2208	<input type="checkbox"/>	1 580,00	
Zestaw narzędzi				
ASA1333	Zestaw narzędzi (2x Śrubokręt, 3x klucz imbusowy sześciokątny, klucz francuski)	<input type="checkbox"/>	145,00	