

**REA Clematis**

Waga użytkownika 125 kg


Cena podstawowa brutto: **4 900,00 zł**







Pieczętka firmy:

Adnotacje:

- Proszę o zaznaczenie krzyżykiem w ramce wybranych elementów
- ◆ Standardowe elementy wyposażenia
- Bezpłatne
- (NC 9999) nie kompatybilny z NC9999

Waga pacjenta =		kg			
Kod					zł
BKA0001	REA 706 Clematis		<input type="checkbox"/>		4900,00
BKA0010	Standardowa piasta koła		<input type="checkbox"/>	◆	
BKA0020	Wyposażony w hamulce bębnowe		<input type="checkbox"/>		840,00
<b>SIEDZISKO</b>					
<b>Szerokość siedziska</b>					
BKA0030	39 cm (+2 cm z BKA0285 rozpórka podłokietnika)		<input type="checkbox"/>	○	
BKA0040	44 cm (+2 cm z BKA0285 rozpórka podłokietnika)		<input type="checkbox"/>	○	
BKA0050	49 cm (+2 cm z BKA0285 rozpórka podłokietnika)		<input type="checkbox"/>	○	
<b>Głębokość siedziska</b>					
BKA0060	42-48 cm (regulowana bezstopniowo)		<input type="checkbox"/>	◆	
<b>Wysokość siedziska</b>					
BKA0070	45 cm		<input type="checkbox"/>	◆	
<b>Rodzaj oparcia</b>					
BKA0080	Oparcie Laguna 2		<input type="checkbox"/>	◆	
<b>Poduszka oparcia</b>					
BKA0090	Poduszka Laguna 2 (stabilizacja boczna)		<input type="checkbox"/>	◆	
<b>Typ tapicerki oparcia</b>					
BKA0101	Czarny dartex TR26		<input type="checkbox"/>	◆	
<b>Rączki do prowadzenia</b>					
BKA0110	Rączki do pchania z regulacją wysokości		<input type="checkbox"/>	◆	
BKA0115	Uchwyt do prowadzenia z regulacją kąta		<input type="checkbox"/>		796,00
<b>Odchylenie siedziska i typ regulacji oparcia</b>					
BKA0120	Regulacja oparcia za pomocą dźwigni gazowej (przez opiekuna) oraz odchylenie siedziska (zamontowane na ramie)		<input type="checkbox"/>	◆	
BKA0471	Blokada odchylenia siedziska (blokowanie ustawionego kąta)		<input type="checkbox"/>	◆	
<b>Poduszki siedziska</b>					
BKA0130	Poduszka Mistral 2 warstwowa		<input type="checkbox"/>		396,00
BKA0135	Poduszka Flo-Shape		<input type="checkbox"/>	○	
<b>Typ tapicerki poduszki siedziska</b>					
BKA0151	Czarny dartex TR26		<input type="checkbox"/>	◆	
<b>PODNOŻKI / PŁYTA POD STOPY</b>					
<b>Podnóżek LH</b>					
BKA0160	Z regulacją kąta - alu 2008 z pelotą podudziową, LH		<input type="checkbox"/>	◆	
<b>Podnóżek RH</b>					
BKA0180	Z regulacją kąta - alu 2008 z pelotą podudziową, RH		<input type="checkbox"/>	◆	
<b>Dolna część podnóżka LH</b>					
BKA0200	Dolna część podnóżka, stała, z długą rurką i paskiem za pięty, LH		<input type="checkbox"/>	◆	
BKA0201	Dolna część podnóżka, stała, z krótką rurką i paskiem za pięty, LH		<input type="checkbox"/>	○	
BKA0210	Dolna część podnóżka z regulacją głębokości i kąta z długą rurką i paskiem za pięty, LH		<input type="checkbox"/>		156,00
BKA0211	Dolna część podnóżka z regulacją głębokości i kąta z krótką rurką i paskiem za pięty, LH		<input type="checkbox"/>		156,00
<b>Dolna część podnóżka RH</b>					
BKA0220	Dolna część podnóżka, stała, z długą rurką i paskiem za pięty, RH		<input type="checkbox"/>	◆	
BKA0221	Dolna część podnóżka, stała, z krótką rurką i paskiem za pięty, RH		<input type="checkbox"/>	○	
BKA0230	Dolna część podnóżka z regulacją głębokości i kąta z długą rurką i paskiem za pięty, RH		<input type="checkbox"/>		156,00
BKA0231	Dolna część podnóżka z regulacją głębokości i kąta z krótką rurką i paskiem za pięty, RH		<input type="checkbox"/>		156,00
<b>PODŁOKIETNIK</b>					
<b>Podłokietnik, LH</b>					
BKA0240	Z regulacją wysokości, stały na głębokość LH, (wraz z autoblokadą podłokietnika)		<input type="checkbox"/>	◆	
BKA0243	Wyściełany, LH (NC: 0469, 0470)		<input type="checkbox"/>		276,00
BKA0245	Podłokietnik Hemiplegic, LH (NC: 0469, 0470, 0480)		<input type="checkbox"/>		888,00
<b>Podłokietnik, RH</b>					
BKA0260	Z regulacją wysokości, stały na głębokość RH, (wraz z autoblokadą podłokietnika)		<input type="checkbox"/>	◆	



BKA0263	Wyścielany, RH (NC: 0469, 0470)	<input type="checkbox"/>	276,00		
BKA0265	Podłokietnik Hemiplegic, RH (NC: 0469, 0470, 0480)	<input type="checkbox"/>	888,00		
<b>AKCESORIA SIEDZISKA</b>					
BKA0280	Klin (poduszka abdukcjna)	<input type="checkbox"/>	516,00	    	
BKA0285	Rozpórka podłokietnika (boczek) +1 cm / strona	<input type="checkbox"/>	80,00		
<b>Typy opcji oparcia</b>					
BKA0290	Zaglówek regulowany pokrętle (NC 0300)	<input type="checkbox"/>	540,00		
BKA0291	Pokrowiec na zagłówek	<input type="checkbox"/>	180,00		
BKA0295	Zaglówek z podparciem policzków, regulowany na boki (NC 0300)	<input type="checkbox"/>	1 036,00		
BKA0300	Stabilizacja szyjna (zagłówek podstawowy)	<input type="checkbox"/>	◆		
BKA0301	Pokrowiec na zagłówek podstawowy	<input type="checkbox"/>	180,00		
BKA0310	Mała pelota tułowia, LH	<input type="checkbox"/>	276,00		
BKA0315	Pelota tułowia odchylana (LH)	<input type="checkbox"/>	512,00		
BKA0320	Mała pelota tułowia, RH	<input type="checkbox"/>	276,00		
BKA0325	Pelota tułowia odchylana (RH)	<input type="checkbox"/>	512,00		
<b>Opcje podnóżków</b>					
BKA0330	Pelota kolanowa, LH	<input type="checkbox"/>	◆		
BKA0340	Pelota kolanowa, RH	<input type="checkbox"/>	◆		
<b>Rama</b>					
<b>KOLORY</b>					
BKA0360	Perłowo szary	<input type="checkbox"/>	◆		
<b>Typ mocowania koła przedniego</b>					
BKA0370	Mocowanie koła przedniego stałe (na ramie)	<input type="checkbox"/>	◆		
<b>KÓŁKA PRZEDNIE</b>					
BKA0380	200x45, średnio twarde	<input type="checkbox"/>	◆		
<b>Typ mocowania koła tylnego</b>					
BKA0390	szybkozłączka na kole tylnym (na ramie)	<input type="checkbox"/>	◆		
<b>Rodzaj tylnego koła</b>					
BKA0394	12" (NC 0420, 0430, 0445)	<input type="checkbox"/>	916,00		
BKA0400	24" standard	<input type="checkbox"/>	◆		
<b>Typ opon</b>					
BKA0415	Pneumatyczne profilowane	<input type="checkbox"/>	○		
BKA0420	Pełne	<input type="checkbox"/>	◆		
<b>CIĄGI</b>					
BKA0430	Aluminium anodyzowane 24"	<input type="checkbox"/>	◆		
<b>Kołpaki</b>					
BKA0445	Kołpaki szronione 24"	<input type="checkbox"/>	476,00		
<b>Bezpieczeństwo</b>					
BKA0450	Urządzenie antywywrotne (na ramie)	<input type="checkbox"/>	◆		
BKA0447	Pas miedniczy	<input type="checkbox"/>	236,00		
BKA0445	Oświetlenie pasywne (odblaskowe)	<input type="checkbox"/>	112,00		
<b>HAMULEC</b>					
BKA0460	Hamulec standardowy "Push to lock" (na ramie)	<input type="checkbox"/>	◆		
<b>AKCESORIA</b>					
BKA0469	Stolik z zestawem montażowym, z wyściótkami pod łokcie	<input type="checkbox"/>	780,00		
BKA0470	Stolik z zestawem montażowym	<input type="checkbox"/>	584,00		
BKA0476	Poduszka na stolik	<input type="checkbox"/>	380,00		
BKA0475	Stojak na kroplówkę	<input type="checkbox"/>	396,00		
BKA0480	Mechanizm blokady do stolika	<input type="checkbox"/>	104,00		
	<b>Łącznie</b>				