

**Invacare® FOX™** CE

Waga użytkownika: max. 127 kg

**Cena podstawowa brutto: 12.900,- zł**

Pieczętka firmy:

Adnotacje:

- Prosimy o zaznaczenie krzyżykiem w ramce wybranych elementów
- ◆ Standardowe elementy wyposażenia
- Bezpłatne
- (NC 9999) = nie kompatybilny z opcją 9999

Numer art.	Opis		zł
AXA0000	<b>FOX™ Model Podstawowy</b>	<input type="checkbox"/>	<b>12 900,00</b>
AXZ0000	<b>FOX™ Model Specjalny</b>	<input type="checkbox"/>	<b>na zapytanie</b>
<b>Siedzisko</b>			
AXA1140	<b>Siedzisko FOX</b>	<input type="checkbox"/>	◆
<b>Rama siedziska / ustawienie szerokości siedziska</b>			
AXA0368	350 mm szer. siedziska tylko z przymocowanymi boczками, rama siedziska 400 mm (NC 0606 (0555+0554))	<input type="checkbox"/>	○
AXA0361	400 mm szer. Siedziska (NC 0555+0554)	<input type="checkbox"/>	○
AXA0345	450 mm szer. siedziska	<input type="checkbox"/>	○
AXA0350	500 mm szer. siedziska (NC 1184, 1187, 2174, 2175, 2176)	<input type="checkbox"/>	○
<b>Ustawienie głębokości siedziska</b>			
AXA0324	400 mm zgodnie z ISO 7176-7:1998 (370 mm do przodu tylnych rurek)	<input type="checkbox"/>	○
AXA0308	430 mm zgodnie z ISO 7176-7:1998 (400 mm do przodu tylnych rurek)	<input type="checkbox"/>	○
AXA0327	460 mm zgodnie z ISO 7176-7:1998 (430 mm do przodu tylnych rurek)	<input type="checkbox"/>	○
AXA0319	490 mm zgodnie z ISO 7176-7:1998 (460 mm do przodu tylnych rurek)	<input type="checkbox"/>	○
<b>Typ siedziska</b>			
AXA1187	Siedzisko z pasami typu "sling" (NC 0350, 2147)	<input type="checkbox"/>	◆
AXA1188	Płyta siedziska	<input type="checkbox"/>	<b>625,00</b>
<b>Poduszka siedziska</b>			
AXA1409	Bez poduszki siedziska	<input type="checkbox"/>	◆
AXA1336	Poduszka siedziska 50 mm grubości (czarny nylon)	<input type="checkbox"/>	<b>245,00</b>
AXA2147	Poduszka siedziska MatrX Libra 90 mm grubości (do 136 kg) (NC 1187)	<input type="checkbox"/>	<b>2 455,00</b>
<b>Tapicerka oparcia / typ oparcia</b>			
AXA1184	Oparcie z regulacją naprężenia (długa = 540 mm / krótka = 480 mm) (NC 0350)	<input type="checkbox"/>	◆
AXA1178	Oparcie Flex3 z regulacją naprężenia (długa = 540 mm / krótka = 480 mm)	<input type="checkbox"/>	○
AXA2174	Regulowane płyty oparcia Flex3 z poduszką Laquna (NC 0350)	<input type="checkbox"/>	<b>3 380,00</b>
AXA2175	Oparcie MatrX Posture Back wys. 400 mm (tkanina Mesh) (NC 0350)	<input type="checkbox"/>	<b>3 380,00</b>
AXA2176	Oparcie MatrX Posture Back wys. 500 mm (tkanina Mesh) (NC 0350)	<input type="checkbox"/>	<b>3 380,00</b>
AXA2177	Oparcie MatrX Elite Back wys. 500 mm (tkanina Mesh)	<input type="checkbox"/>	<b>3 380,00</b>
AXA2178	Oparcie MatrX Elite TR Back wys. 500 mm (tkanina Mesh) (NC 1445, 1446, 2124, (2108+1350/1432/1427))	<input type="checkbox"/>	<b>4 140,00</b>
<b>Wysokość oparcia do tapicerki typu sling + z regulowanym naprężeniem</b>			
AXA0449	490 mm	<input type="checkbox"/>	◆
AXA0457	570 mm	<input type="checkbox"/>	○
<b>Stabilizacja oparcia dla oparc typu MatrX (mierzone od płyty siedziska do uchwyty do prowadzenia</b>			
AXA0413	Rama oparcia (530 mm wysokości)	<input type="checkbox"/>	◆
AXA0414	Rama oparcia (610 mm wysokości)	<input type="checkbox"/>	○
<b>Boczki</b>			
AXA0606	Boczki "T-Arm", zdejmowane, bez podłokietników (z reg. głębokości i szerokości), szer. ramy siedziska +25 mm z każdej strony (NC 0368, 0645)	<input type="checkbox"/>	◆
AXA0677	Przymocowane boczki (25 mm z każdej strony), szer. ramy siedziska -25 mm z każdej strony (NC 0650)	<input type="checkbox"/>	<b>495,00</b>
<b>Podłokietniki</b>			
AXA0650	Długie podłokietniki ergonomiczne (397 mm) NC 0677	<input type="checkbox"/>	<b>990,00</b>
AXA0647	Standardowe podłokietniki (325 mm)	<input type="checkbox"/>	◆
AXA0649	Podłokietniki wydłużone (375 mm)	<input type="checkbox"/>	○
AXA0645	Krótkie podłokietniki (220 mm) (NC 0606)	<input type="checkbox"/>	○
<b>Zaglówek</b>			
AXA1350	Zaglówek z reg. głębokości (dartex, czarny)	<input type="checkbox"/>	<b>975,00</b>
AXA1432	Zaglówek z reg. boczną (dartex, czarny)	<input type="checkbox"/>	<b>1 245,00</b>
	bez zagłówka	<input type="checkbox"/>	◆
<b>Ustawienie wysokości siedziska</b>			
AXA0312	Niskie ustawienie wysokości siedziska od podłoża 480 mm przy odchyleniu fabrycznym 4° (-30 mm / +30 mm w zależności od ustawień kąta siedziska)	<input type="checkbox"/>	◆
AXA0344	Wysokie ustawienie wysokości siedziska od podłoża 510 mm przy odchyleniu fabrycznym 4° (-30 mm / +30 mm w zależności od ustawień kąta siedziska)	<input type="checkbox"/>	○

<b>Kąt nachylenia siedziska</b>			
AXA1002	Ręczna regulacja kąta nachylenia siedziska (0°/2°/4°/6°/8°), ustawienie fabryczne 4°	<input type="checkbox"/>	◆
<b>Regulacja kąta nachylenia oparcia</b>			
AXA0961	Stopniowa regulacja kąta nachylenia oparcia (85°/95°/105°/115°)	<input type="checkbox"/>	◆
<b>PODNOŻKI DZIELONE/STABILIZACJA DLA AMPUTANTA RH/LH</b>			
<b>Podnózek LH</b>			
AXA0565	Standard 80° LH	<input type="checkbox"/>	◆
AXA0575	Z manualną regulacją kąta LH	<input type="checkbox"/>	550,00
<b>Podnózek RH</b>			
AXA0566	Standard 80° RH	<input type="checkbox"/>	◆
AXA0576	Z manualną regulacją kąta RH	<input type="checkbox"/>	550,00
<b>Rodzaj płyty pod stopy LH</b>			
AXA0505	Stała płyta pod stopy, odchylana, lewa (NC 0555, 0535)	<input type="checkbox"/>	◆
AXA0511	Płyta pod stopy z regulowanym kątem i głębokością, lewa (NC 0555, 0535)	<input type="checkbox"/>	535,00
<b>Rodzaj płyty pod stopy RH</b>			
AXA0502	Stała płyta pod stopy, odchylana, prawa (NC 0554, 0545)	<input type="checkbox"/>	◆
AXA0508	Płyta pod stopy z regulowanym kątem i głębokością, prawa (NC 0554, 0545)	<input type="checkbox"/>	535,00
<b>Pulpity sterujące</b>			
<b>Pulpit sterowniczy linx + uchwyt</b>			
AXA2201	Pulpit sterowniczy LiNX - jedna funkcja jezdna z modulem zasilającym Drive: DLX-REM110=tylko jazda	<input type="checkbox"/>	425,00
AXA1207	Standardowy uchwyt RH (NC 1404)	<input type="checkbox"/>	○
AXA1208	Standardowy uchwyt LH (NC 1405)	<input type="checkbox"/>	○
AXA1707	Odchylany uchwyt z regulacją wysokości RH (NC 1404)	<input type="checkbox"/>	1 245,00
AXA1708	Odchylany uchwyt z regulacją wysokości LH (NC 1405)	<input type="checkbox"/>	1 245,00
<b>Sterownik dla osoby prowadzącej linx + uchwyt</b>			
AXA2202	Pulpit sterowniczy LiNX montowany TYLKO dla opiekuna - jedna funkcja jezdna z modulem zasilającym Drive: DLX-REM110=tylko jazda (NC 2220, 2108)	<input type="checkbox"/>	425,00
AXA1207	Standardowy uchwyt RH	<input type="checkbox"/>	○
AXA1208	Standardowy uchwyt LH (NC 2108, 2220)	<input type="checkbox"/>	○
<b>Sterownik DUALNY linx + uchwyt (Joystick dla pacjenta i osoby prowadzącej)</b>			
AXA2220	Pulpit sterowniczy dualny LiNX (DLX-REM050 jako dodatkowy joystick) (NC 2202, 2108, 1284)	<input type="checkbox"/>	1 805,00
AXA1207	Standardowy uchwyt RH	<input type="checkbox"/>	○
AXA1208	Standardowy uchwyt LH	<input type="checkbox"/>	○
<b>Pulpit sterowniczy SHARK + uchwyt</b>			
AXA1801	Pulpit sterowniczy Shark (REMD01)	<input type="checkbox"/>	◆
AXA1207	Standardowy uchwyt RH (NC 1404)	<input type="checkbox"/>	◆
AXA1208	Standardowy uchwyt LH (NC 1405)	<input type="checkbox"/>	○
AXA1707	Odchylany uchwyt z regulacją wysokości RH (NC 1404)	<input type="checkbox"/>	1 245,00
AXA1708	Odchylany uchwyt z regulacją wysokości LH (NC 1405)	<input type="checkbox"/>	1 245,00
<b>Sterownik dla osoby prowadzącej shark + uchwyt</b>			
AXA1802	Pulpit sterowniczy Shark	<input type="checkbox"/>	825,00
AXA1207	Standardowy uchwyt RH	<input type="checkbox"/>	○
AXA1208	Standardowy uchwyt LH	<input type="checkbox"/>	○
<b>Sterownik DUALNY shark + uchwyt (Joystick dla pacjenta i osoby prowadzącej)</b>			
AXA1891	Sterownik DUALNY Shark z uchwytem RH	<input type="checkbox"/>	4 000,00
AXA1892	Sterownik DUALNY Shark z uchwytem LH	<input type="checkbox"/>	4 000,00
<b>UKŁAD JEZDNY</b>			
<b>Ustawienie podwozia (bazy kół)</b>			
AXA1226	Zalecane fabryczne ustawienie, na bazie głębokości siedziska i wysokości siedziska od podłoża	<input type="checkbox"/>	◆
AXA1263	Krótkie podwozie (baza kół) (odstęp osi 411 mm) = całkowita długość bez podnóżków 747 mm	<input type="checkbox"/>	○
AXA1262	Wydłużone podwozie (odstęp osi 441 mm) = całkowita długość bez podnóżków 773 mm	<input type="checkbox"/>	○
<b>Kolory ramy</b>			
AXA0201	granatowy - "pearl night blue"	<input type="checkbox"/>	○
AXA0233	srebrny - "Metallic silver"	<input type="checkbox"/>	○
AXA0228	czarny mat - "silky matt black"	<input type="checkbox"/>	○
AXA0204	czerwony - "transparent cherry red"	<input type="checkbox"/>	○
AXA0222	biały	<input type="checkbox"/>	○
<b>Przednie koła</b>			
AXA0802	Koła szare 200 x 50 mm, PU, czarna felga	<input type="checkbox"/>	◆
AXA0803	Koła szare 200 x 50 mm, pełna wkładka, srebrna felga	<input type="checkbox"/>	825,00
<b>Tyłne koła napędowe</b>			
AXA0709	Koła napędowe szare, pełna wkładka antyprzebiciowa 12 1/2" x 2 1/4", czarna felga, plastikowa	<input type="checkbox"/>	◆
AXA0710	Koła napędowe szare, pełna wkładka antyprzebiciowa 12 1/2" x 2 1/4", srebrna felga, aluminiowa	<input type="checkbox"/>	545,00
AXA0711	Koła napędowe szare, pneumatyczne 12 1/2" x 2 1/4", srebrna felga, aluminiowa	<input type="checkbox"/>	1 250,00
<b>OPCJE DZIAŁANIA</b>			
<b>Opcje prędkości</b>			
AXA1284	8 km/h (NC 1486, joysticki P&G)	<input type="checkbox"/>	◆
<b>Akumulatory</b>			
AXA1255	40Ah (żelowe)	<input type="checkbox"/>	○
AXA1248	ok. 50AH typ AGM	<input type="checkbox"/>	1 245,00
AXA1392	bez akumulatorów (należy używać tylko akumulatorów zaaprobowanych przez Invacare)	<input type="checkbox"/>	na zapytanie
<b>Ładowarka</b>			
AXA1343	Ładowarka 8 A (200 - 250 V)	<input type="checkbox"/>	◆
<b>Światła pozycyjne</b>			
AXA1225	Światła pozycyjne	<input type="checkbox"/>	1 246,50
AXA1254	bez świateł pozycyjnych	<input type="checkbox"/>	○

<b>Blokada kół tylnych / hamulec parkujący</b>			
AXA1206	Manualne blokady kół tylnych	□	◆
<b>Dźwignia do pokonywania krawężników</b>			
AXA1244	Dźwignia do pokonywania krawężników	□	1 800,00
<b>Zestaw transportowy</b>			
AXA1493	Zestaw mocujący 4-punktowy (do transportu wózka bez pacjenta)	□	◆
AXA1494	Zestaw mocujący 4-punktowy (przetestowana wersja do transportu wózka jako siedzenie samochodowe zgodnie z ISO 7176-19:2001) (odpowiedni zagłówek jest zalecany)	□	○
<b>Pas mocujący</b>			
AXA1329	Pas mocujący z Auto Lock-iem	□	295,00
<b>AKCESORIA</b>			
<b>Uchwyt na kulę/laske</b>			
AXA1312	strona prawa	□	225,00
AXA1363	strona lewa	□	225,00
<b>Stolik terapeutyczny</b>			
AXA1404	Odchylany, prawo (NC 2201/1801+1207/1707)	□	1 580,00
AXA1405	Odchylany, lewo (NC 2201/1801+1208/1708)	□	1 580,00
<b>Uchwyt na butlę tlenową</b>			
AXA1454	Uchwyt na butlę tlenową	□	690,00
<b>Blokada przednich kółek</b>			
AXA1490	Dźwignie do blokowania przednich kółek	□	225,00
<b>Zestaw narzędzi</b>			
AXA1333	Zestaw narzędzi	□	145,00
	<b>Łącznie</b>		