


AKSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Tel: 032 / 201 96 00 Fax: 032 / 201 96 00 wewn. 18

Invacare® TDX SP2	
Waga użytkownika:	max. 180 kg (6+8 km/h) 150 kg (10 km/h)
z el. podnośnikiem i odchyl. siedz.	160 kg (150 kg z 10 km/h)
Cena podstawowa brutto : 24.019,20 zł	

Pieczętka firmy:

Adnotacje:

- Proszę o zaznaczenie krzyżykiem w ramce wybranych elementów
 Standardowe elementy wyposażenia
 Bezpłatne
(NC 9999) nie kompatybilny z ref 9999

	Waga pacjenta =	kg			
Nr art.	Opis			zł	
ATA0000	TDX SP2 Model Podstawowy (25,5") baza		<input type="checkbox"/>	24 019,20	
ATZ0000	TDX SP2 Model Specjalny "Low Rider" z akumulatorami 73Ah, modułem podnoszenia i odchylania, wys. siedziska 420 mm, NC: 1091, 1092, 1093, 1145, 1095, 2110, (2123/2124+2129+peloty biodr.)		<input type="checkbox"/>	55 000,00	
ATA0000	TDX SP2 Model Specjalny "Low Rider" z akumulatorami 60Ah, modułem podnoszenia i odchylania, wys. siedziska 403 mm, NC: 1091, 1092, 1093, 1145, 1260, 1095, 2110, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189		<input type="checkbox"/>	54 000,00	
ATZ0000	TDX SP2 Model Specjalny (25,5") baza		<input type="checkbox"/>	na zapytanie	
	1 Siedzisko Modulite	2 Siedzisko Max			
Waga użytkownika					
	0 - 100 kg		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
	101 - 125 kg		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
	126 - 127 kg		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
	128 - 136 kg		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
	137 - 150 kg	NC 1092	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
	151 - 160 kg	NC 1092	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
	161 - 180 kg	NC 1092.1093, 1094	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
Typ siedziska					
ARH2100	1) Siedzisko Modulite	NC 0564, 0599	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Rama i płyta siedziska / siedzisko przesuwne					
ARH2110	Jednoczęściowa płyta siedziska szer. 43 cm (regulowana podłokietnikami 440-480 mm) NC 0071, 0072, 0977, 1092, 1093, 1094, 1095, 1332, 2113, 2121, 2123, 2124, 2162, 2163, 2108, 2173, 0556, 0589, 2129, 2130, 1095, 2193, 2194, 2192, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 1719		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	
ARH2111	Teleskopowa rama siedziska i płyta z szynami bocznymi szer. 380 do 530 mm (dodatkowo 50 mm przez podłokietniki) (NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+2173))		<input type="checkbox"/>	2 875,00	
ARH2112	Teleskopowa rama siedziska +siedzisko przesuwne z szynami bocznymi szer. 380 do 530 mm (dodatkowo 50 mm przez podłokietniki); + 30 mm wys. Siedziska (NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+2172/2173))		<input type="checkbox"/>	2 900,00	
Ustawienie szerokości siedziska dla regulowanej ramy siedziska					
ARH2121	380 mm płyta siedziska (dodatkowo 50 mm poprzez podłokietniki) (może być zredukowana do 330 mm w połączeniu z podłokietnikami zwężonymi (NC 2110, 2143, (2138+2142/2147))		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
ARH2122	430 mm płyta siedziska (dodatkowo 50 mm poprzez podłokietniki) NC 2138+2142/2147)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	
ARH2123	480 mm płyta siedziska (dodatkowo 50 mm poprzez podłokietniki)(NC 2110, (2138+2142/2147), (0071/0072/+2129+2184/2185/2186/2187/2188/2189))		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
ARH2124	530 mm płyta siedziska (dodatkowo 50 mm poprzez podłokietniki) (NC 2110, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, (2111/+2192/2194+/2173) (0071/0072/+2129+2185/2186/2187/2188/2189), (2132+2147))		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	
Szyna profilowana dla ustawienia głębokości siedziska					

ARH2129	Standardowy pakiet głębokości (zakres 410-510 mm) NC 2110, 2138, (0071/0072/2123/2124+2184/2185/2186/2187/2188/2189)	□	○	
ARH2130	Wydłużony pakiet głębokości (zakres 510 - 560 mm) NC 2110, 2132, 2134	□	○	
Ustawienie głębokości siedziska				
ARH2132	410 mm (NC 2130, 2196, 2197, 2198, (2195+1607/1404/1405), (2191/2183/2181+2113), (2124+2147), (2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556))	□	○	
ARH2134	460 mm NC 2130, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556)	□	◆	
ARH2136	510 mm (NC 2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556))	□	○	
ARH2138	560 mm (w połączeniu z oparciem Flex3 z reg. naprężenia głębokość siedziska jest zredukowana o 10 mm) NC 2129, 2141, 2143, (2121+), (2121/2122/2123+ 2142/2147), (2142+2152/2153/2154)	□	○	
Poduszka siedziska (rozmiar zgodnie z ustawieniami ramy siedziska)				
ARH2141	Standardowa poduszka piankowa grubość 50 mm, (NC 2111, 2138, 2152, 2153, 2154)	□	◆	
ARH2142	Poduszka Matrix Flo-tech Lite (75 mm do 127 kg); Contour (100 mm do 191 kg) NC: (2121/2122/2123+2138), (2138+2152/2153/2154)	□	825,00	
ARH2143	Poduszka Matrix Flo-tech Contour Visco 430x430 mm [max. waga użytkownika 125 kg] Pokrycie: tylko materiał stretch (NC 2136, 2121, 2124, 2138)	□	975,00	
ARH2147	Poduszka Matrix Libra, gr. 9 cm, standard (do 136 kg), HD (do 227 kg), NC (2124+2132), (2121/2122/2123+2138)	□	2 455,00	
Rama Oparcia (dla tapicerek z regulacją naprężenia / poduszek Matrix)				
ARH2161	Rama oparcia, zdejmowana, wys. 480 mm (zawsze z jednoczęściową płytą siedziska, ustawienia ręczne) (NC 2107, 2108, 2111, 2173, 0977)	□	◆	
ARH2163	Rurki pionowe oparcia krótkie (480 mm) z uchwytami regulowanymi (NC 2110, 2173)	□	○	
Rama Oparcia (dla oparc Flex3 / tapicerek z regulacją naprężenia / poduszek Matrix)				
ARH2162	Rurki pionowe oparcia długie (540 mm) z uchwytami regulowanymi (NC 2110)	□	○	
Rączki do prowadzenia do rurek pionowych				
ARH2107	Rurki pionowe z rączkami do prowadzenia NC 2161	□	○	
ARH2108	Rurki pionowe bez rączek do pchania NC 2161, 1332, 1378, 2220, 2202, 1719, 1720, 1602, 1618, 1645, (2171/2174/2175/2176/2177/2178+1350/1432/1427) 2202, 2221, 2222, 2220, 2245	□	○	
Tapicerka oparcia / poduszka				
ARH2171	Regulowane napięcie (długie=540 mm/krótkie=480 mm), (NC 2152, 2153, 2154, 1445, 1446, (2108+1350/1432/1427))	□	◆	
ARH2179	Regulowane napięcie Flex3 (długie=540mm, krótkie=480mm) (w połączeniu z największą głębokością siedziska, zredukowana o 10 mm) NC 2110, 2151, 2153, 2154, 2192, 2193, 2194, 2199, 1445, 1446, 1719	□	1 125,00	
ARH2173	Regulowane płyty oparcia Flex3 z poduszką Laguna (NC 2110, 2161, 2163, (2111/+2124+2192/2194))	□	995,00	
ARH2174	Oparcie Matrix Posture Back, wys. 400 mm (tkanina Mesh) (NC 1445, 1446, 2124) (2108+1350/1432/1427)	□	3 380,00	
ARH2175	Oparcie Matrix Posture Back, wys. 500 mm (tkanina Mesh) (NC 1445, 1446, 2124) (2108+1350/1432/1427))	□	3 380,00	
ARH2176	Oparcie Matrix Elite Back, wys. 500 mm (tk.Mesh) (NC 1445, 1446, 2124, (2108+1350/1432/1427))	□	3 380,00	
ARH2177	Oparcie Matrix Elite TR Back, wys. 500 mm (tk.Mesh) (NC 1445, 1446, 2124, (2108+1350/1432/1427))	□	3 380,00	
ARH2178	Oparcie Matrix Elite Deep Back, wys. 500 mm (tk.Mesh) (NC 1445, 1446, 2124, (2108+1350/1432/1427))	□	4 140,00	
Kolor tapicerki (dla poduszki siedziska i oparcia)				
ARH2151	Czarna tkanina (nylon z 2141; rozciągliwy materiał z 2142, 2143)	□	◆	
ARH2152	Czarny dartex (NC 2141, 2171), (2138+2142)	□	○	
ARH2153	wersja LK (kolor czarny z pomarańczowym szwem) (NC 2141, 2171), (2138+2142)	□	1 350,00	
ARH2154	Czarny plusz (NC 2141, 2171), (2138+2142)	□	625,00	
Boczek (z wzmocnioną, reulowaną na głębokość kłamrą)				
ARH2191	Boczek "T-Arm", zdejmowane (bez regulacji szerokości w wersji Low Rider) NC (2132+2113); (2134/2136+peloty biodrowe+0556)	□	◆	
ARH2181	Boczek "T-Arm", zdejmowane (50 mm wyższe) (bez regulacji szerokości w wersji Low Rider) NC (2132+2113); (2134/2136+peloty biodrowe+0556)	□	○	
ARH2198	Wyściełane boczek z zintegrowaną osłoną ubrań (bez regulacji szerokości w wersji Low Rider) (NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2199, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189)	□	1 145,00	
ARH2183	Zwężone boczek (po 25 mm po każdej stronie) NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113)	□	495,00	
ARH2193	Podnoszone boczek (max waga użytkownika 150 kg) NC 2110, 1445, 1446	□	1 095,00	
ARH2192	Boczek zintegrowane z oparciem (reg. wysokości 230 - 300 mm) (max waga użytkownika 150 kg) NC 2110, 1445, 1446, (2134/2136+peloty biodrowe+0556), (2111/+ 2124+/2173)	□	1 480,00	
ARH2194	Boczek zintegrowane z oparciem (reg. wysokości 300 - 360 mm) (max waga użytkownika 150 kg) NC 2110, 1445, 1446, (2134/2136+peloty biodrowe+0556), (2111/+ 2124+/2173)	□	1 480,00	

Podłokietniki			
ARH2195	Krótki podłokietnik (325 mm) NC 2198, (2132+1607/1404/1405)	<input type="checkbox"/>	◆
ARH2196	Podłokietnik wydłużony (375 mm) (NC 2132, 2198)	<input type="checkbox"/>	○
ARH2197	Podłokietnik wydłużony ergonomiczny (397 mm) (NC 2132, 2198)	<input type="checkbox"/>	275,00
ARH2199	Miękki podłokietnik NC 2198	<input type="checkbox"/>	990,00
Pelota biodrowa strona lewa (dla boczków T-arm, zintegrowanych i podnoszonych)			
ARH2184	Pelota biodrowa lewa, wyściółka 140 x 100 mm NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556); 0072, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (0071/+2123/2124+2129)	<input type="checkbox"/>	1 605,00
ARH2186	Pelota biodrowa lewa, wyściółka 230 x 100 mm NC NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556); 0072, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (0071/+2123/2124+2129)	<input type="checkbox"/>	1 705,00
ARH2188	Pelota biodrowa lewa, wyściółka 330 x 100 mm NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556); 0072, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (0071/+2123/2124+2129)	<input type="checkbox"/>	1 705,00
Pelota biodrowa strona prawa (dla boczków T-arm zintegrowanych i podnoszonych)			
ARH2185	Pelota biodrowa prawa, wyściółka 140 x 100 mm NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556); 0072, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (0071/+2123/2124+2129)	<input type="checkbox"/>	1 605,00
ARH2187	Pelota biodrowa prawa, wyściółka 230 x 100 mm NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556); 0072, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (0071/+2123/2124+2129)	<input type="checkbox"/>	1 705,00
ARH2189	Pelota biodrowa prawa, wyściółka 330 x 100 mm NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556); 0072, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (0071/+2123/2124+2129)	<input type="checkbox"/>	1 705,00
Zaglówek (dartex)			
ARH1350	Zaglówek z reg. głębokości NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178)	<input type="checkbox"/>	975,00
ARH1432	Zaglówek z reg. Boczna NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178)	<input type="checkbox"/>	1 245,00
ARH1427	Zaglówek ze wsparciem policzków NC (2108+2171/2174/2175/2176/2177/2178)	<input type="checkbox"/>	1 245,00
Stabilizacja boczna			
ARH1446	Peloty boczne (para) (dartex) z wydłużonym ramieniem, sztywna wkładka NC 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	<input type="checkbox"/>	1 460,00
ARH1445	Peloty boczne (para) (dartex) z wydłużonym ramieniem, wkładka z multi reg. NC 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	<input type="checkbox"/>	2 225,00
Podnoszenie siedziska / odchylenie siedziska			
ARH1091	Manualne odchylenie siedziska NC 0071, 0072, 2054	<input type="checkbox"/>	◆
ARH1092	Elektryczne odchylenie siedziska "stała oś" 20° (do wagi 136 kg) NC 0071, 0072, 2110, 2054, 2201, 2202	<input type="checkbox"/>	4 450,00
ARH1095	Elektryczne odchylenie siedziska "stała oś" 20° Heavy Duty (do wagi 180 kg) NC 0071, 0072, 2110, 2054, 2201, 2202	<input type="checkbox"/>	4 450,00
ARH1093	Elektryczne nachylenie siedziska 0° - 30° ze zmianą CoG (maks. waga użytkownika 160 kg) NC 0071, 0072, 2110, 2201, 2202	<input type="checkbox"/>	6 145,00
ARH1094	Elektryczna winda siedziska z elektrycznym odchyleniem kąta siedziska 30 cm, 30° ze zmianą CoG (maksymalna waga użytkownika 160 kg) (NC 2110, 1639, 2201, 2202)	<input type="checkbox"/>	11 875,00
Ustawienia wysokości siedziska (tylko jeżeli wybrano opcję 1092 lub 1095)			
ARH0354	Ustawienie wysokości siedziska 450 mm	<input type="checkbox"/>	○
ARH0364	Ustawienie wysokości siedziska 475 mm	<input type="checkbox"/>	○
Ustawienia kąta siedziska (tylko jeżeli wybrano opcję 1093 lub 1094)			
ARH2054	5° stałe odchylenie przednie, mocowanie Assist (zredukuje maks. odchylenie o 5°) NC 1091, 1092, 1095	<input type="checkbox"/>	725,00
Regulacja kąta nachylenia oparcia			
ARH0975	Ręczna stopniowa regulacja kąta nachylenia (w krokach)	<input type="checkbox"/>	◆
ARH0977	Elektryczna regulacja nachylenia (NC 2110, 2201, 2202)	<input type="checkbox"/>	4 950,00
PODNOŻKI I PŁYTY POD STOPY			
PODNOŻKI MOCOWANE CENTRALNIE			
Typ podnóżka			
ARH0556	Podnóżek mocowany centralnie, kąt ustawiany NC 2110, (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189)	<input type="checkbox"/>	2 250,00
ARH0589	LNx Podnóżek mocowany centralnie, z kompensacją dł., regulowany elektrycznie (NC 2110, 2201, 2202)	<input type="checkbox"/>	12 715,00
ARH0583	Peloty podudziowe	<input type="checkbox"/>	◆
ARH0559	Płyta podnóżka z regulacją kąta i szerokości (240mm głębokości)	<input type="checkbox"/>	◆
PODNOŻKI MOCOWANE BOCZNIE, INDYWIDUALNE RH/LH			
Podnóżek LH			

ARH0565	Standardowy podnózek, 80°, LH (dla użytkowników o wadze max. 160 kg) NC 0546, 0547, 0549, 0509, 1145		□	◆	
ARH0536	Podnózek VARI F, LH NC 0380, 0566, 0554		□	640,00	
ARH0537	Podnózek VARI A, LH NC 0505, 0566, 0554		□	830,00	
ARH0539	Podnózek reg.elektrycznie ADE, 0° do 80° LH, NC 0505, 0566, 0554, 2201, 2202		□	3 960,00	
Podnózek RH					
ARH0566	Standardowy podnózek, 80°, RH (dla użytkowników o wadze max. 160 kg) NC 0536, 0537, 0539, 0506, 1145		□	◆	
ARH0546	Podnózek VARI F, RH NC 0380, 0565, 0555		□	640,00	
ARH0547	Podnózek VARI A, LH NC 0502, 0565, 0555		□	830,00	
ARH0549	Podnózek reg.elektrycznie ADE, 0° do 80° LH, NC 0502, 0565, 0555, 2201, 2202		□	3 960,00	
Rodzaj płyty pod stopy LH					
ARH0505	Stała płyta pod stopy, lewa (NC 0537,0539)		□	◆	
ARH0509	Płyta pod stopy z regulowanym kątem, lewa NC 0565, 0555		□	375,00	
ARH0511	Płyta pod stopy z regulowanym kątem i głębokością, lewa		□	535,00	
Rodzaj płyty pod stopy RH					
ARH0502	Stała płyta pod stopy, prawa (NC 0547,0549)		□	◆	
ARH0506	Płyta pod stopy z regulowanym kątem, prawa NC 0566, 0554		□	375,00	
ARH0508	Płyta pod stopy z regulowanym kątem i głębokością, prawa		□	535,00	
PULPIT STEROWNICZY					
Joysticki LiNX					
Joysticki LiNX dla użytkownika wraz z odpowiednimi uchwytami					
ARH2203	Joystick LiNX z 3 funkcjami jezdnyimi i modułem zasilającym z 2 sterownikami: DLX-REM211= Drive & Actuators NC 1437		□	◆	
ARH2204	Joystick LiNX z 3 funkcjami jezdnyimi i modułem zasilającym z 2 sterownikami& oświetleniem: DLX-REM216= Drive, Actuators & Light		□	1 560,00	
ARH1207	Standardowy uchwyt RH NC 1404		□	○	
ARH1208	Standardowy uchwyt LH NC 1405		□	○	
ARH1707	Odchylany uchwyt RH NC 1404		□	1 245,00	
ARH1708	Odchylany uchwyt LH NC 1405		□	1 245,00	
Joysticki LiNX dla osoby prowadzącej wraz z odpowiednimi uchwytami					
ARH2221	Joystick LiNX (montowany tylko dla osoby prowadzącej) z 3 funkcjami jezdnyimi i modułem zasilającym z 2 sterownikami: DLX-REM211= Drive & Actuators NC 2108, 2220, 1437		□	○	
ARH2222	Joystick LiNX (montowany tylko dla osoby prowadzącej) z 3 funkcjami jezdnyimi i modułem zasilającym z 2 sterownikami& oświetleniem: DLX-REM216= Drive, Actuators & Light NC 2108, 2220		□	1 560,00	
ARH1207	Standardowy uchwyt RH		□	○	
ARH1208	Standardowy uchwyt LH		□	○	
Joysticki DUALNE LiNX + uchwyty					
ARH2220	DUAL Control LiNX (DLX-REM050 jak drugi Joystick dla osoby prow.) NC 2108, 2202, 2221, 2222, (2201+1284/1285)		□	2 245,00	
ARH1207	Standardowy uchwyt RH		□	○	
ARH1208	Standardowy uchwyt LH		□	○	
LiNX 10-way switch					
ARH2251	10-way switch DLX-SW10-A dla bezpośredniego dostępu do lektryki siedziska (zawiera wiązkę kabli do połączenia + dodatkowy Jack do trybu włącznika		□	2 495,00	
ARH2217	Uchwyt RH, montowany dla użytkownika		□	○	
ARH2218	Uchwyt LH, montowany dla użytkownika		□	○	
ARH2227	Uchwyt RH, montowany dla opiekuna		□	○	
ARH2228	Uchwyt LH, montowany dla opiekuna		□	○	
ARH2252	Wiązka kabli do gniazd typu jack dla "Mode" & "Drive" (zawiera połączenie do przelącznika 10-way)		□	495,00	
Akcesoria LiNX (nie zamontowane)					
Przyciski Buddy buttons					
ARH1685	czerwony Buddy Button		□	760,00	
ARH1686	żółty Buddy Button		□	760,00	
ARH1687	zielony Buddy Button		□	760,00	
ARH1690	niebieski Buddy Button		□	760,00	
Przyciski Piko Buttons					
ARH1711	czerwony Piko Button		□	920,00	
ARH1712	żółty Piko Button		□	920,00	
ARH1713	zielony Piko Button		□	920,00	

ARH1714	pomarańczowy Piko Button	<input type="checkbox"/>	920,00	
ARH1715	niebieski Piko Button	<input type="checkbox"/>	920,00	
ARH1716	czarny Piko Button	<input type="checkbox"/>	920,00	
Joystiki DX2 / ACS2 & Mocowania				
ARH1601	Standardowy pulpit sterowniczy ACS REM 24SD	<input type="checkbox"/>	700,00	
ARH1617	Pulpit sterowniczy REM550 z wyświetlaczem LCD NC 1719	<input type="checkbox"/>	940,00	
ARH1615	G91S (Master Remote bez joysticka - przycisk lub joystick muszą zostać dołożone do jazdy wózkiem) NC 1707, 1708	<input type="checkbox"/>	7 635,00	
ARH1207	Standardowy wspornik prawy (NC 1404)	<input type="checkbox"/>	○	
ARH1208	Standardowy wspornik lewy (NC 1405)	<input type="checkbox"/>	○	
ARH1707	Odchylany wspornik z regulacją wysokości RH (NC 1404, 1615)	<input type="checkbox"/>	1 245,00	
ARH1708	Odchylany wspornik z regulacją wysokości LH (NC 1405, 1615)	<input type="checkbox"/>	1 245,00	
Sterowanie stołowe / centralne + uchwyty				
ARH1607	Sterowanie stołowe REM 41 NC 1404, 1405, 1719, (2132+2195)	<input type="checkbox"/>	5 850,00	
ARH1608	Sterowanie centralne REM 41 NC 1404, 1405, 1719	<input type="checkbox"/>	4 575,00	
ARW1612	Sterowanie stołowe REM 34, rotacyjne (tylko jak produkcja specjalna) NC 1404, 1405, 1719	<input type="checkbox"/>	9 700,00	
ARH1289	Uchwyt odchylany RH	<input type="checkbox"/>	○	
ARH1288	Uchwyt odchylany LH	<input type="checkbox"/>	○	
Joysticki dla osoby prowadzącej + uchwyty				
ARH1602	Joystick REM 24SD NC 1270 [z / 1719 tylko jak prod. Specjalna]	<input type="checkbox"/>	1 805,00	
ARH1618	Pulpit sterowniczy REM550 z wyświetlaczem LCD NC 1720, 1719	<input type="checkbox"/>	1 805,00	
ARH1207	Standardowy wspornik prawy (NC (+1289), (1719+1289/1287))	<input type="checkbox"/>	○	
ARH1208	Standardowy wspornik lewy (NC (+1288), (1719+1288/1286))	<input type="checkbox"/>	○	
Dodatkowe sterowanie (do połączenia ze sterowaniem Master Remote)				
Sterowanie brodą + uchwyt (proste)				
ARH1719	Sterowanie brodą ze standardowym Joystickiem (tylko dla Modulite), zawsze montowane po stronie sterowania Master Remote NC 1145, 2108, 2110, 1607, 1608, 1612, 1639, 1618, 1617 [z 1602 tylko jako prod. specjalna]	<input type="checkbox"/>	14 500,00	
ARH1289	Uchwyt odchylany, manualnie RH NC (1720+1207), (1645+1221), (1602+1207)	<input type="checkbox"/>	○	
ARH1288	Uchwyt odchylany, manualnie LH NC (1720+1208), (1645+1222), (1602+1208)	<input type="checkbox"/>	○	
ARH1287	Uchwyt odchylany, elektrycznie RH NC (1720+1207), (1645+1221), (1602+1207)	<input type="checkbox"/>	9 995,00	
ARH1286	Uchwyt odchylany, elektrycznie LH NC (1720+1208), (1645+1222), (1602+1208)	<input type="checkbox"/>	9 995,00	
Sterowanie DUALNE + uchwyt				
ARH1720	Sterowanie Compact DUAL Control NC 1602, 1618, 2108	<input type="checkbox"/>	4 995,00	
ARH1207	Standardowy wspornik prawy NC (+1289), (1719+1289/1287)	<input type="checkbox"/>	○	
ARH1208	Standardowy wspornik lewy NC (+1288), (1719+1288/1286)	<input type="checkbox"/>	○	
Sterowanie Invacare IDC Dual Control + uchwyt				
ARH1645	Invacare IDC Dual Control	<input type="checkbox"/>	4 475,00	
ARH1221	Uchwyt RH, demontowalny NC (+1289), (1719+1289/1287), (1207+1602/1618)	<input type="checkbox"/>	○	
ARH1222	Uchwyt LH, demontowalny NC (+1288), (1719+1288/1286), (1208+1602/1618)	<input type="checkbox"/>	○	
UKŁAD JEZDNY				
Kolory ramy				
ARH0228	Czarny "wet black"	<input type="checkbox"/>	○	
ARH0212	Czerwony "electric red"	<input type="checkbox"/>	○	
ARH0257	Zielony "jade green"	<input type="checkbox"/>	○	
ARH0236	Niebieski "electric blue"	<input type="checkbox"/>	○	
ARH0237	Srebrny "electric silver"	<input type="checkbox"/>	○	
ARH0238	Biały "arctic white"	<input type="checkbox"/>	○	
ARH0205	Fioletowy "transparent purple"	<input type="checkbox"/>	○	
Koła centralne / napędowe				
ARH0771	3.00-8 pneumatyczne	<input type="checkbox"/>	○	
ARH0773	3.00-8, zabezpieczone przed przebicciem	<input type="checkbox"/>	○	
ARH0750	3.00-8 pełne (pełna wkładka)	<input type="checkbox"/>	○	
SILNIK I OPCJE PRĘDKOŚCI				
Silnik				
ARH1282	Silnik 6 km/h, 4-biegunowy (max. waga użytkownika 180 kg)	<input type="checkbox"/>	○	
ARH1284	Silnik 8 km/h, 4-biegunowy (max. waga użytkownika 180 kg) NC (2201+2220)	<input type="checkbox"/>	◆	
ARH1285	Silnik 10 km/h, 4-biegunowy (max. waga użytkownika 150 kg) NC (2201+2220)	<input type="checkbox"/>	○	

Akumulatory				
ARH1259	60 Ah (żelowe) tylko dla wersji Low Rider - standard	<input type="checkbox"/>	◆	
ARH1260	73 Ah, żelowe NC 0072	<input type="checkbox"/>	◆	
ARH1392	bez akumulatorów (używać tylko zatwierdzonych przez Invacare akumulatorów)	<input type="checkbox"/>	na zapytanie	
G-Track				
ARH1215	Moduł G-Track	<input type="checkbox"/>	3 060,00	
Ładowarka				
ARH1343	Ładowarka	<input type="checkbox"/>	◆	
Oświetlenie				
ARH1437	Oświetlenie LED NC 2201, 2202, 2203, 2221	<input type="checkbox"/>	2 025,00	
ARH1254	Bez oświetlenia	<input type="checkbox"/>	◆	
Zestaw transportowy				
ARW1450	Przygotowanie do stacji dokującej DAHL (odpowiedni zagłówek jest wymagany)	<input type="checkbox"/>	3 850,00	
ARH1493	Zestaw mocujący 4-punktowy (do transportu wózka bez użytkownika)	<input type="checkbox"/>	◆	
ARH1494	Zestaw mocujący 4-punktowy (wersja testowana do użytkowania wózka jako fotela samochodowego zgodnie z ISO 7176-19:2001) (odpowiedni zagłówek jest wymagany)	<input type="checkbox"/>	○	
Pas mocujący				
ARH1329	Pas mocujący z Auto Lock-iem (extra długi dla siedziska Max)	<input type="checkbox"/>	295,00	
ARH2113	Pas mocujący z Auto Lock-iem (elastyczne mocowanie w szynach bocznych) (NC 2110, 1145, (2132+2181/2191))	<input type="checkbox"/>	295,00	
ARH1332	Pas typu H NC 2110, 1145	<input type="checkbox"/>	585,00	
Lusterko wsteczne				
ARH1415	Prawe	<input type="checkbox"/>	235,00	
ARH1339	Lewe	<input type="checkbox"/>	235,00	
AKCESORIA				
Uchwyt na kule				
ARH1312	Prawy	<input type="checkbox"/>	225,00	
ARH1363	Lewy	<input type="checkbox"/>	225,00	
Stolik				
ARH1404	Odchylany na prawo (NC 1207, 1707, 1145)	<input type="checkbox"/>	1 580,00	
ARH1405	Odchylany na lewo (NC 1208, 1708, 1145)	<input type="checkbox"/>	1 580,00	